

SWASH[®] SHAMPOO CAP – SIN PARFUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article	Do4077-1
Contenu du paquet	1 cap
Contenu du carton	52 paquets
Fabricant	Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas

INFORMATIONS PRODUIT

Type de produit	Medical device class 1 (93/42/EEG)
Composition du tissu	Polyester & TENCEL [®]
Méthode de production du tissu	Needle punch
Poids du carton	ca. 6.823 gram
Poids net du cap	ca. 30 gram
Poids net du film protecteur	ca. 4 gram
Valeur du pH	5 – 6
Dimensions du cap	30 cm x 30 cm
Dimension du paquet	22 cm x 12 cm

INGRÉDIENTS DU LOTION

FONCTION

(%)

Aqua	Agit comme solvant où tous les ingrédients sont dilués.	75-100
Propylène Glycol	Ingrédient hydratant, qui réduit l'assèchement de la peau. Agit aussi comme solvant et détermine la viscosité.	1-5
Sodium Lauroyl Sarcosinate	Tensio-actif ; effet nettoyant et moussant car il diminue la tension superficielle. Principalement utilisé dans des produits pour bébés.	0,1-1
Caprylyl Glycol	Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Cocamidopropyl Bétaïne	Revitalisant pour la peau. Possède également des propriétés de conservation.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Composant hydratant. A aussi des propriétés de conservation.	0,1-1
Potassium Sorbate	Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée de vie du produit.	0,1-1
Dipropylène Glycol	Solvant pour la conservation.	0,1-1
Sodium Chloride	Additif.	<0,1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Si désiré, chauffer le Swash[®] Shampoo Cap avant utilisation (800 Watt, 20 secondes).

Vérifiez la température du Swash[®] Shampoo Cap chauffé avant utilisation.

Mettez le Swash[®] Shampoo Cap sur la tête du patient et mettez tous les cheveux en dessous.

Masser les cheveux pendant 2 à 3 minutes.

Retirez le Swash[®] Shampoo Cap de la tête du patient (ne rincez pas la lotion).

Sécher soigneusement les cheveux avec une serviette.

Usage unique. Ne pas réchauffer.

RÉSULTATS DES TESTS

Test d'irritation oculaire

Les résultats montrent que le Swash[®] Shampoo Cap ne cause pas d'irritation à la cornée ni à l'iris. De plus, aucune rougeur ou gonflement de la muqueuse n'a été observé.

Test d'irritation cutanée

Les résultats montrent que le Swash[®] Shampoo Cap ne cause pas d'irritation cutanée. Il n'y avait aucun signe d'œdème ou de rougeur de la peau pendant ou après le test.