

445 - Rigid Post Op Shoe



ENGLISH

Product Description

An adjustable medical shoe suitable for post-operative healing and injuries of the foot.

Usage Information (See diagram)

- Unfasten both strap closures.
- Place foot into the shoe, ensuring heel is located to back of shoe.
- Re-fasten both straps by returning through the D-Rings and securing for a snug but comfortable fit.
- Trim the straps if required.

Caution:

Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions. If any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.

Sizes and Fit

Size	Sole Length x Width
Women's Small	24cm x 8cm
Women's Medium	25cm x 9cm
Women's Large	27cm x 9cm
Men's Small	28cm x 10cm
Men's Medium	29cm x 10cm
Men's Large	30cm x 10cm
Extra-Large	32cm x 11cm

Indications for Use

- Accommodate bandages or swelling.
- Foot Surgery.
- Broken toe management.
- Metatarsal injuries.
- Soft tissue procedures.
- Management of diabetic foot.
- Post-operative recovery.

Contraindications

- Do not use over open wounds.
- Any known allergy and/or hypersensitivity to any material listed in product composition.
- Caution should be used if prescribed to patients with diabetes, vascular deficiency and neuropathy.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this device be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the device.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the device may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the device is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

- Close over all hook/loop straps.
- Hand wash shoe in cool water using mild detergent.
- Rinse and dry flat.
- Do not spin or tumble dry.
- Do not use fabric conditioner at any time.
- Check for any degradation that may affect use.
- Periodically check hook/loop fasteners are operating securely.

Product Composition

Polyester, Polyurethane, Nylon, POM, Ethylene Vinyl Acetate, Cellulose.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Ein einstellbarer medizinischer Schuh, geeignet für die postoperative Heilung und Fußverletzungen.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

- Lösen Sie beide Gurtverschlüsse.
- Stecken Sie den Fuß in den Schuh und stellen Sie dabei sicher, dass sich die Ferse gegen die Hinterseite des Schuhs befindet.
- Fixez à nouveau les deux Gurte wieder, indem Sie diese durch die D-Ringe zurückführen und sichern, um einen festen, aber bequemen Sitz zu gewährleisten.
- Kürzen Sie die Gurte je nach Bedarf.

Vorsicht:

Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen. Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.

Größen und Passform

Größe	Sohle Länge x Breite
Damen Small	24cm x 8cm
Damen Medium	25cm x 9cm
Damen Large	27cm x 9cm
Herren Small	28cm x 10cm
Herren Medium	29cm x 10cm
Herren Large	30cm x 10cm
Extra Large	32cm x 11cm

Indikationen für den Einsatz

- Aufnahme von Verbänden oder Schwellung.
- Fußchirurgie.
- Behandlung einer gebrochenen Zehe.
- Metatarsalverletzungen.
- Weichgewebeeingriffe.
- Behandlung eines diabetischen Fußes.
- Postoperative Genesung.

Gegenanzeigen

- Nicht über offenen Wunden verwenden.
- Jede bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen einen der in der Produktzusammensetzung aufgeführten Stoffe.
- Vorsicht ist geboten bei der Verschreibung an Patienten mit Diabetes, Gefäßschwäche und Neuropathie.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir empfehlen, dass die Erstanpassung dieser Orthese von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, die Sie über die Dauer der Verwendung berät.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Orthese sicherzustellen.
- Nicht verwenden, wenn Einreibemittel, Salben, Gele, Cremen oder andere Substanzen auf den betroffenen Bereich aufgetragen wurden.
- Nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden, da dies eine Kreuzinfektion zur Folge haben und die Produktintegrität beeinträchtigen kann.
- Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.
- Die Langlebigkeit der Orthese könnte durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Objekte mit scharfen Kanten oder Schäden an den Klettverschlüssen. Um dies zu verhindern, sollten die Klettverschlüsse immer geschlossen werden, wenn die Orthese nicht getragen wird oder wenn sie gewaschen wird.

Wasch- und Pflegehinweise

- Über alle Klettverschlüsse schließen.
- Waschen Sie den Schuh von Hand in kaltem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- Spülen und flach abtrocknen.
- Nicht schleudern oder im Wäschetrockner trocknen.
- Niemals einen Weichspüler verwenden.
- Auf Beschädigungen achten, welche die Nutzung beeinträchtigen könnten.
- Regelmäßig überprüfen, ob die Klettverschlüsse sicher funktionieren.

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Nylon, POM, Ethylenvinylacetat, Zellulose.

Lager- und Transportbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt in der Originalverpackung aufbewahren.

Recycling und Entsorgung

Die Verpackung und die Bestandteile sollten recycelt oder sicher entsprechend der lokalen oder nationalen Gesetze entsorgt werden.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ersten Zwischenfälle dem Hersteller und der befugten Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS

Description du produit

Une chaussure médicale réglable adaptée à la guérison post-opératoire et aux blessures du pied.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

- Détachez les deux fermetures des sangles.
- Placez le pied dans la chaussure, en veillant à ce que le talon soit bien positionné à l'arrière de la chaussure.
- Fixez à nouveau les deux sangles en les faisant repasser par les anneaux en D et en les fixant pour obtenir un ajustement serré mais confortable.
- Coupez les sangles si nécessaire.

Mise en garde :

Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiences vasculaires et de troubles neurologiques. En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.

Tailles et ajustements

Taille	Longueur x largeur de la semelle
Petit pour femmes	24 cm x 8 cm
Moyen pour femmes	25 cm x 9 cm
Grand pour femmes	27 cm x 9 cm
Petit pour homme	28 cm x 10 cm
Moyen pour homme	29 cm x 10 cm
Grand pour homme	30 cm x 10 cm
Très grande	32 cm x 11 cm

Indications d'utilisation

- S'adapte aux bandages ou aux gonflements.
- Chirurgie du pied.
- Gestion d'un orteil cassé.
- Blessures métatarsiennes.
- Procédures pour les tissus mous.
- Gestion du pied diabétique.
- Récupération post-opératoire.

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Toute allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des matériaux énumérés dans la composition du produit.
- La prudence s'impose en cas de prescription à des patients souffrant de diabète, de déficience vasculaire et de neuropathie.

Avertissements et précautions

Nous recommandons que l'installation initiale de ce dispositif soit effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié qui conseillera à propos de durée de la période d'utilisation.

- Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.
- Ne pas utiliser si des liniments, des pommades, des gels, des crèmes ou toute autre substance ont été appliqués sur la zone affectée.
- Ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient, car cela risque de provoquer une infection croisée et de compromettre l'intégrité du produit.
- Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiences vasculaires et de troubles neurologiques.
- En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.
- La durabilité du dispositif peut être compromise par certains facteurs, par exemple des objets aux bords tranchants ou des dommages aux attaches auto-agrippantes. Pour éviter cela, les fermetures auto-agrippantes doivent toujours être attachées lorsque le dispositif n'est pas porté ou lorsqu'il est lavé.

Instructions de nettoyage et d'entretien

- Fermez toutes les sangles auto-agrippantes.
- Laver la chaussure à la main avec de l'eau froide avec un détergent doux.
- Rincez et séchez à plat.
- Ne pas essorer ni sécher en machine.
- Ne jamais utiliser d'assouplissant pour tissus.
- Vérifiez l'absence de toute dégradation pouvant affecter l'utilisation du dispositif.
- Vérifiez régulièrement que les attaches auto-agrippantes fonctionnent correctement.

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, nylon, POM, éthylène-acétate de vinyle, cellulose.

Conditions de rangement et de transport

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans l'emballage d'origine.

Recyclage et élimination

L'emballage et les pièces composantes doivent être recyclés ou éliminés en toute sécurité, conformément aux lois locales ou nationales.

Incident grave

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou du pays dans lequel vous résidez.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Un zapato médico ajustable adecuado para la curación posoperatoria y las lesiones del pie.

Información sobre el uso (ver diagrama)

- Slacciare entrambe le chiusure delle cinghie.
- Coloque el pie en el zapato, asegurándose de que el talón está situado en la parte posterior del zapato.
- Vuelva a abrochar ambas correas volviendo a pasarlas por las anillas en D y asegurándolas para un ajuste ceñido pero cómodo.
- Recorte las correas si es necesario.

Precaución:

Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas. En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.

Tallas y ajuste

Talla	Longitud x anchura de la suela
Mujer Pequeña	24 cm x 8 cm
Mujer Mediana	25 cm x 9 cm
Mujer Grande	27 cm x 9 cm
Hombre Pequeña	28 cm x 10 cm
Hombre Mediana	29 cm x 10 cm
Hombre Grande	30 cm x 10 cm
Extragrande	32 cm x 11 cm

Indicaciones para su uso

- Acomodar vendajes o hinchazones.
- Cirugía del pie.
- Gestión de dedos rotos.
- Lesiones del metatarso.
- Procedimientos de tejidos blandos.
- Gestión del pie diabético.
- Recuperación posoperatoria.

Contraindicaciones

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Cualquier alergia y/o hipersensibilidad conocida a cualquier material que figure en la composición del producto.
- Se debe tener precaución si se prescribe a pacientes con diabetes, deficiencia vascular y neuropatía.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de este dispositivo la realice un profesional sanitario debidamente cualificado, quien aconsejará sobre el periodo de uso.

- Antes del uso, leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente; al hacerlo, se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores, por ejemplo, objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y bucle. Para evitarlo, los cierres de gancho y bucle deben abrocharse siempre cuando no se lleve puesto el dispositivo o cuando se lave.

Instrucciones de lavado y cuidados

- Cierre todas las correas de gancho y bucle.
- Lave el zapato a mano en agua fría con un detergente suave.
- Aclare y seque en plano.
- No centrifugar ni secar en secadora.
- No utilice suavizante textil en ningún momento.
- Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.
- Compruebe periódicamente que los cierres de gancho y bucle funcionan de forma segura.

Composición del producto

Poliéster, poliuretano, nylon, POM, etileno acetato de vinilo y celulosa.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Reciclaje y eliminación

El embalaje y las piezas que lo componen deben reciclarse o eliminarse de forma segura de acuerdo con las leyes locales o nacionales.

Incidentes graves

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o del país en el que reside.

ITALIANO

Descrizione del prodotto

Calzatura ortopedica regolabile adatta alla riabilitazione post-operatoria e ai traumi del piede.

Informazioni sull'uso (Vedi illustrazione)

- Slacciare entrambe le chiusure delle cinghie.
- Posizionare il piede nella scarpa, assicurandosi che il tallone sia posizionato nella parte posteriore della scarpa.
- Fissare nuovamente entrambe le cinghie fissandole con il velcro attraverso gli anelli a D per una vestibilità aderente ma confortevole.
- Se necessario, tagliare la cinghia.

Attenzione:

Eseguire periodicamente dei controlli della cute e della circolazione, soprattutto nei pazienti affetti da diabete, carenze vascolari e patologie neurologiche. In caso di reazioni avverse, interrompere l'uso e contattare il personale sanitario o il fornitore del prodotto.

Taglie e vestibilità

Taglia	Lunghezza x Larghezza della suola
Piccola da donna	24 cm x 8 cm
Media da donna	25 cm x 9 cm
Grande da donna	27 cm x 9 cm
Piccola da uomo	28 cm x 10 cm
Media da uomo	29 cm x 10 cm
Grande da uomo	30 cm x 10 cm
Molto grande	32 cm x 11 cm

Indicazioni per l'uso

- Si adatta ai bandaggi o a eventuali rigonfiamenti.
- Chirurgia del piede.
- Gestione delle fratture delle dita dei piedi.
- Lesioni al metatarso.
- Lesioni sui tessuti molli.
- Gestione del piede diabetico.
- Recupero post-operatorio.

Controindicazioni

- Non utilizzare con ferite aperte.
- Cualsiasi allergia e/o ipersensibilità nota a qualsiasi materiale elencato nella composizione del prodotto.
- Si consiglia estrema cautela su pazienti con diabete, insufficienza vascolare e neuropatia.

Avvertenze e precauzioni

La prima volta, consigliamo di far posizionare il prodotto da un operatore sanitario qualificato che indicherà la durata necessaria per l'uso del dispositivo.

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni per assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente.
- Non utilizzare il dispositivo se sull'area interessata sono stati applicati lozioni, unguenti, gel, creme o qualsiasi altra sostanza.
- Non riutilizzare su un altro paziente per non incorrere nel rischio di infezioni incrociate e compromettere l'integrità del prodotto.
- Eseguire periodicamente dei controlli della cute e della circolazione, soprattutto nei pazienti affetti da diabete, carenze vascolari e patologie neurologiche.
- In caso di reazioni avverse, interrompere l'uso e contattare il personale sanitario o il fornitore del prodotto.
- La durata del dispositivo può essere compromessa da alcuni fattori, ad esempio oggetti con bordi taglienti o danni alle chiusure in velcro. Per evitare ciò, quando il dispositivo non viene indossato o quando viene lavato, le chiusure in velcro devono essere sempre allacciate.

Lavaggio e manutenzione del prodotto

- Chiusudere tutte le cinghie in velcro.
- Lavare il tutore a mano in acqua fredda con un detergente delicato.
- Sciacquare e asciugare lasciandolo aperto.
- Non centrifugare o asciugare in asciugatrice.
- Non usare mai l'ammorbidente.
- Verificare la presenza di eventuali alterazioni che potrebbero comprometterne l'uso.
- Verificare periodicamente che le chiusure in velcro funzionino correttamente.

Composizione del prodotto

Poliéstere, poliuretano, nylon, POM, etilene vinil acetato, cellulosa.

Condizioni di conservazione e di trasporto

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, nella confezione originale.

Riciclaggio e smaltimento

L'imballaggio e le parti che lo compongono devono essere riciclati o smaltiti in modo sicuro secondo le normative la livello locale o nazionale.

Incidenti gravi

Segnalare qualsiasi incidente grave al produttore e all'autorità competente dello stato membro dell'UE o del paese in cui si risiede.

