



DENTIRO® Jumbo Wipes

Lingettes désinfectantes de grand format à base d'alcool pour toutes les surfaces résistant à l'alcool. Ne laisse aucun résidu.



- ▶ Efficace contre 101 micro-organismes
- ▶ Agit en 60 secondes
- ▶ Compatible avec plus de 150 matériaux, y inclus les cuirs artificiels
- ▶ Séchage sans résidus
- ▶ Testé selon 18 normes européennes

DENTIRO® Jumbo Wipes sont des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour une désinfection et un nettoyage sans résidu des petites surfaces des dispositifs médicaux non invasifs comme les tables d'opération, les brancards, les tiges à perfusion et les fauteuils dentaires. Avec une faible teneur en alcool de moins de 50%, les lingettes très imbibées sont non seulement compatibles avec du matériel fragile mais réduisent également les risques d'allergies. DENTIRO® Jumbo Wipes sont sans aldéhyde et biodégradables.

Portée d'application

- ▶ Pour une désinfection rapide et le nettoyage de petites surfaces de dispositifs médicaux, tables d'opération, tuyaux d'aspiration, pièces à main, contre-angles, griffes de lampe et d'équipement médical en matériaux comme l'aluminium, le cuivre, le caoutchouc et le plastique tel que le PVC et le verre d'acrylique

Utilisation



Mouiller complètement les surfaces et les objets à désinfecter et laisser agir. Respecter le temps d'action. Si nécessaire, essuyer la surface ou l'objet avec un chiffon doux à usage unique. N'appliquer que sur les matériaux tolérant l'alcool. Pour les matériaux délicats, tester la compatibilité avant l'usage en appliquant le produit sur une petite surface discrète.

Spectre d'efficacité / délais d'exposition



Bactéricide	60 secondes
Bactéries résistantes aux antibiotiques	60 secondes
Tuberculocide	60 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Levuricide	60 secondes
Levures résistantes aux antibiotiques	60 secondes
Fongicide	60 secondes
Virus enveloppés	30 secondes
BVDV	15 secondes
Coronavirus	30 secondes
Virus de l'hépatite B	30 secondes
Virus de l'hépatite C	15 secondes
Virus de l'herpès simplex	15 secondes
VIH	30 secondes
Virus de la grippe A	15 secondes
Virus de la vaccine	30 secondes
Virus non-enveloppés	60 secondes
Adénovirus	60 secondes
Entérovirus bovin	60 secondes
Norovirus	60 secondes
Poliovirus	60 secondes
Rotavirus	30 secondes

Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, directives RKI / DVV, CE 1250. Testé dermatologiquement.