

IT Istruzioni per l'uso

PegAssist® Insole
Soletta a nido d'ape

Note importanti
Se l'applicazione del dispositivo medico dovesse causare un peggioramento grave dello stato di salute, segnalarlo quanto prima al proprio rivenditore specializzato o al fabbricante. Se la segnalazione viene fatta al rivenditore specializzato, costui provvederà a inoltrarla immediatamente al fabbricante. Le segnalazioni vengono discusse e trattate con le autorità competenti.
Seguire sempre queste istruzioni per l'uso. In presenza di effetti indesiderati (ad es. rigonfiamento della pelle, compressioni, disturbi della circolazione sanguigna ecc.), informare il proprio medico. La protezione ottimale e il funzionamento non sono più garantiti in caso di utilizzo scorretto del dispositivo. Questo ausilio serve alla guarigione e deve essere utilizzato esclusivamente sotto la guida del proprio medico o di personale medico (ovvero dopo un consulto). La DARCO (Europe) GmbH declina qualsiasi responsabilità in merito. Non indossare il dispositivo su cute lesa, irritata, danneggiata o intatta. Usare, ad esempio, materiali per medicazione o calzini. Si sconsiglia di guidare qualsiasi veicolo mentre si indossa questo ausilio. Prestare la massima attenzione quando si scendono o salgono scalini (anche quando si sale su marciapiede) o quando si cammina su percorsi accidentati. Camminare più lentamente di quanto non si sia soliti fare. Questo ausilio è destinato esclusivamente all'applicazione su un solo paziente.

Destinazione d'uso
PegAssist® Insole è un efficace sistema plantare per la decompressione della pianta del piede.

Indicazioni / Controindicazioni

Indicazioni
Per la distribuzione mirata della pressione in:

- Lesioni plantari
- Ulcera plantare
- Punti sottoposti a pressione eccessiva

Controindicazioni

> Fratture aperte

Caratteristiche costruttive

Le celle estralbié singolarmente (Pegs) permettono un adattamento individuale – dopo un'operazione o per la medicazione di ferite acute. Un sottile strato di copertura fissa l'area su cui si lavora e impedisce che le celle adiacenti scivolino. La pressione si riduce fino a 50%.

Applicazione

- Togliere il plantare interno originale dalla calzatura (Fig. 1).
- Risolvere il suo post PegAssist® insole con il lato liscio e continuo rivolto verso l'alto (celle rivolte verso il basso) nella calzatura (Fig. 2).
- Posizionare una pellicola sterile sulla ferita o sull'ulcera da compressione (Fig. 3) e sulla pellicola fare un cerchio intorno all'area interessata servendosi del pennarello accluso (Fig. 4).
- Ora il paziente dovrebbe infilare la calzatura mettendosi in piedi sulla soletta, e trasferire così il contrassegno sullo strato superiore blu della soletta (Fig. 5).
- Togliere con cautela le celle (Pegs) sotto la traccia, nel punto in cui deve avvenire la decompressione (Fig. 6).
- Incollare la copertura di cartone (acclusa alla fornitura) su tutta la superficie della soletta a nido d'ape. Il cartone è dotato di una pellicola adesiva e quindi fissa le celle attorno alla zona da decomprimere e garantisce che non vengano modificate (Fig. 7).
- Reinserire il plantare PegContour adattato (con la copertura di cartone rivolta verso il basso) nella calzatura (Fig. 8).
- Calzatura pronta (Fig. 9).

Nota:
Se la cavità è ampia, possono comparire segni di usura sullo strato di copertura.

Combinazione con altri prodotti

Soletta con celle blu per:
> MedSurg, MedSurg Pro® – Calzatura ortopedica
> Relief Dual® – Calzatura per lo sgravio del piede
> Relief Dual® Plus – Calzatura per lo sgravio parziale del piede con gambale alto
> Relief Insert® Walker – Ortesi per piede-gamba

Soletta con celle nere per:
> OrthoWedge – Calzatura per lo sgravio dell'avampiede
> OrthoWedge Light – Calzatura per lo sgravio dell'avampiede
> HeelWedge® – Calzatura per lo sgravio del tallone
> Commodus Open® – Calzatura ortopedica aperta
> SlimLine® – Calzatura ortopedica e coprispago per lungo termine

Durata di utilizzo / Vita del dispositivo
La durata di vita del dispositivo medico usato e lavato correttamente e in conformità alle istruzioni per l'uso è determinata dalla normale usura.

Dati tecnici

Misure:
> Soletta a nido d'ape con celle blu disponibile in 7 misure
> Soletta a nido d'ape con celle nere disponibile in 5 misure
> Indossabile sia a destra che a sinistra

Colori:
Materiale: La soletta a nido d'ape si compone di 3 strati: Una combinazione di EVA (blu o nero), Plastazote® e uno strato di copertura in Poron®.

Manutenzione
Il dispositivo non richiede manutenzione.

Indicazioni per la pulizia
Le solette possono essere lavate con acqua tiepida e sapone o con disinfettanti comunemente in commercio.

Smaltimento
Smaltire dopo l'uso. Si prega di smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Il dispositivo può essere smaltito nei rifiuti domestici.



PL Instrukcja użycia

PegAssist® Insole

Wkładka do obuwia o strukturze plastra miodu

Ważne uwagi
Jeżeli w wyniku stosowania wyrobu medycznego dojdzie do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, należy jak najszybciej zgłosić to sprzedawcy lub producentowi. W przypadku zgłoszenia do sprzedawcy nastąpi natychmiastowe przekazanie. Zgłoszenia są uzgadniane i przetwarzane z właściwymi organami.
Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych (np. obrzęk skóry, odcisków, zaburzeń krążenia krwi itp.) należy poinformować lekarza. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem nie można już zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony. Należyzy srodek pomocniczy służy do leczenia i może być stosowany wyłącznie zgodnie z instrukcjami lekarza lub fachowego personelu medycznego (lub po konsultacji). Firma DARCO (Europe) GmbH nie jest odpowiedzialna za odpowiedzialności. Nie nosić produktu na rannej, podrażnionej, uszkodzonej lub naruszonej skórze. Używać np. opatrunków lub skarpetek.
Podczas noszenia tego środka pomocniczego zalecamy, aby nie prowadzić pojazdów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia po schodach (np. również wchodzenia na krawężniki) i chodzenia po nierównym podłożu. Należy chodzić wolniej niż normalnie. Ten srodek pomocniczy jest przeznaczony do stosowania tylko u jednego pacjenta.

Przeznaczenie
PegAssist® Insole to skuteczny system wkładek odciążających poduszową część stopy.

Wskazania / przeciwwskazania
Wskazania
Do ukierunkowanego rozkładu ucisku w przypadku:
> Zmian chorobowych w obrębie spodniej części stopy
> Owrzodzenia poduszewowej części stopy
> Odcisków

Przeciwwskazania
> Otwarte złamania

Cechy konstrukcyjne
Pojedynczo wymiowane elementy „plastra miodu” umożliwiają indywidualne dopasowanie – po operacji lub do zaopatrzenia ran ostrych. Cienka warstwa wierzchnia zabezpiecza dopasowane miejsce i zapobiega zsuwaniu się przylegających elementów „plastra miodu”. Ucisk jest zredukowany nawet o 50%.

Stosowanie

- Wyjąć oryginalną wkładkę z buta (zdjęcie 1).
- Na jej miejsce włożyć do buta PegAssist® Insole gładką, ciągłą stroną skierowaną do góry („Plaster miodu” skierowany do dołu) (zdjęcie 2).
- Położyć sterylną folię na ranę lub miejsce owrzodzenia (zdjęcie 3) i zakreślić dany obszar dostarczonmy flamastrzem na folii (zdjęcie 4).
- Pacjent powinien teraz stanąć z nogą w butcie na wkładce wewnętrznej i w ten sposób przestawić oznaczenie na górną, niebieską warstwę wkładki wewnętrznej (zdjęcie 5).
- Ostrożnie usunąć elementy „plastra miodu” poniżej oznaczenia, gdzie konieczne jest odciążenie (zdjęcie 6).
- Na całej powierzchni poduszwy ze struktury „plastra miodu” przykleić tanią przrykrywającą (dotychczas do dostawy). Tekstura jest pokryta folią samoprzylepną i w ten sposób mocuje elementy „plastra miodu” wokół obszaru odciążenia i zapewnia, że się one nie zmienią (zdjęcie 7).
- Włożyć dopasowaną wkładkę PegAssist® (z teksturą przrykrywającą skierowaną do dołu) z powrotem do buta (zdjęcie 8).
- Gotowa wkładka (zdjęcie 9).

Uwaga:
W przypadku dużych zagłębień może dojść do zmęczenia warstwy wierzchniej.

Kombinacja z innymi produktami
Wkładka z niebieską strukturą „plastra miodu” do następujących produkt:
> MedSurg, MedSurg Pro® – But pooperacyjny
> Relief Dual® – But odciążający
> Relief Dual® Plus – But odciążający z wysoką cholewką
> Relief Insert® Walker – Orteza poduszki i stopy

Wkładka z czarną strukturą „plastra miodu” do następujących produktów:
> OrthoWedge – Obuwie odciążające przednią część stopy
> OrthoWedge Light – Obuwie odciążające przednią część stopy
> HeelWedge® – But odciążający ścięgno
> Commodus Open® – Otwarty but pooperacyjny
> SlimLine® – But na gipsie i długotrwały opatrunek

Użytkowanie / trwałość produktu
Trwałość wyrobu medycznego zależy od naturalnego zużycia podczas właściwego i zgodnego z przeznaczeniem obchodzenia się z nim / czyszczenia.

Dane techniczne
Rozmiary:
> Wkładka z niebieską strukturą „plastra miodu” dostępna w 7 rozmiarach
> Wkładka z czarną strukturą „plastra miodu” dostępna w 5 rozmiarach
> Można nosić na lewej i prawej nodze

Kolor: Czarny, niebieski
Materiał: Wkładka wewnętrzna o wysokości 18 mm składa się z 3 warstw: Kombinacji z EVA (kolor niebieski lub czarny), Plastazote® i warstwy wierzchniej z Poron®.

Konserwacja
Produkt nie wymaga konserwacji.

Instrukcja czyszczenia
Wkładka można czyścić letnią wodą z mydłem lub dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi.

Utylizacja
Wyrzucić po użyciu. Zutyliizować opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska. Produkt można teraz zutyliizować wraz z odpadami domowymi.

NL Gebruiksaanwijzing

PegAssist® Insole

Honingraat-binnenzool

Belangrijke opmerkingen
Als er door het gebruik van het medische hulpmiddel een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand optreedt, meld dit dan zo snel mogelijk bij uw vakhandel of de fabrikant. Bij een melding bij de vakhandel zal deze uw melding direct doorgeven. De meldingen worden in overleg met de bevoegde autoriteiten behandeld.

Volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Als er bijwerkingen optreden (bijv. zwelling van de huid, drukplekken, bloedsomloopstoornissen enz.), raadpleeg dan uw arts. Bij ondeskundig gebruik van dit product zijn de functie en optimale bescherming niet meer gegarandeerd. Dit hulpmiddel dient te worden inge en mag uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies van uw arts of in overleg met een medisch professional. DARCO (Europe) GmbH is hiervoor niet verantwoordelijk. Draag het product niet op een verwonde, geïrriteerde, beschadigde of intacte huid. Gebruik bijv. verbandmiddelen of sokken.

Wij raden u aan tijdens het dragen van dit hulpmiddel geen voertuigen te besturen. Wees ook bijzonder voorzichtig bij traplopen (bv. ook bij het op de stoep stappen) en bij het lopen op hobbelige wegen. Loop langzamer dan gebruikelijk.

Dit hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt.

Beoogd gebruik

De PegAssist® Insole is een effectief inlegzoolstelsysteem voor de plantaire drukontlasting.

Indicaties / contra-indicaties

Indicaties

Voor doelmatige drukontlasting bij:

- Plantaire laesies
- Plantaire ulcera
- Hyperpressiepunten

Contra-indicaties

> Open fracturen

Constructiekenmerken

De individueel uitneembare honingraten (pegs) maken een individuele aanpassing mogelijk – postoperatief of voor acute wondverzorging. Een dun deklaagje herstelt de verwerkte oppervlakteen voorkomt het verschuiven van de aangrenzende honingraat. De druk wordt tot wel 50% gereduceerd.

Gebruik

- Verwijder de originele zool uit de schoen (afb. 1).
- Doe in plaats daarvan de PegAssist® Insole in de schoen, met de gladdedoellogie die naar boven (honingraten naar beneden) (afb. 2).
- Leg steriële folie op de wond of de drakulus (afb. 3) en omcirkel het gebied met de meegeleverde markerstrip of de folie (afb. 4).
- De patiënt moet nu in de schoen op de binnenzool gaan staan, waardoor de markering op de bovenste blauwe laag van de binnenzool wordt overgebracht (afb. 5).
- Verwijder zorgvuldig de honingraten (pegs) onder de markering, daar waar de drukontlasting nodig is (afb. 6).
- Plak de kartonnen afdekking (inbegrepen) op het hele oppervlak van de zool met de honingraat. De kartonnen afdekking is voorzien van een zelfklevende folie en fixeert zo de honingraten rondom de ontlastingszone en zorgt ervoor dat die niet wordt veranderd (afb. 7).
- Plaats de aangepaste PegAssist®-zool (met de kartonnen afdekking naar beneden) opnieuw in de schoen (afb. 8).
- Het eindresultaat (afb. 9).

Opmerking:

Bij een te grote uitsparing kan er materiaalmoetheid van de deklaag optreden.

Combinatie met andere producten
Zool met blauwe honingraten voor:
> MedSurg, MedSurg Pro® – verbandschoen
> Relief Dual® – schoen ter ontlasting van bepaalde voetgedeelten
> Relief Dual® Plus – schoen ter ontlasting van bepaalde voetgedeelten met hoge schacht
> Relief Insert® Walker – onderbeen-voetorthese

Zool met zwarte honingraten voor:
> OrthoWedge – Voorvoelhulp schoen
> OrthoWedge Light – Voorvoelhulp schoen
> HeelWedge® – hieelhulp schoen
> Commodus Open® – open verbandschoen
> SlimLine® – gips- en wondverzorgingsschoen

Gebruiks- / levensduur van het product
De levensduur van het medische hulpmiddel wordt bepaald door de natuurlijke slijtage bij een juiste omgang/reiniging conform het beoogde gebruik.

Technische gegevens
Maten:
> Zool met blauwe honingraten verkrijgbaar in 7 maten
> Zool met zwarte honingraten verkrijgbaar in 5 maten
> Kan zowel rechts als links worden gedragen.

Kleur: Zwart, blauw
Materiaal: De 18 mm hoge binnenzool is gemaakt van drie lagen: Een combinatie van EVA (blauw of zwart), Plastazote® en een toplag van Poron®.

Onderhoud
Het product is onderhoudsvrij.

Reinigingsinstructies
De zolen kunnen worden gereinigd met lauwwarm water en zeep of met een in de handel verkrijgbare desinfectiemiddel.

Verwijdering
Na gebruik weggoeien. Cool de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. Het product kan met het huisvuil worden weggegooid.

DA Brugsanvisning

PegAssist® Insole

Indlæggssål med sekskantet struktur

Vigtige bemærkninger
Hvis anvendelsen af det medicinske udstyr forårsager en alvorlig forværring af sundhedstilstanden, skal dette øjeblikkeligt anmeldes til din faghandler eller producenten. Ved anmeldelse til faghandleren vil dette øjeblikkeligt blive videregjort. Anmeldelserne koordineres og behandles i samarbejde med de ansvarlige myndigheder.

Overhold altid denne brugsanvisning. I tilfælde af bivirkninger (f.eks. hævelser, tryksteder, blodcirkulationsforstyrrelser osv.) bedes du henvende dig til din læge. Ved ukorrekt håndtering af produktet kan der ikke længere garanteres for korrekt funktion og optimal beskyttelse. Dette hjælpemiddel har til formål at helbrede og må kun anvendes i henhold til din læges eller det medicinske sundhedspersonales anvisninger (eller i samråd hermed). DARCO (Europe) GmbH påtager sig intet ansvar herfor. Produktet må ikke bæres på kvæstet, irriteret, skadet eller intakt hud. Du skal f.eks. bruge bandager eller sokker.
Når du har taget dette hjælpemiddel på, frarådes det at køre bil. Vær yderst forsigtig, når du går op ad trapper (f.eks. træder på kantstenen), og når du går på ujævne veje. Gå langsommere, end du plejer at gøre. Dette hjælpemiddel må kun anvendes på én og samme person.

Formål
PegAssist® Insole er et effektivt indlæggssystem til planetar trykaflastning.

Indikationer / kontraindikationer

Indikationer

Til målrettet omfordeling af trykket ved:

- Plantare læsioner
- Plantare sår
- Hyperpressionssteder

Kontraindikationer

> Åbne frakturer

Konstruktionssegenskaber

Sekskanterne, der kan udtages enkeltvis, sikrer individuel tilpasning – postoperativt eller til akut sårpleje. Et tynd deklæg fikserer det bearbejdede område og forhindrer, at de tilgrænsende sekskanter skrides. Trykket reduceres med op til 50%.

Anvendelse

- Fjern den originale sål fra skoen (fig. 1).
- Læg dertil PegAssist® Insole med den glatte, gennemgående side opad (sekskanter nedad) tilbage i skoen (fig. 2).
- Læg en steril folie på såret eller tryksåret (fig. 3), og tegn en cirkel omkring den berørte flade med den medfølgende markeringspen på foliet (fig. 4).
- Patienten skal nu stille sig på indersålen inden i skoen og på den måde overføre markeringen til det overste, blå lag af indersålen (fig. 5).
- Fjern forsigtigt sekskanterne under markeringen, hvor trykaflastningen skal ske (fig. 6).
- Lim dækkartonen (medfølger) på hele sålens flade med sekskanterne. Der er sat klæbende folie på kartonen, som dermed fikserer sekskanterne under afblastingen og sikrer, at denne ikke ændres (fig. 7).
- Læg den tilpassede PegAssist®-sål (med dækkartonen nedad) tilbage i skoen (fig. 8).
- Færdigt resultat (fig. 9).

Bemærk :
Ved større udsæringer kan der opstå tegn på materialetræthed på deklaget.

Kombination med andre produkter

Sål med blå sekskanter til:
> MedSurg, MedSurg Pro® – bandagesko
> Relief Dual® – fodaflastningssko
> Relief Dual® Plus – Aflastningssko med højt skaft
> Relief Insert® Walker – Underbensfordotose

Sål med sorte sekskanter til:

- OrthoWedge – Forfodsaflastningssko
- OrthoWedge Light – Forfodsaflastningssko
- HeelWedge® – Hælaflastningssko
- Commodus Open® – Åben bandagesko
- SlimLine® – Gips- og langtidsbandagesko

Produktets funktionstid / levetid

Levetiden af det medicinske udstyr bestemmes af naturlig siltage som følge af korrekt håndtering/rengøring.

Techniske data

Størrelser:
> Såler med blå sekskanter fås i 7 størrelser

- > Såler med sorte sekskanter fås i 5 størrelser
- > Kan bæres på højre og venstre fod

Farve: Sort, blå

Materiale: Den 18 mm høje indersåler består af 3 lag: En kombination af EVA (blå eller sort), Plastazote® og et deklæg af Poron®.

Vedligeholdelse

Produktet kræver ingen vedligeholdelse.

Rengøringsanvisninger

Sålerne kan rengøres i lukket vand med sæbe eller med normale desinfektionsmidler.

Bortskaffelse

Bortskaffes efter brug. Bortskaf emballagen miljøvenligt. Produktet kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

SV Bruksanvisning

PegAssist® Insole

Indlågssula med bikakestruktur

Viktig information
Om användningen av denna medicintekniska produkt leder till en allvarlig försämring av hälsotillståndet ska du omedelbart rapportera detta till återförsäljaren eller tillverkaren. Vid en rapport till återförsäljaren ska denna omedelbart vidarebefordra detta. Rapporterna ska stämmas av och bearbetas med behörig myndighet.

Överhåll alltid denna bruksanvisning. Informera läkaren om du får biverkningar (till exempel hudsvullnad, tryckställen, blodcirkulationsstörning osv.). Vid felaktigt hantering av produkten kan funktion och optimalt skydd inte längre garanteras. Detta hjälpmedel är avsett för tillfrisknande och ska utslutande användas enligt anvisning av läkare eller medicinsk personal (respektive efter konsultation). DARCO (Europe) GmbH tar inget ansvar för detta. Använd inte produkten på skadad, irriterad eller intakt hud. Använd till exempel förband eller sokkor.
Under tiden du använder detta hjälpmedel bör du inte framföra fordon. Var extremt försiktig när du går i trappor (även när du exempelvis går upp på en trottoarkant) och när du går på ojämnt underlag. Gå långsammare än vanligt. Detta hjälpmedel är endast avsett att användas på en patient.

Avsedd användning
PegAssist® Insole är ett effektivt iläggsystem för plantar tryckavlastning.

Indikationer / kontraindikationer

Indikationer

För anpassad omfördelning av tryck vid:

- Plantara sår
- Plantar sårbildning
- Tryckställen

Kontraindikationer

> Öppna frakturer

Konstruktionssegenskaper

De separät löstagarbara bikakorna (Pegs) medger individuell anpassning – postoperativt eller för akut sårbehandling. Ett tunt täcklager fixerar området som bearbetas och hindrar angrensande bikakestruktur från att glida. Trycket minskar med upp till 50%.

Användning

- Ta ut originalsulan ur skon (bild 1).
- Lägg i PegAssist® Insole med den smala heltäckande sidan vänd uppåt (bikakestrukturen nedåt) i skon (bild 2).
- Lägg steril folie över såret eller trycksåret (bild 3) och rita en cirkel på filiten runt det drabbade området med den medföljande pennan (bild 4).
- Patienten ska stå på stället sig upp i skon på innersulan och överföra markeringen till det övre, blå skiktet på innersulan (bild 5).
- Ta försiktigt bort bikakebitarna (Pegs) under markeringen där tryckavlastningen ska ske (bild 6).
- Limma fast täckappen (medföljer) så att den helt täcker sulan med bikakestrukturen. Kartongen har en självhäftande sida som fixerar bikakestrukturen under avlastningsområdet och ser till att den inte förändras (bild 7).
- Lägg tillbaka den anpassade PegAssist®-sulan (med täckappen vänt neråt) i skon (bild 8).
- Färdig påtagning (bild 9).

Information:
Om urtaget är stort kan tecken på materialutmattning uppstå i täcksiktet.

Kombination med andra produkter

Sulan med blå bikakestruktur för:
> MedSurg, MedSurg Pro® – förbandssko
> Relief Dual® – avlastningssko
> Relief Dual® Plus – avlastningssko med högt skaft
> Relief Insert® Walker – underben-fotortos

Sula med svart bikakestruktur för:
> OrthoWedge – avlastningssko för framfoten
> OrthoWedge Light – avlastningssko för framfoten
> HeelWedge® – hälavlastningssko
> Commodus Open® – öppen förbandssko
> Slimline® – gips- och långtidsförbandssko

Produktens användnings- / livslängd
Den medicintekniska produktens livslängd beror på naturligt slitage vid korrekt användning och rengöring.

Techniska data

Storlekar:
> Sulan med blå bikakestruktur finns i 7 storlekar
> Sulan med svart bikakestruktur finns i 5 storlekar
> Kan användas på höger och vänster sida

Färg: Svart, blå
Material: Den 18 mm tjocka innersulan består av 3 lager. En kombination av EVA (blå eller svart), Plastazote® och ett täcklager av Poron®.

Underhåll:

Produkten är underhållsfri.

Rengöringsanvisning
Sulorna kan rengöras med ljummet vatten och tvål eller med vanligt desinfektionsmedel.

Kassering

Kastas efter användning. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Produkten kan kasseras i hushållsoporna.

SL Navodila za uporabo

PegAssist® Insole

Sajstaj vzložek

Pomembni podatki
Če uporaba medicinskega pripomočka resno poslabša zdravstveno stanje, o tem čim prej obvestite svojega prodajalca ali proizvajalca. V primeru prijave specializiranemu prodajalcu bo slednji to takoj poslal naprej. Poročila se usklajujejo in obdelujejo s pristojnimi organi.
Vedno upoštevajte ta navodila za uporabo. Pri neželjenih učinkov (npr. otekanje kože, otiščanja, motnje krvnega obtoka itd.) obvestite svojega zdravnika. Če z izdelkom ravnate nepravilno, njegove funkcije in optimalne zaščite ni več mogoče zagotoviti. Ta pripomoček se uporablja za okrevanje in le pod vodstvom zdravnika ali zdravstvenega delavca (ali po posvetovanju z njim). Družba DARCO (Europe) GmbH za to ne prevzema odgovornosti. Iz