

NETHERLANDS

Product Beschrijving

Een postoperatieve kniebrace voor gecontroleerde bewegingsvrijheid bij het kniegewricht. Telescopische staven kunnen worden aangepast om de lengte van de beugel aan te passen. Universeel ontwerp voor linker- of rechterbeen.

Gebruiksformatie (zie diagram)

- Maak de clips van de haakriem los.
- Maak de gespen los.
- Open de brace en leg plat met de kussentjes naar boven. Maak de klemmen los om de telescopische staven te kunnen verstellen.
- Plaats onder het been en plaats het scharnier in een rechte lijn van de knie. Let op: De kleinere kuitskussens moeten naar de voet gericht zijn.
- Stel de telescopische staven op de juiste lengte af en pas deze aan het been van de patiënt aan. De omcirkelde cijfers en markeringslijnen kunnen aan elke kant als richtlijn worden gebruikt. Sluit de klemmen weer om de geselecteerde lengte te vergrendelen.
- Wikkel de brace op zijn plaats aan beide zijden van het been en centreer het ROM-scharnier op het kniegewricht.
- Maak beide banden die zich het dichtst bij de knie bevinden losjes vast.
- Maak de andere 2 banden losjes vast.
- Trek alle banden stevig aan, zorg ervoor dat er geen speling rond de omtrek van het been zit, en maak de haakbandclips vast.
- Trek de banden door de gespen om ze strak te trekken. Let op: Het kan nodig zijn om de banden in te korten - verwijder het Y-lipje, knip de riem af op de juiste lengte en bevestig het Y-lipje weer op zijn plaats.

Scharnier instructies:

- Extensielimieten kunnen worden ingesteld tussen -10° (hyperextensie) en 70°. Trek en schuif de blauwe stop eenvoudig naar de gewenste positie.
- De buiggrens kan worden ingesteld tussen -10° en 120°. Trek en schuif de andere blauwe stop eenvoudig naar de gewenste positie.
- Het scharnier kan worden vergrendeld door de vergrendelingsknop naar de vergrendelde positie te schuiven bij een van de 5 instellingen: -10° (hyperextensie) 0° (neutraal), 10°, 20°, 30° flexie.
- Gebruik optioneel beveiligde sloten welke in de tanden boven de trek- en schuifstoppers kunnen worden geklikt van 0° tot 110° flexie en 0° tot 70° extensie.
- Gebruik een schaar om de dunne plastic steunen in het midden van de beveiligde sloten door te knippen. Knip samen zoals afgebeeld en trek om te verwijderen.

Verwijderen en opnieuw aanbrengen

Na de eerste montage kan de Ascender® worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht door alleen de gespen los te klikken.

Gebruiksaanwijzingen

- Na een operatie aan het kniegewricht.
- Voor immobilisatie na kniegewrichtsblessures en daaropvolgende mobilisatie.
- Letsel aan de knieband.

Contra-indicaties

- Niet gebruiken op open wonden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- We raden aan de eerste aanpassing van dit hulpmiddel wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruikperiode zal adviseren.
- Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig.
- Volg alle instructies om een goede werking van het hulpmiddel te garanderen.
- Niet gebruiken als smeersels, zalven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
- Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
- Voer regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, vooral bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
- Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
- De duurzaamheid van het hulpmiddel kan worden aangetast door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het hulpmiddel niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was- en onderhoudsinstructies

- Kussens en banden kunnen met de hand worden gewassen met een mild wasmiddel - Niet in de machine wassen.
- Niet centrifuger en drogen in de droogtrommel.

Samenstelling van de productfamilie

Nylon, Aluminium, Roestvrij staal, Staal, Polyester, Katoen, PVC, EVA, Glasvezel, Silicone, POM.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden afgevoerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK

Produkt beskrivelse

En post-op knæbøjle til at give kontrolleret bevægelsesområde ved knæleddet. Teleskopstænger kan justeres for at tilpasse bøjlelængden. Universelt design, der passer både venstre og højre ben.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

- Løs klipsene til krogstroppen.
- Fjern spænderne.
- Åbn stropper og læg enheden fladt med elektroderne opad. Slip klemmerne, så teleskopstængerne kan justeres.
- Placer under benet, og juster hængslet centralt med knæet. Bemærk: De mindre lægspuder skal vende mod foden.
- Juster teleskopstængerne til den korrekte længde, og tilpas patientens ben. De cirklede tal og markørlinjer kan bruges som en guide på hver side. Luk klemmerne igen for at låse ved den valgte længde.
- Sæt bøjlen på plads på begge sider af benet, og centrér ROM-hængslet ved knæleddet.
- Fastgør løst begge stropper, der er tættest på knæet.
- Fastgør de 2 andre stropper løst.
- Stram alle stropperne godt, og sørg for, at der ikke er nogen slæk omkring benets omkreds, og fastgør derefter klemmebandene.
- Træk nu stropperne gennem spænderne for at stramme dem. Bemærk: Det kan være nødvendigt at for korte stropperne - bare fjern Y-fanen, trim stroppen for at korrigere længden, og fastgør Y-fanen igen.

Hængselinstruktioner:

- Indstillinger for udvidelsesgrænse kan vælges mellem -10° (hyperextension) og 70°. Træk og skub blot den blå stopper til den ønskede position.
- Indstillinger for udvidelsesgrænse kan vælges mellem -10° og 120°. Træk og skub blot den anden blå stopper til den ønskede position.
- Hængslet kan låses ved at skubbe låseknappen til den låste position i en af de 5 indstillinger: -10° (hyperextension) 0° (Neutral), 10°, 20°, 30° bøjning.
- Valgfri Anti-manipulationslås kan klemmes ind i tænderne over træk & glide-stopperne fra 0° til 110° Bøjning og 0° til 70° Udvidelse.
- Brug en saks til at skære de tynde plaststøtter i midten af anti-manipulationslåsen. Klem sammen som vist og træk for at fjerne.

Fjernelse og genanvendelse

Efter første montering kan Ascender® fjernes og genpåsættes ved kun at fjerne spænderne.

Indikationer for brug

- Efter operation af knæleddet.
- Til immobilisering efter knæleddsskader og efterfølgende mobilisering.
- Knæbåndsskader.

Kontraindikationer

- Brug ikke over åbne sår.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive vedrørende brug.
- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
- Enhedens holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelse på krog- og løkkefastgørelsesorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsesorganer til krog og løkke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

- Puder og stropper kan håndvaskes med mildt rengøringsmiddel - Maskinvask ikke.
- Lad lufttørre - må ikke centrifugeres eller tørre i tørretumbler.

Produkt familiesammensætning

Nylon, Aluminium, rustfrit stål, stål, Polyester, Bomuld, PVC, EVA, Glasfiber, silikone, POM.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

SUOMI

Tuotekuvaus

Leikkauksen jälkeinen polvituki hallitun liikeradan tarjoamiseksi polvinivelessä. Teleskoopipalkkeja voidaan säätää tuen pituuden mukauttamiseksi. Yleispätevä muotoilu sopimaan oikeaan tai vasempaan jalkaan.

Käyttötiedot (katso kaavio)

- Irrota koukun remmin pidikkeet.
- Irrota soljet.
- Avaa tuki ja aseta tasaiseksi pehmusteet ylöspäin. Vapauta kiinnikkeet, jotta teleskoopipalkkeja voidaan säätää.
- Aseta jalan alle, kohdistaan sarana keskelle polvea. Huomio: Pienempien pohjopehmeusteiden on oltava kohta jalkaa.
- Säädä teleskoopivarret oikeaan pituuteen ja sovita potilaan jalka. Ympyröityjä numeroita ja merkiviivoja voidaan käyttää opasteina kummallakin puolella. Sulje kiinnikkeet uudelleen lukitaksesi valitun pituuden.
- Kiedo tuki jalan molemmille puolille keskittämällä ROM-sarana polvinivelessä.
- Kiinnitä löyhästi molemmat remmit, jotka ovat lähinnä polvea.
- Kiinnitä muut 2 remmiä löyhästi.
- Kiristä kaikki remmit tiukasti varmistaen, että jalan ympärillä ei ole löysää, ja kiinnitä koukun remmin pidikkeet.
- Kiristä vetämällä remmit soljen läpi. Huomio: Remmien lyhentäminen voi olla tarpeen - poista vain Y-kieleke, leikkaa hiuha oikean pituiseksi ja kiinnitä Y-kieleke takaisin paikalleen.

Saranaohjeet:

- A. Ekstensioasetukset voidaan valita välillä -10° (Hyperekstensio) ja 70°. Yksinkertainen vedä ja liu'uta sininen pysäytin haluamaasi asentoon.
- B. Fleksioraja-asetukset voidaan valita välillä -10° - 120°. Yksinkertainen vedä toinen sininen pysäytin haluamaasi asentoon.
- C. Sarana voidaan lukita liu'uttamalla lukituspainikke lukitusasentoon missä tahansa 5 asetuksesta: -10° (Hyperekstensio) 0° (Neutraali), 10°, 20°, 30° fleksiota.
- D. Valinnainen käyttö Väärinkäytän estolukot voidaan kiinnittää hampaisiin veto- ja liukupysäyttimiin yläpuolella välillä 0° - 110° Flexio ja 0–70° Ekstensio.
- E. Leikkaa saksilla ohuet muovituet väärinkäytön estolukkojen keskellä. Nipistä yhteen kuusi osoittamalla tavalla ja irrota vetämällä.

Poisto ja uudelleenkäyttö

Ensimmäisen siviituksen jälkeen Ascender® voidaan irrottaa ja asettaa uudelleen avaamalla vain soljet.

Käyttöohjeet

- Polvinivelen leikkauksen jälkeen.
- Liikkumiseen estoen polvinivelvaurioiden jälkeen ja myöhempään mobilisointiin.
- Polven nivelsidemat.

Kontraindikaatiot

- Älä käytä avoimilla haavoilla.

Varoitukset ja varotoimet

- Suosittelemme, että tämänteen laitteen ensisovitus tehdään pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, joka neuvoa käyttötajan.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita kengän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä, jos vaikutusalueelle on levitetty linimenteitä, salvaa, geelejä, voiteita tai muita aineita.
- Älä käytä uudelleen eri potilaalle, sillä se saattaa aiheuttaa risti-infektion ja vaarantaa tuotteen eheyden.
- Suorita säännölliset ihon ja verenkierron tarkastukset, erityisesti potilailla, joilla on diabetes, laskimoiden vajaatoiminta ja neurologisia sairauksia.
- Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai tämän tuotteen toimittajaan.
- Tuen kestävyyys voi heikentyä tietyillä tekijöillä, esimerkiksi esineillä, joissa on terävät reunat, tai vaurioilla koukku- ja silmukkakiinnittimiin. Tämän estämiseksi koukku- ja silmukkakiinnittimet tulee kiinnittää aina, kun tukea ei käytetä tai se pestään.

Pesu- ja hoito-ohjeet

- Pehmusteet ja remmit voidaan pestä käsin miedolla pesuaineella – Älä pese koneessa.
- Anna ilmaikuivua – älä linkoa tai rumpukuivaa.

Tuotepiheen kokoonpano

Nylon, Alumiini, ruostumaton teräs, Teräs, polyesteri, Puuvilla, PVC, EVA, Lasikuitu, Silikoni, POM.

Varastointi ja kuljetusolosuhteet

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessa.

Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaukset ja osat on kierrätettävä tai hävitettävä turvallisesti paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA

Produktbeskrivning

En postoperativ knäortos för att ge kontrollerat rörelseutrymme vid knäleden. Teleskopstänger kan justeras för att anpassa stödets längd. Universell design som passar både vänster och höger ben.

Användningsinformation (se bilder)

- Knäpp upp krokremmens klämmor.
- Lösa spännena.
- Öppna stödet och lägg plant med dynorna vända uppåt. Släpp klämmorna så att teleskopstängerna går att justera.
- Placera under benet och rikta in gångjärnet centralt med knäet. Obs: De mindre vadddynorna måste vara mot foten.
- Justera teleskopstängerna till rätt längd och passa in patientens ben. De inringade siffrorna och markörlinjerna kan användas som en guide på vardera sida. Stäng klämmorna igen för att låsa den valda längden.
- Linda stödet på plats på båda sidor av benet och centrera ROM-gångjärnet vid knäleden.
- Fäst båda remarna som ligger närmast knäet löst.
- Fäst de andra 2 remarna löst.
- Dra åt alla remarna ordentligt, se till att det inte finns något slak rem runt benets omkrets och fäst krokremrnas klämmor.
- Dra remarna genom spännena för att dra åt. Obs: Det kan krävas att förkorta remarna - ta helt enkelt bort Y-fliken, klipp av remmen för att korrigera längden och sätt tillbaka Y-fliken på plats.

Gångjärnsinstruktioner:

- A. Inställningar för förlängningsgräns kan väljas mellan -10° (Hyperförlängning) och 70°. Bara dra och för det blå stoppet till önskad position.
- B. Inställningar för böjningsgräns kan väljas mellan -10° och 120°. Bara dra och för det andra blå stoppet till önskad position.
- C. Gångjärnet kan låsas genom att du för låsknappen till låst läge vid någon av de 5 inställningarna: -10° (hyperutsträckning) 0° (Neutral), 10°, 20°, 30° böjning.
- D. Valfri användning av anti-sabotageräns kan klämmas fast i tänderna ovanför drag- och glidstoppen från 0° till 110° böjning och 0° till 70° utsträckning.
- E. Använd sax för att klippa de tunna plaststöden i mitten av anti-sabotageräsen. Kläm ihop enligt bilden och dra för att ta bort.

Borttagning och återanvändning

Efter första monteringen kan Ascender® tas bort och appliceras på nytt helt enkelt genom att endast lossa spännena.

Indikationer för användning

- Efter operation av knäleden.
- För immobilisering efter knäleddsskador och efterföljande mobilisering.
- Knäligamentskador.

Kontraindikationer

- Använd inte över öppna sår.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att inledande montering av detta stöd utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs noga igenom alla instruktioner och varningar före användning.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa stödets korrekta prestanda.
- Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra ämnen har applicerats på det drabbade området.
- Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kärlproblem och neurologiska tillstånd.
- Gjennomfør regelmessige hud- og sirkulasjonskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neurologiske lidelser.
- Om det oppstår bivirkninger, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
- Stödets hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krok- och ögelfästen. För att förhindra detta bör krok- och ögelfästen alltid fästas när stödet inte bärs eller när det tvättas.

Tvätt- och skötselanvisningar

- Dynor och remmar kan tvättas för hand med mildt rengöringsmedel – Inte maskintvätt.
- Låt lufttorka – ska inte centrifugeras eller torktumlas.

Produkt familjens sammansättning

Nylon, aluminium, rostfritt stål, stål, Polyester, bomull, PVC, EVA, Glasfiber, silikon, POM.

Förvarings- och transportförhållanden

Förvara på en sval, torr plats utan direkt solljus, i originalförpackningen.

Återvinning och bortskaffande

Förpackningar och beståndsdelar ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar.

Allvarlig incident

Rapportera allvarliga händelser till tillverkaren och behörig myndighet i den EU-medlemsstat eller det land där du bor.

NORSK

Produktbeskrivelse

Postoperativ kneskinne som gir kontrollert bevegelsesfrihet ved kneleddet. Utrekkbare stenger kan justeres for å tilpasse skinnens lengde. Universelt design som passer både venstre og høyre ben.

Bruksinformasjon (se diagrammet)

- Løsne klipsene på krokstroppene.
- Løsne spennene.
- Åpne skinnen og legg den flatt med putene vendt oppover. Løsne klemmene slik at de uttrekkbare teleskopstengene kan justeres.
- Plasser under benet, med hengselen på linje med midt på kneet. Merk: De mindre leggputene må ligge mot foten.
- Juster teleskopstengene til riktig lengde og passform for pasientens ben. De nummererte markeringslinjene kan brukes som guide på hver side. Lukk klemmene på plass igjen for å låse i valgt lengde.
- Plasser skinnen i rett posisjon på begge sider av benet, med ROM-hengselen ved kneleddet.
- Fest begge stroppene som er nærmest kneet, løst, ikke stramt.
- Fest de to andre stroppene, løst.
- Stram til alle stroppene, slik at det ikke er noe slakk rundt hele benets omkrets, og fest klipsene på krokstroppene.
- Trekk stroppene gjennom spennene for å stramme. Merk: Det kan være nødvendig å korte ned på stroppene. Fjern Y-klaffen, klipp stroppen til riktig lengde, og fest Y-klaffen tilbake i rett posisjon.

Instruksjoner for hengsel:

- A. Instillinger for ekstensjonsgrense kan velges mellom -10° (hyperekstensjon) og 70°. Trekk og skyv den blå markøren til ønsket posisjon.
- B. Instillinger for fleksjonsgrense kan velges mellom -10° og 120°. Trekk og skyv den andre blå markøren til ønsket posisjon.
- C. Hengselen kan låses ved å skyve låseknappen til låst posisjon ved én av de fem instillingerne: -10° (hyperekstensjon), 0° (nøytral), 10°, 20° eller 30° fleksjon.
- D. Ekstra sikkerhetslåser (valgfritt tilbehør) kan festes inn i tennene over trekk og skyv-markørene, fra 0° til 110° fleksjon, og 0° til 70° ekstensjon.
- E. Bruk en saks til å klippe de tynne plaststøttene i midten av sikkerhetslåsen. Klyp sammen som anvist, og trekk for å fjerne.

Fjerning og påføring

Efter første tilpasning, kan Ascender® tas av og på igjen ved å kun løsne på spennene.

Indikasjoner for bruk:

- etter operasjon i kneleddet
- for immobilisering etter kneleddsskader og påfølgende mobilisering
- skader i kneleddet

Kontraindikasjoner

- Skal ikke brukes over åpne sår.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler at den første tilpasningen av denne skinnen gjennomføres av kvalifisert helsepersonell som gir råd om brukperioden.
- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre at skinnen fungerer slik den skal.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan kompromittere produktintegriteten.
- Gjennomfør regelmessige hud- og sirkulasjonskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neurologiske lidelser.
- Hvis det skulle oppstå bivirkninger, avslutt bruken og kontakt helsepersonell eller leverandøren av dette produktet.
- Skinnens holdbarhet kan kompromitteres av visse faktorer, f.eks. objekter med skarpe kanter, eller skade på borrelåsfestene. For å forhindre dette, bør borrelåsfestene alltid være festet når støtten ikke brukes, eller når den vaskes.

Instruksjoner for vask og stell

- Puter og stropper kan håndvaskes med mild såpe. Må ikke maskinvaskes.
- La lufttørke – ikke sentrifuger eller ha i tørketrommel.

Produkt familie sammensetning

Nylon, aluminium, rostfritt stål, stål, Polyester, bomull, PVC, EVA, Glasfiber, silikon, POM.

Lagrings- og transportforhold

Oppbevares på et kaldt, tørt sted, skjermet fra direkte sollys, i originalemballasjen.

Resirkulering og avhending

Emballasje og bestanddeler bør resirkuleres eller avhendes i samsvar med lokale eller nasjonale lover.

Allvorlig hendelse

Rapporter alle alvorlige hendelser til produsenten og kompetent myndighet i EU-medlemsstaten eller landet du bor i.

POLSKI

Opis produktu

Pooperacyjny stabilizator kolana zapewniający kontrolowany zakres ruchu w stawie kolanowym. Teleskopowe pręty można regulować, aby dostosować długość stabilizatora do własnych potrzeb. Uniwersalna konstrukcja pasująca na lewą lub prawą nogę.

Informacje o zastosowaniu (patrz schemat)

- Odpiąć klipsy pasków mocowanych na haczyku.
- Odpiąć sprzączki.
- Otworzyć stabilizator i położyć go płasko, z wkładkami skierowanymi do góry. Zwolnić zaciski, aby umożliwić regulację prętów teleskopowych.
- Umieścić pod nogą, ustawiając zaciski centralnie w stosunku do kolana. Uwaga: Mniejsze ochraniacze hydek muszą być skierowane w stronę stopy.
- Wyregulować pręty teleskopowe na odpowiednią długość i dopasować do nogi pacjenta. Po każdej stronie numery w kółkach i linie znacznika mogą posłużyć jako wskazówki. Zamknąć zaciski z powrotem, aby zablokować wybraną długość.
- Owinąć nogę stabilizatorem w odpowiednim miejscu po obu stronach nogi, centrując zawiąz zakresu ruchu ROM na stawie kolanowym.
- Luźno zapiąć oba paski, które znajdują się najbliżej kolana.
- Luźno zapiąć pozostałe 2 paski.
- Mocno dociągnąć wszystkie paski, upewniając się, że nie ma luzu na obwodzie nogi i zapiąć klipsy pasków mocowanych na haczyku.
- Przeciągnąć paski przez sprzączki, aby je zacisnąć. Uwaga: Może być konieczne skrócenie pasków – wystarczy zdjąć element Y, przyciąć pasek do odpowiedniej długości i ponownie zamocować element Y na swoim miejscu.

Instrukcje zawiásów:

- A. Ustawienia limitu wyprostu można wybrać w zakresie od -10° (pełne wyprostowanie) do 70°. Wystarczy pociągnąć i przesunąć niebieski ogranicznik do żądanej pozycji.
- B. Ustawienia limitu zgięcia można wybrać w zakresie od -10° do 120°. Wystarczy pociągnąć i przesunąć drugi niebieski ogranicznik do żądanej pozycji.
- C. Zawias można zablokować, przesuwając przycisk blokady do pozycji zablokowanej w dowolnym z 5 ustawień: -10° (pełne wyprostowane), 0° (ne