

EN



ONE SIZE FITS MOST/FITS LEFT OR RIGHT

This bandage provides protection for the ankle and helps ease painful, tired feet and swollen ankles during daily activities and sports.

Made of Neoprene and breathable spacer fabric with Velcro fastener that allows optimal individual fitting.

Indications:

Suitable for the treatment of ankle sprain, other ankle injuries, ankle pain and foot pain.

Useful as support for strained and sprained ligaments.

Fitting Instructions:

1. Wrap the strap around the back of your ankle.
2. Bring the bandage underneath your foot then wrap it around your ankle (as shown).

Caution:

Use the product for the mentioned indication only. For single person use only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider. Avoid tight application as it could restrict circulation.

Material Composition: 80% Neoprene, 20% Nylon.

Composition of the spacer fabric is as follows: 55% Spandex, 45% Polyester.



Single patient – multiple use

FR



TAILLE UNIQUE / CONVIENT À GAUCHE OU À DROITE

Ce bandage protège la cheville et aide à soulager les pieds douloureux et fatigués, ainsi que les chevilles enflées pendant les activités quotidiennes et le sport.

Fabriqués en néoprène et tissu espaceur respirant avec fermeture Velcro qui permet un ajustement individuel optimal.

Indications:

Convient pour le traitement de l'entorse de la cheville, d'autres blessures à la cheville, de la douleur à la cheville et de la douleur au pied.

Utile comme support en cas d'élongation des ligaments ou de foulures.

Instructions pour l'application

1. Enroulez la sangle autour de l'arrière de votre cheville.
2. Amenez le bandage sous votre pied, puis enroulez-le autour de votre cheville (comme indiqué).

Attention!

N'utilisez le produit que pour l'indication mentionnée. Utilisation pour une seule personne. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation après avoir porté ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin.

Composition:

80% néoprène, 20% nylon.

La composition du tissu espaceur est la suivante: 55% Spandex, 45% Polyester



Un seul patient – à usage multiple

IT



TAGLIA UNICA ADATTA ALLA MAGGIOR PARTE / SI ADATTA A SINISTRA O A DESTRA

Questa benda fornisce protezione per la caviglia e aiuta ad alleviare il dolore e la stanchezza ai piedi o le caviglie gonfie durante le attività quotidiane e lo sport. Realizzato in tessuto e neoprene con distanziatore traspirante e velcro di chiusura che consente una vestibilità individuale ottimale.

Indicazioni:

Adatto per il trattamento di distorsioni alla caviglia, altre lesioni alla caviglia, dolore alla caviglia e dolore al piede. Utile come supporto per legamenti tesi e slogati.

Istruzioni di montaggio:

1. Avvolgere il cinturino intorno alla parte posteriore della caviglia.
2. Portare la benda sotto il piede, quindi avvolgerla intorno alla caviglia (come mostrato).

Attenzione:

Utilizzare il prodotto solo per l'indicazione menzionata. Solo per uso singolo. Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei suoi componenti. Se si avverte dolore, gonfiore o cambiamenti di percezione a causa dell'uso di questo articolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico. Non indossare indumenti stretti per non precludere la circolazione sanguigna

Composizione materiale: 80% neoprene, 20% nylon.

La composizione del tessuto distanziatore è la seguente: 55% Spandex, 45% Poliestere



Prodotto destinato all'uso su un solo paziente



ANKLE BANDAGE

ITEM AC37

URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITEX GROUP LTD.

D



EINHEITSGRÖSSE / PASST LINKS ODER RECHTS

Diese Bandage bietet Schutz für den Knöchel und hilft, schmerzende, müde Füße und geschwollene Knöchel bei täglichen Aktivitäten und Sport zu lindern.

Hergestellt aus Neopren und atmungsaktivem Abstandsgewebe mit Velcro Verschluss, der eine optimale individuelle Passform ermöglicht.

Indikationen:

Geeignet für die Behandlung von Knöchelverstauchungen, anderen Knöchelverletzungen, Knöchelschmerzen und Fußschmerzen.

Geeignet als Unterstützung bei Bänderzerrungen und Verstauchungen.

Anleitung zum Anlegen:

1. Wickeln Sie den Riemen um die Rückseite Ihres Knöchels.
2. Bringen Sie den Verband unter Ihren Fuss und wickeln Sie ihn dann um Ihren Knöchel (wie abgebildet).

Achtung:

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Indikationen. Nur zur Anwendung durch eine Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch gegen einen seiner Bestandteile sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsstörungen als Folge des Tragens dieses Produkts feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Vermeiden Sie ein enges Anlegen, da dies die Durchblutung einschränken könnte.

Materialzusammensetzung: 80% Neopren, 20% Nylon.

Zusammensetzung des Abstandsgewebes ist wie folgt: 55% Elasthan, 45% Polyester



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



www.uriel.eu
www.facebook.com/UrielMeditexGroupLtd