

## Mode d'emploi – Gants Edema (anti-œdème)

Catell recommande que le produit soit ajusté et adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les utilisateurs souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement attentifs et vérifier qu'ils ne souffrent pas de pincements, de frottements ou d'œdèmes lorsqu'ils utilisent les gants. Le traitement par compression peut être contre-indiqué dans certains cas, par exemple en cas d'infection/inflammation, de problèmes cardiaques, de maladie tumorale, de maladie des reins ou du foie et de neuropathie périphérique. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin. Vérifiez toujours le matériel contenu ci-dessous. Contactez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

MODÈLE	CLASSE DE COMPRESSION	N° DU PRODUIT
Catell Ödemhandske ¾ Finger	1-2 (15-25 mmHg)	5050
Catell Ödemhandske Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	6050
EDEMA Light ¾ Finger	1-2 (15-25 mmHg)	7050, 7051
EDEMA Light Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	7150, 7151
EDEMA Light Long Fullfinger	1-2 (15-25 mmHg)	7160
EDEMA More ¾ Finger	2 (23-32 mmHg)	8050, 8051
EDEMA More Fullfinger	2 (23-32 mmHg)	8150, 8151

MODÈLE	TAILLE	* DIMENSIONS
Uniquement pour EDEMA (anti-œdème)	XXS	13-15 cm
Catell Ödemhandske, EDEMA	XS	15-18 cm
Tous les modèles	S	18-20 cm
Tous les modèles	M	20-22 cm
Tous les modèles	L	22-24 cm
Uniquement pour EDEMA (anti-œdème)	XL	24-27 cm

\*Mesure de la circonférence des articulations métacarpo-phalangiennes. Les mesures sont indiquées à titre indicatif.

Remarque – EDEMA peut s'utiliser des deux côtés. Catell Ödemhandske est disponible pour main gauche ou droite.

### Propriétés

- Coutures à l'extérieur pour réduire la pression sur les points sensibles.

### Utilisation du gant

- Dans le but de réduire les gonflements, tel que recommandé par votre médecin.
- Avec la couture vers l'extérieur.

### Contactez votre médecin si

- Le gonflement augmente.
- Le gant provoque un engourdissement.
- Le gant est douloureux.

### Matériaux

Nylon, lycra. Sans latex.

### Instructions de lavage

Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez une pochette de lavage. Laissez sécher horizontalement.



Utilisation sur un même patient.

### Élimination

Trier selon les réglementations locales.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1