

Mode d'emploi - Manchon de doigt

Catell recommande que le produit soit ajusté et adapté par un professionnel de santé agréé ou autrement qualifié. Les utilisateurs souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement attentifs et vérifier qu'ils ne souffrent pas de pincements, de frottements ou d'œdèmes lorsqu'ils utilisent le manchon. Vérifiez toujours le matériel contenu ci-dessous. Contactez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

Modèle	Classe de compression	N° du produit	Taille	*circonférence distale	*circonférence proximale
Finger Light	1-2 (15-25 mmHg)	7250	XS	30 mm	50 mm
Finger More	2 (23-32 mmHg)	8250	S	40 mm	60 mm
			M	50 mm	70 mm
			L	60 mm	80 mm
			XL	70 mm	90 mm

Les mesures sont indiquées à titre indicatif.

Longueur du manchon : 10 cm

Propriétés

- Coutures à l'extérieur pour réduire la pression sur les points sensibles.

Utiliser un manchon

- Dans le but de réduire les gonflements, tel que recommandé par votre médecin.
- Avec la couture vers l'extérieur.

Contactez votre médecin si

- Le gonflement augmente.
- Le manchon provoque un engourdissement.
- Le manchon est douloureux.

Matériaux

Nylon, lycra. Sans latex.

Instructions de lavage

Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez une pochette de lavage. Laissez sécher horizontalement.



Utilisation sur un même patient.

Élimination

Triez selon les réglementations locales.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1