

## Mode d'emploi

Catell recommande que le produit soit adapté par un professionnel de la santé licencié ou autrement qualifié.

Les patients souffrant de diabète, de peau sensible, d'allergies de contact connues, d'une sensibilité réduite ou d'une mauvaise circulation sanguine doivent être particulièrement vigilants et faire attention aux meurtrissures, aux frottements ou aux œdèmes lorsqu'ils utilisent le bandage. Vérifiez toujours le contenu du matériel ci-dessous. Consultez votre médecin ou Catell si vous avez des questions sur le produit.

### Domaine d'application

Le bandage soutient la main et les doigts du patient après une blessure, une opération, une douleur chronique, une spasticité et/ou une maladie. Le bandage peut également être utilisé à des fins préventives.

### Inscription

1. Lorsque la bande du bandage est fermée, enfiler la bande sur le dos de la main et enrouler la main autour du bandage comme indiqué sur la figure 1.
2. Si le produit est muni de bandes velcro, ouvrez-les et placez votre main dans le bandage conformément à la figure 2.
3. Fermez toutes les fermetures velcro de manière que les parties dures et souples se recouvrent mutuellement et que le bandage soit confortable.
4. Si vous utilisez un produit conique, la forme du cône peut être utilisée pour augmenter la prise d'ouverture au niveau du pouce, figure 4.



Coupez les bandes Velcro excédentaires pour obtenir un aspect propre et ordonné. Ajustez les bandes Velcro si nécessaire. Il est important que le bandage soit confortable et qu'il ne comprime pas, ne frotte pas et ne gêne pas la circulation sanguine.

### Matériaux

**Palm Grip/Finger Contractur:** tissu éponge, coton. **Palm Cone:** tissu éponge, cône en plastique. Tous les matériaux sont exempts de latex.

### Instructions de lavage

Fermez les fermetures velcro et retirez l'attelle, le cas échéant, de la poche de l'attelle. Suivez les instructions de lavage ci-dessous. Utilisez un sac de lavage. Laissez le bandage s'égoutter.



### Taille:

Modèle	N° d'art#	Taille	Dimensions du coussin/cône
Palm Grip	6507	Small	11 x 6 cm
Palm Grip	6508	Large	13 x 7 cm
Palm Cone	5608	One size	13 cm
Finger Contracture	6560	One size	15 x 9 cm

Utilisation pour un patient.

### Recyclage:

Éliminer conformément à la réglementation locale.

Ce produit est conforme aux exigences de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux 2017:745, classe de produit 1.



Manufacturer Catell AB

Örökrokn 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se