



**WRIST SUPPORT
HANDGELENKBANDAGE
BANDAGE POUR POIGNET
BENDAGGIO DEL POLSO**

ITEM T25

URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITEX GROUP LTD.



www.uriel.eu
www.facebook.com/UrielMeditexGroupLtd

WRIST SUPPORT

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. URIEL is dedicated to offering comfortable and easy to use products, using the finest materials and most advanced production techniques, to provide our customers with the best solutions in the market. To fully enjoy the benefits of this product, please read the below information.

Intended use

This Wrist Support is made of thick THERMAL Neoprene, with 100% cotton towel lining. It helps retain body heat promoting faster healing and relieving pain. Takes the strain off the wrist and provides firm support whilst allowing for normal daily function. Supports the wrist joint and prevents injury to wrist.

Fitting Instructions

1. Put the brace on your hand with the thumb inserted in the thumb hole
2. Wrap around your wrist and close with the hook and loop fasteners for optimum support and comfort

Caution

Use the product for the mentioned indication only. For single person use only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider.



For single-patient use

BANDAGE POUR POIGNET

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. URIEL se consacre à la livraison de produits confortables et facile à utiliser, et utilise les meilleurs matériaux et techniques de production de pointe, pour fournir aux clients les meilleurs solutions du marché. Pour profiter au maximum des bénéfices de ce produit, veuillez lire les informations ci-dessous.

Utilisation prévue

Ce bandage pour poignet est fabriqué en néoprène épais THERMAL avec une doublure en tissu 100% coton. Il aide à conserver la chaleur du corps, ce qui favorise une guérison plus rapide et un soulagement de la douleur. Soulage la tension du poignet et fournit un soutien ferme tout en permettant une activité quotidienne normale. Soutient l'articulation du poignet et prévient les blessures au poignet.

Traitement des douleurs au poignet dues à des claquages, entorses, tendinites et de l'arthrose. Soulage les articulations du pouce.

Instructions de la mettre

1. Placez le bandage autour de votre main, en insérant le pouce dans le trou prévu à cet effet
2. Enroulez-la autour de votre poignet et fermez-lea à l'aide des fermetures auto-agrippantes pour un soutien et un confort optimal.

Attention

N'utilisez le produit que pour l'indication indiquée. Pour l'utilisation par une seule personne. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si vous constatez des douleurs, des gonflements ou des changements de sensations suite au port de cet article, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin.



Brevet à usage unique

HANDGELENKBANDAGE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Erwerb dieses Produkts. URIEL hat sich zum Ziel gesetzt, bequeme und einfach zu benutzende Produkte anzubieten, indem die besten Materialien und modernsten Produktionstechniken angewendet werden, um unseren Kunden die optimalen Lösungen auf dem Markt zu bieten. Um die Vorteile dieses Produkts in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu können, lesen Sie bitte die nachstehenden Informationen.

Verwendungszweck

Diese Handgelenkbandage besteht aus dickem THERMAL Neopren mit einem Futter aus 100% Baumwolltuch. Sie hilft, die Körperwärme zu speichern, was eine schnellere Heilung und Schmerzlinderung fördert.

Die Bandage entlastet das Handgelenk und bietet festen Halt, während sie gleichzeitig eine normale Alltagsfunktion ermöglicht. Stützt das Handgelenk und beugt Verletzungen des Handgelenks vor.

Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Tendinitis und Arthrose. Entlastet die Daumengelenke.

Anweisungen zum Anlegen

1. Legen Sie die Bandage um Ihre Hand, wobei der Daumen in das Daumenloch eingeführt wird.
2. Legen Sie sie um Ihr Handgelenk und schließen Sie sie mit den Klettverschlüssen, um optimalen Halt und Komfort zu gewährleisten.

Achtung

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Indikation. Nur für den Gebrauch durch eine Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen seiner Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen als Folge des Tragens dieses Artikels feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Für Einpatientenanwendung

BENDAGGIO DEL POLSO

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. URIEL si impegna ad offrire prodotti confortevoli e facili da usare, utilizzando i migliori materiali e le tecniche di produzione più avanzate, per garantire ai nostri clienti le migliori soluzioni sul mercato.

Per godere appieno dei benefici di questo prodotto, si prega di leggere attentamente le informazioni qui di seguito riportate.

Destinazione d'uso

Questo bendaggio per il polso è composto di spesso neoprene THERMAL con una fodera di tela-cotone al 100%. Questa aiuta a mantenere il calore del corpo, per favorire una più rapida guarigione e dare sollievo al dolore.

Il tutore allevia la pressione esercitata sul polso, garantendo una presa solida e contemporaneamente consentendo di svolgere le normali funzioni quotidiane. Supporta in maniera ottimale il polso e ne previene le lesioni.

Tattamento del dolore al polso dovuto a stiramenti, distorsioni, tendiniti e artrosi. Allevia la pressione sulle articolazioni del pollice.

Modo d'uso

1. Mettere la benda intorno alla mano con il pollice inserito nel foro predisposto.
2. Inserite il bendaggio i intorno al vostro polso e adattatelo al vostro polso con la chiusura in velcro, per avere un supporto ed un comfort ottimali.

Avvertenze

Utilizzare il prodotto solo per l'uso prescritto. L'uso è strettamente personale. Non usare il prodotto in caso d'allergia ai materiali con cui è composto. Se si avverte dolore, gonfiore modifiche nel senso del tatto come conseguenza dell'indossare questo bendaggio, sospenderne immediatamente l'uso e consultare il proprio medico.



Prodotto destinato all'uso su un solo paziente