

SILIPOS®

Engineered to Cushion and Protect™



Silipos Holding LLC
7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304
1-800-229-4404
Made in USA
www.silipos.com



WMDE b.v.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Holland



WMDE UK Ltd.
The New Barn Mill Lane
Eastry, Sandwich, England
CT13 0JW

© Silipos Holding, LLC

9576
Rev. 10

(LT) Lietuviškai

Silopad Geliniai Vamzdeliai - "Silipos" tinkleliai ir briaunoti vamzdeliai yra pilnai apdengti medicininės kokybės mineralinio aliejaus geliu tam, kad suteikti visapusišką apsaugą tuo pat metu apsaugant nuo smūgių ir spaudimo. Vamzdelius galima pakirpti tam, kad pritaikyti prie Jūsų pageidaujamo dydžio.

PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS Plauti rankomis. Džiiovinkite natūraliai. 20 valandų nešiojimas.

ĮSPĖJIMAI Jeigu sergate cukriniu diabetu arba sutrikusia kraujotaka, pasikonsultuokite su gydytoju prieš šio produkto naudojimą. Nedelsiant nustokite naudoti šį produktą jeigu jaučiate skausmą, nutirpimą, pastebėjote spalvos pasikeitimą arba odos dirginimą. Jei šie simptomai tęsiasi, pasikonsultuokite su medicinos specialistu. Nenaudokite ant atvirų žaizdų. Laikykite vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Be lateksu ir "pagaminti be natūralios lateksos gumos", mažos detalės, užspringimo grėsmė. Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

(MT) bi-Malti

Silopad Gel Tubing - Silipos' mesh and ribbed knit tubes are fully lined with medical grade mineral oil gel to provide all around protection while absorbing shock and pressure. Tubing can be trimmed to meet individual sizing needs.

KURA U ŽŪŽ Ahsel bi-Idejn. Halliħ jinxef b'mod naturali. 20 siegha ta' użu.

TWISSJIJET Jekk ghandek id-djibabete jew ċirkolazzjoni hażina, Ikkonsulta lit-tabib tieghek qabel tuża dan il-prodott. Jekk ikollok Uġiħ, tmemnim, tibdil fil-kulur, jew irritazzjonijiet, waqqaf l-użu immedjatement. Jekk is-sintomi jipersistu, ikkonsulta professjonist mediku. Tpoġġix il-prodott fuq feriti miftuħa. Żomm fejn ma jintlahaq mit-ftal u mill-annimali domestiċi. Hieles mill-Latex & "Mħux magħmul minn latex ta-lastiku naturali" periklu li wieħed jiġga kkwawżat minn partijiet žgħar. Kwalunkwe incident serju li seħħ f'konnessjoni mal-apparat għandu jiġi rrapportat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti ta-l-Istat Membru li fiħ huwa stabbilit l-utent u/jew il-pazjent.

(PL) Polski

Rurka żelowa Silopad - Rurki z siatki i dzianiny prążkowanej Silipos są w pełni wyłożone żelem z olejem mineralnym do zastosowań medycznych, aby zapewnić pełną ochronę, jednocześnie absorbując wstrząsy i nacisk. Rurki mogą być przycinane, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb.

PIELĘGNACJA I STOSOWANIE Prac ręcznie. Suszyć na powietrzu. 20 godzin użytkowania.

OSTRZEŻENIA W przypadku cukrzycy lub słabego krążenia, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się lekarzem W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, przebarwień lub podrażnień, należy natychmiast przerwać stosowanie. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Nie umieszczaj produktu na otwartych ranach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Bez lateksu oraz "Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu" ryzyko zadławienia małymi częściami. Każdy poważny incydent, którego wystąpienie ma związek z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

(PT) Português

Tube em gel Silopad - A malha e os tubos de malha com nervuras da Silipos são totalmente revestidos com gel de óleo mineral de grau medicinal para proporcionar proteção a toda a volta com absorção de choque e pressão. Os tubos podem ser aparados para satisfazer necessidades individuais de dimensionamento.

CUIDADOS E UTILIZAÇÃO Lavagem das mãos. Secagem ao ar livre. 20h de utilização.

AVISOS Se tiver diabetes ou má circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Se ocorrer dor, dormência, descoloração ou irritações, interromper imediatamente a utilização. Se os sintomas persistirem, consultar um profissional médico. Não colocar o produto sobre feridas abertas. Manter fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Sem látex e "Não fabricado com látex de borracha natural" Risco de asfixia de pequena parte. Qualquer incidente grave que decorra da utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

(RO) Românește

Silopad Gel Tubing (Bandaj tubular cu gel Silopad) - Bandajele tubulare striate tricotate de la Silipos sunt complet căptușite cu gel din ulei mineral medical, pentru a oferi protecție completă la șoc și presiune. Bandajele tubulare pot fi tăiate la dimensiune pentru a satisface nevoile individuale.

ÎNGRIJIRE ȘI UTILIZARE A se spăla manual. A se usca la aer. Purtare: 20 de ore.

AVERTISMENTE Dacă aveți diabet zaharat sau circulație slabă, consultați medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă apare durere, amorțeală, decolorare sau iritații, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă simptomele persistă, consultați un medic specialist. Nu aplicați produsul pe răni deschise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu conține latex și „nu este fabricat cu latex din cauciuc natural” pericol de sufocare cu partea mică. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

(SK) Slovenčina

Gélová rúrka Silopad - Sietované a rebrované pletené rúrky Silipos sú po celej dĺžke podšité géloom z minerálneho oleja lekárskej kvality, ktorý poskytuje univerzálnu ochranu a zároveň absorbuje nárazy a tlak. Rúrky je možné orezať tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám veľkosti.

STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE Ručné umývanie. Vysušte na vzduchu. Používajte po dobu 20 hodín.

VAROVANIA Ak máte cukrovku alebo slabý krvný obeh, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pociťujete bolesti, znecitlivenie, zmenu farby alebo podráždenie, výrobok okamžite prestaňte používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Neumiestňujte výrobok na otvorené rany. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Výrobok je bez osahu latexu a „nie je vyrobený z prírodného kaučuku” nebezpečenstvo zadusenía malou časťou. Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomôckou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je užívateľ alebo pacient usadený.

(SL) Slovensky

Cevke z gelom Silopad - Mrežaste in rebroste pletene cevke podjetja Silipos so v celoti podložene z medicinskim mineralnim gelom, ki zagotavlja vsesplošno zaščito, hkrati pa absorbira udarce in pritisk. Cevke je mogoče obrezati tako, da ustrezajo individualnim potrebam.

NEGA IN UPORABA Ročno pranje. Sušenje na zraku. 20-urna uporaba.

OPAZORILA Če imate sladkorno bolezen ali slabšo prekrvavitve, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Če se pojavi bolečina, otrplost, sprememba barve kože ali draženje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne polagajte na odprte rane. Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Ne vsebuje lateksa in "Ni narejeno iz lateksa iz naravnega kavčuka". nevarnost zadušitve z majhnimi delčki. Vsa resnejši incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri je uporabnik in / ali pacient.

(ES) Español

Tube de gel Silopad - Los tubos de malla y tejido acanalado de Silipos están completamente forrados con gel de aceite mineral de grado médico para ofrecer una protección total mientras absorbe los golpes y la presión. Es posible recortar los tubos para ajustarlos a las necesidades de tamaño de cada individuo.

CUIDADO Y USO Lavar a mano. Secar al aire. 20 horas de uso.

ADVERTENCIAS Si tiene diabetes o mala circulación sanguínea, consulte con su médico antes de usar este producto. Si experimenta dolor, entumecimiento, decoloración o irritación, deje de usarlo inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un profesional médico. No colocar el producto sobre heridas abiertas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Sin látex y no fabricado con látex de caucho natural. peligro de asfixia con piezas pequeñas. Se debe informar de todos los incidentes graves ocurridos en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

(SV) Svenska

Silopad Gelrör - Silipos ribbstickade nätrören är helt fodrade med medicinskt mineraloljegel för att ge runtomskydd och samtidigt absorbera stötar och tryck. Rören kan trimmas för att uppfylla individuella storleksbehov.

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING Handtvätta. Lufttorka. 20 timmars användning.

VARNINGAR Om du har diabetes eller dålig cirkulation, rådgör med din läkare innan du använder produkten. Avbryt användningen omedelbart om det uppstår smärta, domningar, missfärgning eller irritationer. Kontakta en läkare om symtomen kvarstår. Applicera inte produkten över öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Latexfri & "Inte gjord med naturgummilätex" smådelars kvävningrisk. Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

SILIPOS®

MEDICAL



SILOPAD GEL TUBING

