

**EN**

This product is designed to immobilize the injured finger.  
Lightweight flexible PE shell and EVAC pad hold the finger firmly, providing good support and protection.  
With hook and loop strap for optimal fitting.

**Fitting instructions:**

Fit around injured finger as shown in the picture.  
Fasten the hook and loop strap tightly yet comfortably.

**Caution:**

Keep out of reach of children. Do not use the product if you are allergic to one of its materials. If rashes, hives, itchiness or any irritation occur, discontinue the use of the product and consult a physician.



For single-patient use

**FR**

Ce produit est conçu pour immobiliser le doigt blessé.  
La coque légère et flexible en PE et le coussinet en EVAC maintiennent fermement le doigt, offrant un bon soutien et une bonne protection.  
Avec une bande auto-agrippante pour une mise en place optimale.

**Instructions d'application:**

Placer autour du doigt blessé comme indiqué sur l'image. Fixez la bande auto-agrippante fermement mais confortablement.

**Attention!**

Tenir hors de portée des enfants. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses matériaux.  
En cas d'éruption cutanée, d'urticaire, de démangeaisons ou de toute autre irritation, cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin.



Brevet à usage unique

**IT**

Questo prodotto è stato progettato per immobilizzare il dito infortunato.  
Il guscio in PE leggero e flessibile e il cuscinetto in EVAC tengono fermo il dito, fornendo un buon supporto e protezione.  
Con cinturino a gancio e ad anello per una vestibilità ottimale.

**Istruzioni per il montaggio:** Applicare intorno al dito infortunato come mostrato nell'immagine. Fissare il cinturino con gancio e anello in modo stretto e confortevole.

**Attenzione!**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei suoi componenti.  
In caso di eruzioni cutanee, orticaria, prurito o qualsiasi tipo di irritazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.



Prodotto destinato all'uso su un solo paziente

**FINGER SPLINT**

ITEM 238

**D**

Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen verletzten Finger zu immobilisieren.  
Leichte, flexible PE-Schale und EVAC-Polster halten den Finger fest und bieten guten Halt und Schutz.  
Mit Klettverschluss für eine optimale Anpassung.

**Anleitung zum Anlegen:**

Um den verletzten Finger legen, wie auf dem Bild gezeigt. Ziehen Sie das Klettband fest und bequem an.

**Achtung!**

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch sind. Wenn Hautausschläge, Nesselsucht, Juckreiz oder andere Reizungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und suchen Sie einen Arzt auf.



Für Einpatientenanwendung

URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITEX GROUP LTD.

www.uriel.eu  
www.facebook.com/UrielMeditexGroupLtd

