

MEASUREMENTS		
SIZE	IN	CM
S-XL	30 - 46	75 - 115

REF AC07

ONE SIZE

Qty.1



ACTIVE

REF AC07

Lumbo Belt



FASTENERS



BREATHABLE

ONE SIZE



REF AC07

LUMBO BELT

ONE SIZE

To maintain the product quality, we reserve the right to substitute the material without prior notice.
 URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITEX GROUP LTD.
 WW.URIEL.EU
 5702 Niedenz Switzerland
 Lenzburgerstrasse 2
 CH REF Orthopartner AG
 48163 Muenster Germany.
 Borkstrasse 10,
 EC REF MedNet EC-REP GmbH
 3688523 NESHER, ISRAEL.
 MEDITEX GROUP Ltd.



635AC070

Caution: Use the product for the mentioned indication only. For single person use only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider. Avoid tight application as it could restrict circulation.

Material Composition: 80% Neoprene, 20% Nylon.
 Composition of the spacer fabric is as follows: 55% Spandex, 45% Polyester.

ONE SIZE FITS MOST

Provides mechanical support by reducing lumbar pressure and providing a compression effect around the lower back and abdomen. Recommended for orthopedic conditions including lumbar facet joint syndrome, sciatica, spondylitis, and post-surgical lumbar procedures. Made of Neoprene and breathable spacer fabric with hook and loop fastener that allows optimal individual fitting.

Indications: Recommended for Lumbar Facet Syndrome, lower back pain, Sciatica, Osteoarthritis, moderate form of Spinal Muscular Atrophy, post-surgery management.

Fitting Instructions: Place the belt around your lower back, as shown in the picture, position in the desired height and fasten the Velcro fasteners in a firm yet comfortable fit.

LUMBO BELT

REF AC07



D

EINHEITSGRÖSSE

EINHEITSGRÖSSE

Bietet mechanische Unterstützung, indem er den Druck auf die Lendenwirbelsäule reduziert und einen Kompressionseffekt im Bereich des unteren Rückens und des Bauches erzeugt.

Empfohlen bei orthopädischen Erkrankungen wie lumbalem Facettengelenksyndrom, Ischias, Spondylitis und postoperativen Eingriffen im Lendenbereich.

Hergestellt aus Neopren und atmungsaktivem Abstandsgewebe mit Klettverschluss, welches eine optimale individuelle Anpassung ermöglicht.

Indikationen:

Empfohlen für das lumbale Facettensyndrom, Schmerzen im unteren Rückenbereich, Ischias, Arthrose, moderate Form der spinalen Muskelatrophie, Behandlung nach Operationen.

Anleitung zum Anlegen:

Legen Sie den Gürtel um Ihren unteren Rücken, wie auf der Abbildung gezeigt. Positionieren Sie ihn in der gewünschten Höhe und schliessen Sie die Klettverschlüsse.

Achtung!

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Indikationen. Nur für den Gebrauch durch eine Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsveränderungen als Folge des Tragens dieses Artikels feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Vermeiden Sie enges Anlegen, da dies die Durchblutung einschränken könnte.

Materialzusammensetzung: 80 % Neopren, 20 % Nylon.

Die Zusammensetzung des Abstandsgewebes ist wie folgt: 55 % Elasthan, 45 % Polyester.

FR

TAILLE UNIQUE

TAILLE UNIQUE

Fournit un soutien mécanique en réduisant la pression lombaire et en fournissant un effet de compression autour du bas du dos et de l'abdomen.

Recommandé pour les affections orthopédiques telles que le syndrome de la facette lombaire, la sciatique, la spondylarthrite et les interventions lombaires post-chirurgicales.

Fabriqué en néoprène et en tissu espaceur respirant, il est doté d'une fermeture auto-agrippante qui permet un ajustement individuel optimal.

Indications:

Recommandé pour le syndrome de la facette lombaire, les douleurs lombaires, la sciatique, l'arthrose, la forme modérée de l'amyotrophie spinale, les traitements post-opératoires.

Instructions d'application:

Placez la ceinture autour du bas du dos, comme indiqué sur l'image, positionnez-la à la hauteur souhaitée et attachez les fermetures Velcro.

Attention!

Utiliser le produit uniquement pour l'indication mentionnée. Utilisation pour une seule personne. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite du port de cet article cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin. Évitez une application trop serrée, car cela pourrait entraver la circulation sanguine.

Composition:

80 % Néoprène, 20 % Nylon.

La composition du tissu espaceur est la suivante: 55% Spandex, 45% Polyester.

IT

TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA

Fornisce un supporto meccanico riducendo la pressione lombare e fornendo un effetto di compressione intorno alla parte bassa della schiena e all'addome.

Consigliata per affezioni ortopediche come la sindrome delle faccette articolari, la sciatica, la spondilite ed i dolori lombari post-chirurgici.

Realizzato in neoprene e tessuto distanziatore traspirante con chiusura a gancio ed anello che consente un adattamento individuale ottimale.

Indicazioni:

Consigliato per la sindrome delle faccette articolari, dolori lombari, sciatica, osteoartrite, forme moderate di atrofia muscolare spinale, gestione post-chirurgica.

Istruzioni per l'applicazione:

Far passare la cintura intorno alla parte bassa della schiena, come mostrato nell'immagine, posizionarla all'altezza desiderata e allacciare le chiusure in velcro.

Attenzione!

Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni suddette.

Utilizzabile da un'unica persona

Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei suoi componenti. Se si avvertono dolori, gonfiori o cambiamenti di sensazione in seguito all'uso di questo articolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico. Non indossare indumenti stretti alla fine di evitare di limitare la circolazione sanguigna.

Composizione del materiale:

80% neoprene, 20% nylon.

La composizione del tessuto distanziatore è la seguente: 55% Spandex, 45% Poliestere.