

EN

URIEL

This brace is designed to provide firm support for the thumb.

Equipped with an aluminum stay, fixed in the ideal angle to limit thumb movement while allowing normal daily functioning.

Fits right or left hand.

Made of elastic Neoprene coated with synthetic towel top layer.

Fitting instructions:

1. Fit around your palm and thumb as shown in the picture.
2. Secure Velcro fasteners for best fit and adjustability.

Indications:

Thumb strain, sprain, fracture, swelling or inflammation, Trigger Thumb, Bowlers Thumb and Tenosynovitis. Also suitable for use after plaster or cast removal.

Caution:

Use the product for the mentioned indication only | For single persons use only | Do not use the product if you are allergic to one of its components | If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider.



Single patient – multiple use

FR

URIEL

Ce bandage est conçu pour offrir un soutien ferme au pouce.

Équipé d'un support en aluminium fixée à l'angle idéal pour limiter les mouvements du pouce tout en permettant une fonction quotidienne normale. S'adapte à la main droite ou gauche.

Fabriqué en néoprène élastique, recouvert d'une couche de protection.

Instructions d'application:

1. Ajustez autour de votre paume et de votre pouce, comme indiqué sur l'image.
2. Sécurisez les fermetures Velcro pour un meilleur ajustement et un meilleur réglage.

Indications:

Entorse, foulure, fracture, enflure ou inflammation du pouce, pouce à ressort, pouce du joueur de quilles et ténosynovite. Convient également pour une utilisation après le retrait du plâtre.

Attention!

N'utilisez le produit que pour l'indication indiquée | Utilisation pour une seule personne
N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants | Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou une modification de la sensation après avoir porté ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin.



Un seul patient – à usage multiple

IT

URIEL

Questo tutore è stato progettato per fornire un solido supporto al pollice.

Dotato di un tutore in alluminio fissato all'angolo ideale per limitare il movimento del pollice e consentire le normali funzioni quotidiane.

Si adatta alla mano destra o sinistra.

Realizzato in neoprene elastico, rivestito in tessuto sintetico ricoperto.

Istruzioni per l'applicazione:

1. Applicare il tutore intorno al palmo della mano e al pollice come mostrato nell'immagine.
2. Fissare le cinghie in velcro per una migliore vestibilità e regolazione.

Indicazioni:

Affaticamento del pollice, distorsione, frattura, gonfiore o infiammazione, pollice a scatto, pollice del giocatore di bocce e tendinite. Adatto anche per l'uso dopo la rimozione del gesso.

Attenzione!

Usare il prodotto solo per l'indicazione suddetta.
Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei suoi componenti
Se si avverte dolore, gonfiore o alterazione della sensazione in seguito all'uso di questo articolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.



Singolo paziente – uso multiplo

URIEL



THUMB SUPPORT

ITEM ST28

URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITECH GROUP LTD.

D

URIEL

Diese Bandage ist so konzipiert, dass sie dem Daumen festen Halt bietet.

Ausgestattet mit einer Aluminiumstrebe, die im idealen Winkel fixiert ist, um die Bewegung des Daumens einzuschränken und gleichzeitig eine normale tägliche Funktion zu ermöglichen.

Passt für die rechte oder linke Hand.

Hergestellt aus elastischem Neopren, beschichtet mit synthetischem Handtuch

Anleitung zum Anlegen:

1. Legen Sie diese um Ihre Handfläche und Daumen, wie auf dem Bild gezeigt.
2. Klettverschlüsse für beste Passform und Verstellbarkeit.

Indikationen:

Daumenzerrung, Verstauchung, Fraktur, Schwellung oder Entzündung, Trigger Daumen, Kegler Daumen und Sehnscheidenentzündung. Auch zur Verwendung nach Gipsentfernung geeignet.

Achtung!

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Indikationen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen seiner Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge des Tragens dieses Artikels verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

www.facebook.com/UrielMeditechGroupLtd

www.uriel.eu

URIEL