

EN

URIEL

Provides firm wrist support whilst allowing normal daily functioning. With an aluminum palmar stay designed to provide firm wrist support by holding the wrist in a functional position at an extension of 35 degrees (adjustable, optional).
Made of elastic Neoprene coated with synthetic towel top layer.

Fitting instructions:

1. Insert your hand into the splint with your thumb protruding through the hole as shown in the picture.
2. Close and fasten the wrist band.
3. Close and fasten the thumb band.

Indications:

Recommended for the treatment of wrist pain due to strain, sprain, fracture, inflammation or Carpal Tunnel Syndrome, for management after plaster cast removal, treatment of ligament, tendon or muscle injuries.

Caution:

Use the product for the mentioned indication only | For single person use only | Do not use the product if you are allergic to one of its components | If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider.



For single-patient use

FR

URIEL

Fournit un soutien ferme du poignet tout en permettant un fonctionnement quotidien normal. Avec un support palmaire en aluminium conçu pour soutenir fermement le poignet en le maintenant dans une position fonctionnelle à une extension de 35 degrés (réglable, en option).

Fabriqu  en n oprene  lastique recouvert d'une couche sup rieure en tissu synth tique.

Instructions d'application:

1. Ins rez votre main dans l'attelle, le pouce d passant par le trou, comme indiqu  sur l'image.
2. Fermez et attachez la bande pour le poignet.
3. Fermez et attachez la bande pour le pouce.

Indications:

Recommand  pour le traitement des douleurs du poignet dues   un claquage, une entorse, une fracture, une inflammation ou au syndrome du canal carpien, pour le traitement apr s le retrait du pl tre, le traitement des l sions ligamentaires, tendineuses ou musculaires.

Attention!

Utiliser le produit uniquement pour l'indication mentionn e.
Ne pas utiliser le produit si vous  tes allergique   l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation apr s avoir port  cet article, cessez imm diatement de l'utiliser et consultez votre m decin.



Brevet   usage unique

IT

URIEL

Fornisce un solido supporto al polso, consentendo al contempo il normale funzionamento quotidiano. Con una stecca palmare in alluminio progettata per fornire un solido sostegno al polso, mantenendolo in una posizione funzionale con un'estensione di 35 gradi (regolabile, opzionale).

Realizzato in neoprene elastico rivestito in tessuto sintetico strato superiore.

Istruzioni per il montaggio:

1. Inserire la mano nella stecca con il pollice che sporge attraverso il foro, come mostrato nell'immagine.
2. Chiudere e fissare la fascia da polso.
3. Chiudere e fissare la fascia per il pollice.

Indicazioni:

Consigliato per il trattamento del dolore al polso dovuto a stiramento, distorsione, frattura, infiammazione o sindrome del gesso, per il trattamento di lesioni ai legamenti, ai tendini o ai muscoli.

Attenzione!

Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni menzionate | Utilizzabile da un'unica persona
Non usare il prodotto se si   allergici a uno dei suoi componenti. Se si avvertono dolore, gonfiore o cambiamenti di percezione in seguito all'uso di questo articolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico.



Prodotto destinato all'uso su un solo paziente

URIEL

**WRIST SPLINT**

ITEM ST27R

D

URIEL

Bietet einen festen Halt f r das Handgelenk und erm glicht eine normale Alltagsfunktion. Mit einer Aluminium-Handgelenkst tze, die das Handgelenk in einer funktionellen Position mit einer Streckung von 35 Grad h lt (einstellbar, optional).
Hergestellt aus elastischem Neopren, beschichtet mit synthetischem Handtuch beschichtet.

Anleitung zum Anlegen:

1. Legen Sie Ihre Hand in die Schiene ein, wobei Ihr Daumen durch das Loch ragt, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schliessen und befestigen Sie das Handgelenkband.
3. Schliessen Sie das Daumenband und befestigen Sie es.

Indikationen:

Empfohlen zur Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Br chen, Entz ndungen oder Karpaltunnelsyndrom, zur Behandlung nach Gipsabnahme, zur Behandlung von B nder-, Sehnen- oder Muskelverletzungen.

Achtung!

Verwenden Sie das Produkt nur f r die angegebenen Indikationen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gef hlsver nderungen als Folge des Tragens dieses Produkts versp ren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.



F r Einpatientenanwendung

URIEL IS A TRADE NAME OF MEDITEX GROUP LTD.

www.facebook.com/UrielMeditexGroupLtd.

www.uriel.eu

URIEL