

REF AC27L

MEASUREMENTS		
SIZE	IN	CM
S-XL	5.5 - 9.5	14 - 22

ONE
SIZE

Qty.1



ACTIVE

L
LEFT

AC27L WRIST SPLINT

LEFT SIDE



AC27L WRIST SPLINT

ONE
SIZE

To maintain the product quality, we reserve the right to substitute the material without prior notice



635AC27L

CH REP Orthopartner AG
Lenzburgstrasse 2
5702 Niederlenz Switzerland

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster Germany.

MD MedNet EC-REP GmbH
23, Hamessilla Str.,
3688523 NESHER, ISRAEL.

MD MEDITEX GROUP Ltd.
3688523 NESHER, ISRAEL.

Material Composition: 80% Neoprene, 20% Nylon.
Composition of the spacer fabric is as follows:
55% Spandex, 45% Polyester.

Caution: Use the product for the mentioned indication only.
For single person use only. Do not use the product if you are
allergic to one of its components. If you experience pain,
swelling, or sensation changes as a result of wearing this item,
stop use immediately and consult your healthcare provider.
Avoid tight application as it could restrict circulation.

Fitting instructions:

1. Insert your hand into the splint with your thumb protruding through the hole as shown in the picture.
2. Close and fasten the wrist band.
3. Close and fasten the thumb band.

Indications: Recommended for the treatment of wrist pain due to strain, sprain, fracture, inflammation or carpal tunnel syndrome. For use as a transition brace after cast removal, or treatment of ligament, tendon or muscle injuries.

Provides firm wrist support while allowing for normal daily functions. With an aluminum palmar stay designed to provide firm wrist support by holding the wrist in a functional position at an extension of 35 degrees (adjustable, optional).
Made of Neoprene and breathable spacer fabric with Velcro fastener that allows optimal individual fitting.

ONE SIZE FITS MOST

EN
14-22 CM | 5.5-9.5 IN

WRIST SPLINT

REF AC27L

FITS: S-XL




CE

D

EINHEITSGRÖSSE

EINHEITSGRÖSSE

Bietet festen Halt für das Handgelenk und ermöglicht gleichzeitig normale Alltagsfunktionen. Mit einer Aluminium-Handgelenkstütze, die das Handgelenk in einer funktionellen Position mit einer Streckung von 35 Grad hält (einstellbar, optional).

Hergestellt aus Neopren und atmungsaktivem Abstandsgewebe mit Klettverschluss, der eine optimale, individuelle Anpassung ermöglicht.

Indikationen:

Empfohlen zur Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Frakturen, Entzündungen oder Karpaltunnelsyndrom. Zur Verwendung als Übergangsschiene nach Gipsentfernung oder zur Behandlung von Bänder-, Sehnen- oder Muskelverletzungen.

Anleitung zum Anlegen:

1. Legen Sie Ihre Hand in die Schiene, wobei Ihr Daumen durch das Loch ragt, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schliessen und befestigen Sie das Handgelenkband.
3. Schliessen Sie das Daumenband und befestigen Sie es.

Achtung!

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Indikationen. Nur zur Anwendung durch eine Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen als Folge des Tragens dieses Artikels feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Vermeiden Sie zu enges Anlegen, da dies die Durchblutung einschränken könnte.

Materialzusammensetzung: 80 % Neopren, 20 % Nylon.

Die Zusammensetzung des Abstandsgewebes ist wie folgt:
55 % Elasthan, 45 % Polyester.

FR

TAILLE UNIQUE

Offre un soutien ferme du poignet tout en permettant des fonctions quotidiennes normales. Comprend un support palmaire en aluminium conçu pour fournir un soutien ferme du poignet en le maintenant dans une position fonctionnelle à une extension de 35 degrés (réglable, en option).

Fabriquée en néoprène et en tissu espaceur respirant avec une fermeture Velcro qui permet un ajustement individuel optimal.

Indications:

Recommandé pour le traitement des douleurs du poignet dues à un claquage, une entorse, une fracture, une inflammation ou au syndrome du canal carpien. Utilisée comme orthèse de transition après l'ablation d'un plâtre, ou pour le traitement de blessures ligamentaires, tendineuses ou musculaires.

Instructions d'application:

1. Insérez votre main dans l'attelle, le pouce dépassant par le trou, comme indiqué sur l'image.
2. Fermez et attachez la bande de poignet.
3. Fermez et attachez la bande de pouce.

Attention!

N'utilisez le produit que pour l'indication mentionnée. Utilisation pour une seule personne. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation après avoir porté ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin. Évitez une application trop serrée, car cela pourrait gêner la circulation sanguine.

Composition:

80 % Néoprène, 20 % Nylon.

La composition du tissu espaceur est la suivante:
55 % Spandex, 45 % Polyester.

IT

TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA

Fornisce un solido supporto al polso consentendo le normali funzioni quotidiane. Con una stecca palmare in alluminio progettata per fornire un solido sostegno al polso, mantenendolo in una posizione funzionale con un'estensione di 35 gradi (regolabile, opzionalmente).

Realizzato in neoprene ed in tessuto distanziatore traspirante con chiusura in velcro che consente un adattamento individuale ottimale.

Indicazioni:

Consigliato per il trattamento del dolore al polso dovuto a sforzi, distorsioni, fratture, infiammazioni o sindrome del tunnel carpale. Da utilizzare come tutore transitorio dopo la rimozione del gesso o per il trattamento di lesioni ai legamenti, ai tendini o ai muscoli.

Istruzioni per l'applicazione:

1. Inserire la mano nella stecca con il pollice che sporge attraverso il foro, come mostrato nell'immagine.
2. Chiudere e fissare la fascia da polso.
3. Chiudere e fissare la fascia per il pollice.

Attenzione!

Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni suddette. Utilizzabile da un'unica persona. Non utilizzare il prodotto se si è allergici o cambi dei suoi componenti. Se si avvertono dolori, gonfiore o disturbi di sensazione in seguito all'uso di questo articolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico. Non indossare indumenti stretti alla fine di evitare di limitare la circolazione sanguigna.

Composizione del materiale:

80% neoprene, 20% nylon.

La composizione del tessuto distanziatore è la seguente:
55% Spandex, 45% Poliestere.