



## Ankle Bandage

REF AC37

Ver.SW-AC37-250916



www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd. Ocala,  
Florida 34473 USA  
FDAbasics LLC

5702 Niederenz Switzerland

Lenzburgerstrasse 2  
Orthopartner AG

48163 Muenster Germany.

Borkstrasse 10,  
MedNet EC-REP GmbH

3 Hazayit st., P.O. 413  
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.  
MEDITEX GROUP Ltd.

### Ankle Bandage

This bandage provides protection for the ankle and helps ease painful, tired feet and swollen ankles during daily activities and sports.

Made of Neoprene and breathable spacer fabric with Velcro fastener that allows optimal individual fitting. ONE SIZE FITS MOST/FITS LEFT OR RIGHT.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

### Medical Indication

Suitable for the treatment of ankle sprain, other ankle injuries, ankle pain and foot pain. Useful as support for strained and sprained ligaments.

### Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

### Fitting Instruction

Wrap the strap around the back of your ankle. Bring the bandage underneath your foot then wrap it around your ankle (as shown).

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

### Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

### Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon. Composition of the spacer fabric is as follows: 55% Spandex, 45% Polyester.

### Knöchelbandage

Diese Bandage schützt den Knöchel und lindert schmerzende, müde Füße und geschwollene Knöchel bei alltäglichen Aktivitäten und beim Sport.

Hergestellt aus Neopren und atmungsaktivem Spacer-Gewebe mit Klettverschluss, der eine optimale individuelle Passform ermöglicht.

Universalgrösse, passend für links und rechts. Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

### Medizinische Indikationen

Geeignet zur Behandlung von Verstauchungen und andere Verletzungen des Sprunggelenks, Schmerzen im Sprunggelenk und Fusssschmerzen. Nützlich als Stütze bei überdehnten und verstauchten Bändern.

### Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

### Anleitung zum Anlegen

Wickeln Sie den Gurt um die Rückseite Ihres Knöchels. Führen Sie den Verband unter Ihren Fuss und wickeln Sie ihn dann um Ihren Knöchel (wie abgebildet). Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

### Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

### Materialzusammensetzung

80% Neopren, 20% Nylon. Die Zusammensetzung des Spacer-Gewebes ist wie folgt: 55% Elasthan, 45% Polyester.

## Bandages pour cheville

Ce bandage protège la cheville et soulage les pieds douloureux et fatigués ainsi que les chevilles enflées lors des activités quotidiennes et sportives. Fabriqué en néoprène et en tissu Spacer respirant, il est doté d'une fermeture velcro qui permet un ajustement individuel optimal. Taille universelle, convient pour le pied gauche et le pied droit.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

## Indications médicales

Convient pour le traitement des entorses et autres blessures de la cheville, des douleurs dans la cheville et des douleurs au pied. Utile comme soutien en cas d'étreinte excessif et d'entorse des ligaments.

## Attention

Consultez votre médecin en cas d'effets secondaires graves ou d'inconfort. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Instructions d'application

Enroulez la sangle autour de l'arrière de votre cheville. Passez le bandage sous votre pied, puis enroulez-le autour de votre cheville (comme illustré).

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

## Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

## Composition du matériau

80% Néoprène, 20% Nylon. La composition du tissu Spacer est la suivante: 55% Élasthanne, 45% Polyester.

## Bendaggi per caviglie

Questa fasciatura protegge la caviglia e allevia il dolore e la stanchezza dei piedi e il gonfiore delle caviglie durante le attività quotidiane e lo sport. Realizzata in neoprene e tessuto traspirante Spacer con chiusura in velcro, che consente una vestibilità ottimale e personalizzata. Taglia universale, adatta sia per il piede destro che per il sinistro.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.

## Indicazioni mediche

Indicato per il trattamento di distorsioni e altre lesioni dell'articolazione tibio-tarsica, dolori all'articolazione tibio-tarsica e dolori ai piedi. Utile come supporto in caso di legamenti stirati e distesi.

## Attenzione

Consultare il medico se si soffre di gravi problemi posturali o spinali. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno o più componenti del materiale. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensibilità in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o l'operatore sanitario. Un avviso che indichi all'utilizzatore e/o al paziente: Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

## Istruzioni per l'applicazione

Avvolgere la cintura intorno alla parte posteriore della caviglia. Far passare la fasciatura sotto il piede e avvolgerla intorno alla caviglia (come illustrato).

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

## Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

## Composizione del materiale

80% Neoprene, 20% Nylon. La composizione del tessuto spacer è la seguente: 55% Elastan, 45% Poliestere.

## Tobillera

Esta tobillera protege el tobillo y alivia los pies doloridos y cansados y los tobillos hinchados durante las actividades cotidianas y el deporte. Fabricado en neopreno y tejido espaciador transpirable con cierre de velcro, lo que permite un ajuste individual óptimo. Talla universal, adecuado para el pie izquierdo y derecho.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso múltiple. Producto sanitario.

## Indicaciones médicas

Indicado para el tratamiento de esguinces y otras lesiones del tobillo, dolor en el tobillo y dolor en los pies. Util como soporte en caso de ligamentos distendidos y esguinces.

## Importante

Consulte a su médico si tiene problemas posturales graves o afecciones de la columna vertebral. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

## Instrucciones de colocación

Enrolle la correa alrededor de la parte posterior del tobillo. Pase el vendaje por debajo del pie y envuélvala alrededor del tobillo (como se muestra en la ilustración).

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

## Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

## Composición

80% Neopreno, 20% Nailon. La composición del tejido espaciador es la siguiente: 55% Elastano, 45% Poliéster.