



Carpal Tunnel Night Mitten

REF 213CTS

Ver.SW-213CTS-251113



www.uriel-global.com

US Agent
FDAbasics LLC
15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34773 USA

CH REP
Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2
5702 Niederlenz Switzerland

48163 Muenster Germany.

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,

3 Hazayit st., P.O. 413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.
MEDITEX GROUP Ltd.

Carpal Tunnel Night Mitten

Specifically designed to provide relief for those suffering from Carpal Tunnel Syndrome (CTS) pain at night. It alleviates nighttime symptoms such as pain and finger numbness by maintaining the fingers in a relaxed bent position. Helpsto reduce pressure on the median nerve and improves blood flow to the nerve. Made from breathable fabric, the glove ensures ventilation and comfort for extended use during sleep.

Indications

CTS-related pain and numbness in the fingers caused by Carpal Tunnel Syndrome.

Contraindications

Arthritis or arthritis in the finger joints.

Fitting Instruction

Use mittens during sleeping hours mainly. Select size using chart on the packaging. Slide your hand into the mitten, secure velcro strap around your wrist, and bend your fingertips to fasten additional velcro. Ensure velcro strap around wrist is not too tight. If discomfort occurs, adjust strap or fit.

Caution

Use the product for the mentioned indication only. For single person use only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider. Avoid tight application as it could restrict circulation.

Material Composition

Fabric: 80% Nylon+20% Spandex. Yellow Stripes: 100% Silicone.

Karpaltunnel Nacht-Handschuh

Der Karpaltunnel Nacht-Handschuh wurde speziell dafür entwickelt, Menschen zu helfen, die nachts unter Schmerzen aufgrund des Karpaltunnelsyndroms (CTS) leiden. Er lindert nächtliche Symptome wie Schmerzen und Taubheitsgefühle in den Fingern, indem er die Finger in einer entspannten, gebeugten Position hält. Hilft, den Druck auf den Medianerv zu verringern und verbessert die Blutzufuhr zum Nerv. Der Handschuh besteht aus atmungsaktivem Material und sorgt für Belüftung und Komfort bei längerem Gebrauch während des Schlafs.

Indikationen

CTS-bedingte Schmerzen und Taubheitsgefühle in den Fingern, die durch das Karpaltunnelsyndrom verursacht werden.

Kontraindikationen

Arthrose oder Arthritis in den Fingergelenken.

Anleitung zum Anlegen

Verwenden Sie den Handschuh hauptsächlich während der Schlafenszeit. Wählen Sie die Grösse anhand der Tabelle auf der Verpackung aus. Schieben Sie Ihre Hand in den Handschuh, befestigen Sie den Klettverschluss um Ihr Handgelenk und beugen Sie Ihre Fingerspitzen, um den zusätzlichen Klettverschluss zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss um das Handgelenk nicht zu fest sitzt. Bei Beschwerden passen Sie den Verschluss an oder ziehen Sie den Handschuh aus.

Achtung

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Indikation. Nur zur Verwendung durch eine einzelne Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen seiner Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie aufgrund des Tragens dieses Artikels Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Vermeiden Sie ein zu festes Anlegen, da dies die Durchblutung beeinträchtigen könnte.

Materialzusammensetzung

Stoff: 80 % Nylon + 20 % Elasthan. Gelbe Streifen: 100 % Silikon.

Mittaines de nuit pour le canal carpien

Le gant de nuit pour le canal carpien a été spécialement conçu pour aider les personnes qui souffrent de douleurs nocturnes dues au syndrome du canal carpien (SCC). Il soulage les symptômes nocturnes tels que les douleurs et les engourdissements dans les doigts en maintenant ceux-ci dans une position détendue et fléchie. Il aide à réduire la pression sur le nerf médian et améliore l'irrigation sanguine du nerf. Le gant est fabriqué dans un matériau respirant et assure une bonne ventilation ainsi qu'un confort optimal lors d'une utilisation prolongée pendant le sommeil.

Indications

Douleurs et engourdissements dans les doigts liés au syndrome du canal carpien (SCC).

Contre-indications

Arthrose ou arthrite dans les articulations des doigts.

Instructions d'application

Utilisez le gant principalement pendant la nuit. Choisissez la taille à l'aide du tableau figurant sur l'emballage. Glissez votre main dans le gant, fixez la fermeture velcro autour de votre poignet et pliez le bout de vos doigts pour fixer la fermeture velcro supplémentaire. Veillez à ce que la fermeture velcro autour du poignet ne soit pas trop serrée. En cas de gêne, ajustez la fermeture ou retirez le gant.

Attention

Utilisez le produit uniquement pour l'indication spécifiée. Pour un seul patient uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin. Évitez de trop serrer le produit, car cela pourrait nuire à la circulation sanguine.

Composition du matériau

Tissu : 80 % Nylon + 20 % Élasthanne Bandes jaunes : 100 % Silicone.

Guanto notturno per tunnel carpale

Il guanto notturno per tunnel carpale è stato appositamente progettato per aiutare le persone che soffrono di dolori notturni causati dalla sindrome del tunnel carpale (CTS). Allevia i sintomi notturni come dolore e intorpidimento alle dita mantenendole in una posizione rilassata e piegata. Aiuta a ridurre la pressione sul nervo mediano e migliora l'afflusso di sangue al nervo. Il guanto è realizzato in materiale traspirante e garantisce ventilazione e comfort durante l'uso prolungato durante il sonno.

Indicazioni

Dolori e intorpidimenti alle dita correlati alla sindrome del tunnel carpale (STC).

Controindicazioni

artrosi o artrite alle articolazioni delle dita.

Istruzioni per l'applicazione

Utilizzare il guanto principalmente durante il sonno. Scegliere la taglia in base alla tabella riportata sulla confezione. Infilare la mano nel guanto, fissare la chiusura in velcro intorno al polso e piegare le dita per fissare la chiusura in velcro aggiuntiva. Assicurarsi che la chiusura in velcro attorno al polso non sia troppo stretta. In caso di fastidio, regolare la chiusura o togliere il guanto.

Attenzione

Utilizzare il prodotto solo per l'indicazione specificata. Solo per uso individuale. Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei suoi componenti. Se si avverte dolore, gonfiore o alterazioni sensoriali durante l'uso di questo articolo, interromperne immediatamente l'uso e consultare il medico. Evitare di stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe compromettere la circolazione sanguigna.

Composizione del materiale

Materiale: 80% Nylon + 20% Elastan. Strisce gialle: 100% Silicone.