

DE Elastische Kühlbandage

Strapazierfähige, elastische, mit Kühlflüssigkeit imprägnierte Gewebebandage, die als Kühlverband verwendet werden kann. Sorgt für sofortige Kühlung und Schmerzlinderung. Kann auch trocken als strapazierfähige Wickelbandage an einem schmerzenden Körperteil angelegt werden.

Indikationen: Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen und anderen Verletzungen.

Anwendung: Reissverschluss tasche aufziehen, getränkten Verband am verletzten oder schmerzenden Körperteil anlegen und mithilfe der mitgelieferten Hälkchen fixieren. Bandage nicht zu fest wickeln, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen. **Achtung:** Das Produkt darf nur für die angegebene Indikation verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Das Produkt nicht verwenden, wenn Sie gegen einen seiner Bestandteile oder Inhaltsstoffe allergisch sind. Die Kühlflüssigkeit enthält Methylparaben, ein Stoff, der hochallergischen Wirkungen kann. Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts Schmerzen, Schwellungen oder verändertes Empfindungsvermögen feststellen, müssen Sie die Anwendung sofort beenden und sich an einen Arzt wenden. Nicht auf verletzte Haut anwenden. Das Produkt ist nicht für Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren oder unter zehn Kilogramm Körpergewicht geeignet. Nicht für Diabetiker geeignet.

FR Bandage élastique froid

Rouleau de tissu élastique résistant trempé dans un liquide refroidissant, prêt à l'emploi en bandage froid. Apporte immédiatement un refroidissement et un soulagement de la douleur. Peut aussi être utilisé une fois sec comme bandage résistant à enrouler autour de votre membre douloureux.

Indications: pour les entorses, foulures, contusions et autres blessures.

Instructions d'utilisation: tirez pour ouvrir le sachet à zip,

enroulez le bandage trempé autour de la zone blessée et fixez fermement avec les crochets inclus pour conserver le bandage en place. Ne serrez pas trop le bandage pour éviter d'entraver la circulation sanguine.

Attention: Utilisez le produit uniquement pour l'indication mentionnée. Usage unique. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Le liquide refroidissant contient du méthylparabène qui peut s'avérer hautement allergène. Si vous ressentez des douleurs, un gonflement, ou des modifications dans les sensations consécutivement à la pose du bandage, enlevez-le immédiatement et consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de lésion cutanée. Ce produit n'est pas adapté pour une utilisation chez les nourrissons ou chez les enfants de moins de deux ans ou de moins de 10 kg. Ce produit n'est pas adapté pour une utilisation chez les patients diabétiques.

IT Bendaggio elastico freddo

Nastro in tessuto elastico resistente, imbevuto di liquido rinfrescante, pronto all'uso come bendaggio freddo. Fornisce un raffreddamento immediato e riduce il dolore. Quando è asciutto, può essere utilizzato anche come resistente fasciatura da avvolgere attorno alla parte dolente. **Indicazioni:** Stramanti, distorsioni, contusioni e altre lesioni. **Impiego:** Aprire il sacchetto con la chiusura lampo, avvolgere il bendaggio imbevuto attorno alla lesione e allacciare i ganci in dotazione per fissare l'impacco in posizione. Non avvolgere il bendaggio troppo strettamente, per non ostacolare la circolazione del sangue.

Attenzione: Usare il prodotto solo per l'indicazione riportata. Monouso. Non usi il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti. Il liquido per il raffreddamento contiene metilparabene, che potrebbe essere estremamente allergenico. Se compaiono dolore, gonfiore o alterazioni della sensibilità dopo aver indossato questo prodotto, interrompa immediatamente l'uso e consulti il medico. Non usare su cute lesa. Non adatto per i neonati sotto i due anni d'età o di peso inferiore ai dieci kg. Non adatto per i diabetici.