



Finger Splint

REF 238

Ver.SW-238-250916



www.uriel-global.com

US Agent
FDAbasics LLC
15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

CH REP
Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2
5702 Niederlenz Switzerland

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster Germany.
MEDITEX GROUP Ltd.
3 Hazayit st., P.O. 413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.

ENGLISH

Finger Splint

This product is designed to immobilize the injured finger. Lightweight flexible PE shell and EVA pad hold the finger firmly, providing good support and protection. With hook and loop strap for optimal fitting.

This product is recommended for use by individuals aged 8 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication
Broken finger, finger injuries.

Caution
Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction
Fit around injured finger as shown in the picture. Fasten the hook and loop strap tightly yet comfortably.

Hand wash only. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation
Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition
64% PE, 22% Nylon, 14% EVA.

GERMAN

Fingerorthese

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den verletzten Finger zu immobilisieren. Leichte, flexible PE-Schale und EVA-Polster halten den Finger fest und bieten guten Halt und Schutz. Mit Klettverschluss für eine optimale Anpassung.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 8 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen
Gebrochener Finger, Fingerverletzungen.

Vorsichtsmassnahmen
Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie unangenehme oder schwere Nebenwirkungen entwickeln. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen oder mehreren Materialbestandteilen haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen infolge der Anwendung dieses Produkts verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt oder medizinische Fachperson.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen
Wie auf dem Bild gezeigt um den verletzten Finger legen. Schliessen Sie das Klettband fest, aber bequem.

Nur Handwäsche. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport
An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung
64% PE, 22% Nylon, 14% EVA.

FRENCH	ITALIAN	SPANISH
Attelle de doigt Ce produit est conçu pour immobiliser le doigt blessé. La coque légère et flexible en PE et le coussinet en EVA maintiennent fermement le doigt, offrant un bon soutien et une bonne protection. La sangle à fermeture auto-agrippante permet un ajustement optimal.	Ortesi delle dita Questo prodotto è stato sviluppato per immobilizzare il dito lesionato. Il leggero e flessibile guscio in PE e l'imbottitura in EVA trattengono saldamente il dito e forniscono un buon supporto e protezione. Con chiusura in velcro per una regolazione ottimale.	Férula de dedo Este producto está diseñado para inmovilizar el dedo lesionado. La estructura ligera y flexible de PE y la almohadilla de EVA mantienen el dedo firmemente, proporcionando un buen soporte y protección. Con tira autoadherente para un ajuste óptimo.
L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 8 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.	Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 8 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.	Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 8 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso multiple. Producto sanitario.
Indications médicales Doigt cassé, blessures aux doigts.	Indicazioni mediche Dito fratturato, lesioni alle dita.	Indicaciones médicas Dedo roto, lesiones en los dedos.
Attention Consultez votre médecin en cas d'effets secondaires graves ou d'inconfort. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.	Attenzione Consultate il medico se si soffre di gravi problemi posturali o spinali. Utilizzate il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno o più componenti del materiale. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensibilità in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o l'operatore sanitario.	Importante Consulte a su médico si experimenta efectos secundarios o molestias graves. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.	Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.	Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.
Instructions d'application Ajustez autour du doigt blessé comme indiqué sur l'image. Fixez la bande auto-agrippante fermement mais confortablement.	Istruzioni per l'applicazione Posizionare intorno al dito ferito come mostrato nell'immagine. Chiudete il cinturino in velcro in modo fermo ma confortevole.	Instrucciones de colocación Ajustar alrededor del dedo lesionado como se muestra en la imagen. Ajustar la tira autoadherente firmemente pero de manera cómoda.
Lavage à la main uniquement. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.	Lavare a mano. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.	Lavar sólo a mano. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.
Stockage et transport Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.	Conservazione e trasporto Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.	Almacenamiento y transporte Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.
Composition du matériau 64% PE, 22% Nylon, 14% EVA.	Composizione del materiale 64% PE, 22% Nylon, 14% EVA.	Composición 64% PE, 22% Nylon, 14% EVA.