



## Hallux Valgus Post Surgery Bandage

REF 38

Ver.SW-38-250916



www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd, Ocala,  
Florida 34473 USA

US Agent FDAbasics LLC

5702 Niederenz Switzerland

CH REP Orthopartner AG  
Lenzburgerstrasse 2

48163 Muenster Germany.

EU REP MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10,

3 Hazayit st., P.O. 413  
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.  
MEDITEX GROUP Ltd.

Hallux Valgus Post Surgery Bandage  
Suitable for both feet - One size fit all.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

### Medical Indication

After Hallux Valgus surgery it is recommended to wear the bandage whenever possible to help to reduce pain.

### Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

### Fitting Instruction

Open all fasteners. Open the bandage on the floor with the smooth side facing down. Place your foot on the bandage so that your big toe is positioned in the middle of the two vertical lines. Close the fastener over your toe. If necessary rotate the bandage so that the supporting stay is facing outwards. Close and fasten the rest of the bandage so that the logo is facing up as shown in the photograph.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

### Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

### Material Composition

Inside: 100% Cotton, Outside: 100% Polyester.

Hallux Valgus Bandage  
Für linke und rechte Füße geeignet – Einheitsgrösse.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

### Medizinische Indikationen

Nach einer Hallux-Valgus-Operation wird empfohlen, den Verband so oft wie möglich zu tragen, um die Schmerzen zu lindern.

### Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

### Anleitung zum Anlegen

Öffnen Sie alle Verschlüsse. Legen Sie die Bandage mit der glatten Seite nach unten auf den Boden. Stellen Sie den Fuss so auf die Bandage, dass der grosse Zeh in der Mitte der beiden vertikalen Linien positioniert ist. Schliessen Sie den Verschluss über dem Zeh. Drehen Sie die Bandage gegebenenfalls so, dass die Stützstrebe nach außen zeigt. Schliessen und befestigen Sie den Rest der Bandage so, dass das Logo wie auf dem Foto gezeigt nach oben zeigt.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

### Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

### Materialzusammensetzung

Innen: 100% Baumwolle, Aussen: 100% Polyester.

## FRENCH

Bandage pour hallux valgus  
Convient aux pieds gauches et droits – taille unique.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

## Indications médicales

Après une opération de l'hallux valgus, il est recommandé de porter le bandage aussi souvent que possible afin de soulager la douleur.

## Attention

Consultez votre médecin en cas de gêne importante, d'effet secondaire ou d'irritation de la peau. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Instructions d'application

Ouvrez toutes les fermetures. Posez le bandage sur le sol, côté lisse vers le bas. Placez le pied sur le bandage de manière à ce que le gros orteil soit positionné au milieu des deux lignes verticales. Fermez la fermeture au-dessus de l'orteil. Si nécessaire, tournez le bandage de manière à ce que la tige de soutien soit orientée vers l'extérieur. Fermez et fixez le reste du bandage de manière à ce que le logo soit orienté vers le haut, comme indiqué sur la photo.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

## Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

## Composition du matériau

Intérieur: 100% Coton, Extérieur: 100% Polyester.

## ITALIAN

Bendaggio per alluce valgo  
Adatto per piedi sinistri e destri – Taglia unica.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.

## Indicazioni mediche

Dopo un intervento chirurgico all'alluce valgo, si consiglia di indossare il bendaggio il più spesso possibile per alleviare il dolore.

## Attenzione

Consultare il medico in caso di gravi disturbi, effetti collaterali o irritazioni cutanee. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensazione in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o un operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

## Istruzioni per l'applicazione

Aprire tutte le chiusure. Appoggiare la fasciatura sul pavimento con il lato liscio rivolto verso il basso. Posizionare il piede sulla fascia in modo che l'alluce si trovi al centro delle due linee verticali. Chiudere la chiusura sopra l'alluce. Se necessario, ruotare la fascia in modo che il supporto sia rivolto verso l'esterno. Chiudere e fissare il resto della fascia in modo che il logo sia rivolto verso l'alto, come mostrato nella foto.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

## Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

## Composizione del materiale

Interno: 100% Cotone, Esterno: 100% Poliestere.

## SPANISH

Vendaje para hallux valgus  
Adaptable al pie izquierdo y derecho – Talla única.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso multiple. Producto sanitario.

## Indicaciones médicas

Después de una operación de hallux valgus, se recomienda llevar el vendaje lo más frecuentemente posible para aliviar el dolor.

## Importante

Consulte a su médico si experimenta molestias graves, efectos secundarios o irritaciones cutáneas. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

## Instrucciones de colocación

Abra todos los cierres. Coloque el vendaje en el suelo con la parte lisa hacia abajo. Coloque el pie sobre el vendaje de manera que el dedo gordo quede situado en el centro de las dos líneas verticales. Cierre el broche sobre el dedo. Si es necesario, gire el vendaje de manera que el refuerzo quede hacia fuera. Cierre y fije el resto del vendaje de manera que el logotipo quede hacia arriba, tal y como se muestra en la foto.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

## Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

## Composición

Interior: 100% Algodón, Exterior: 100% Poliéster.