



Rib Belt

REF 15M

Ver.SW-15M-250916



www.uriel-global.com

US Agent
FDAbasics LLC
15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

CH REP Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2
5702 Niederenz Switzerland

EU REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster Germany.
MEDITEX GROUP Ltd.
3 Hazayit st., P.O. 413
Mevoe Carmel Industrial Park, Israel.

Rib Belt

This brace provides firm support for aching chest muscles, fractured ribs or thorax injuries. Strong laminated foam material, lined with soft cotton terry fabric that provides comfort and sweat management. Easy adjustment with hook and loop fastener.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication

Rib fractures, chest injuries or trauma, after thoracic surgery, chronic ribs pain, support for rehabilitation and mobility.

Caution

Consult your physician if you have severe postural issues or spinal conditions. Use the product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use the product if you have an allergy to one of its components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

Place the belt around your chest as shown in the picture, position in the desired height and fasten the hook and loop fasteners in a firm yet comfortable fit.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

Foam Fabric: 40% Cotton, 40% Polyester, 10% Polyurethane foam, 10% Elastane.
Elastic Fabric: 52% Polyamide, 22% Elastane, 16% Latex, 10% Polyester.
Contains natural rubber latex.

Rippenbandage

Diese Bandage bietet festen Halt bei schmerzenden Brustmuskeln, gebrochenen Rippen oder Thoraxverletzungen. Starkes laminiertes Schaumstoffmaterial, gefüttert mit weichem Baumwollfrottee, welches für einen angenehmen Tragekomfort sorgt. Einfache Einstellung mit Klettverschluss.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzeln Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Rippenfrakturen, Brustkorbverletzungen oder -traumata, nach Thoraxoperationen, chronische Rippenschmerzen, Unterstützung für Rehabilitation und Mobilität.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie unter schweren Haltungsschäden oder Wirbelsäulenproblemen leiden. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen oder mehreren Materialbestandteilen haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen infolge der Anwendung dieses Produkts verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt oder medizinische Fachperson. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Legen Sie die Bandage wie abgebildet um Ihre Brust, positionieren Sie ihn in der gewünschten Höhe und schliessen Sie die Klettverschlüsse in einem festen, aber bequemen Halt.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

Schaumstoff: 40% Baumwolle, 40% Polyester, 10% Polyurethanschaum, 10% Elastan.
Elastischer Stoff: 52% Polyamid, 22% Elastan, 16% Latex, 10% Polyester.
Enthält Latex.

Ceinture thoracique

Cette orthèse apporte un soutien ferme aux muscles douloureux de la poitrine, aux côtes fracturées ou aux blessures du thorax. Mousse laminée résistante, doublée d'un tissu éponge en coton doux qui assure confort et évacuation de la transpiration. Ajustement facile grâce à la fermeture auto-agrippante.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

Indications médicales

Fractures de côtes, blessures ou traumatismes thoraciques, après une chirurgie thoracique, douleurs chroniques aux côtes, soutien à la rééducation et à la mobilité.

Attention

Consultez votre médecin si vous souffrez de problèmes de posture graves ou d'affections de la colonne vertébrale. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions d'application

Placez la ceinture autour de votre poitrine comme indiqué sur l'image, positionnez-la à la hauteur souhaitée et attachez les fermetures auto-agrippantes pour un ajustement ferme mais confortable.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

Composition du matériau

Mousse laminée: 40% Coton, 40% Polyester, 10% mousse de Polyuréthane, 10% Élasthanne.
Tissu élastique : 52% Polyamide, 22% Élasthanne, 16% Latex, 10% Polyester.
Contient du latex.

Supporto per le costole

Questo supporto offre un sostegno solido per i muscoli del torace doloranti, le costole fratturate o le lesioni toraciche. Materiale robusto in laminata in schiuma, foderato con morbida spugna di cotone, che lo rende comodo da portare. Facile da regolare con una chiusura in velcro.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.

Indicazioni mediche

Fratture delle costole, lesioni o traumi al torace, dopo interventi chirurgici al torace, dolore cronico alle costole, supporto per la riabilitazione e la mobilità.

Attenzione

Consultare il medico se si soffre di gravi problemi posturali o spinali. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno o più componenti del materiale. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensibilità in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o l'operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

Istruzioni per l'applicazione

Posizionare la benda intorno al petto come mostrato, posizionarla all'altezza desiderata e chiudere le chiusure in velcro con una presa salda ma confortevole.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

Composizione del materiale

Gommapiuma: 40% Cotone, 40% Poliestere, 10% Poliuretano espanso, 10% Elastan.
Tessuto elastico: 52% Poliammide, 22% Elastan, 16% Lattice, 10% Poliestere.
Contiene lattice.

Banda torácica

Esta ortesis ofrece un soporte firme para músculos pectorales doloridos, costillas fracturadas o lesiones torácicas. Resistente material de goma espuma laminada, recubierto de suave tejido de algodón que proporciona comodidad y absorbe el sudor. Fácil ajuste con cierre de velcro.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso múltiple. Producto sanitario.

Indicaciones médicas

Fracturas de costillas, lesiones o traumatismos torácicos, después de cirugía torácica, dolor crónico de costillas, apoyo para rehabilitación y movilidad.

Importante

Consulte a su médico si tiene problemas posturales graves o afecciones de la columna vertebral. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

Instrucciones de colocación

Coloque el cinturón alrededor de su pecho como se muestra en la imagen, colóquelo a la altura deseada y abrahe los cierres de corchetes en un ajuste firme pero cómodo.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

Composición

Tejido de goma espuma: 40% Algodón, 40% Poliéster, 10% Espuma de Poliuretano, 10% Elastano.
Tejido elástico: 52% Poliamida, 22% Elastano, 16% Látex, 10% Poliéster.
Contiene látex.