



Wrist Bandage

REF ST20

Ver.SW-ST20-250916



www.uriel-global.com

US Agent
FDAbasics LLC
15815 SW 11th Court Rd.Ocala,
Florida 34473 USA

5702 Niederlenz Switzerland

CH REP
Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2

48163 Muenster Germany.

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,

Mevoe Carmel Industrial Park, Israel.
3 Hazayit st., P.O.413
MEDITEX GROUP Ltd.

ENGLISH

Wrist Bandage

This Wrist Bandage reduces strain off the wrist and provides firm support while allowing normal daily functioning.

Supports the wrist joint and helps prevent injury.

Fits right or left hand.

Made of elastic Neoprene coated with synthetic towel top layer.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication

for the treatment of wrist pain due to strain, sprain, tendonitis and arthritis.

Provides universal fit and adjustability.

Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

Fit around your wrist as shown in the picture. Secures the hook and loop fastener.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

68% Neoprene, 16% Nylon (inner fabric), 16% Polyester (outer fabric).

GERMAN

Handgelenkbandage

Diese Handgelenkbandage reduziert die Belastung des Handgelenks und bietet festen Halt, während sie eine normale tägliche Funktion ermöglicht. Sie stützt das Handgelenk und hilft, Verletzungen zu vermeiden.

Passt für die rechte oder linke Hand.

Hergestellt aus elastischem Neopren mit synthetischem Tuch als Oberschicht.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Zur Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Sehnenentzündungen und Arthritis.

Bietet eine universelle Passform und Verstellbarkeit.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Legen Sie die Bandage wie auf dem Bild gezeigt um Ihr Handgelenk. Schliessen Sie den Klettverschluss.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

68% Neopren, 16% Nylon (Innenmaterial), 16% Polyester (Aussenmaterial).

FRENCH	ITALIAN	SPANISH
Bandage poignet Ce bandage pour poignet réduit la tension sur le poignet et fournit un soutien ferme tout en permettant un fonctionnement quotidien normal. Soutient l'articulation du poignet et aide à prévenir les blessures. S'adapte à la main droite ou gauche. Fabrique en néoprène élastique recouvert d'une couche supérieure en tissu synthétique.	Bendaggio per polso Questo bendaggio per il polso riduce le tensioni sul polso e fornisce un solido sostegno, consentendo al contempo il normale funzionamento quotidiano. Supporta l'articolazione del polso e aiuta a prevenire le lesioni. Si adatta alla mano destra o sinistra. Realizzata in neoprene elastico rivestito con uno strato superiore in tessuto sintetico.	Muñequera Esta muñequera reduce la tensión en la muñeca y proporciona un soporte firme, permitiendo el funcionamiento diario normal. Soporte la articulación de la muñeca y ayuda a prevenir lesiones. Se adapta a la mano derecha o izquierda. Fabricada en neopreno elástico recubierto con una capa superior de toalla sintética.
L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.	Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.	Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso multiple. Producto sanitario.
Indications médicales Pour le traitement des douleurs du poignet dues à la tension, à l'entorse, à la tendinite et à l'arthrite. Fournit un ajustement universel et une possibilité de réglage.	Indicazioni mediche Per il trattamento del dolore al polso dovuto a sforzi, distorsioni, tendiniti e artrite. Offre una vestibilità e una regolazione universali.	Indicaciones médicas Para el tratamiento del dolor de muñeca causado por distensiones, esguinces, tendinitis y artritis. Proporciona un ajuste universal y gran capacidad de ajuste.
Attention Consultez votre médecin en cas d'effets secondaires graves ou d'inconfort. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.	Attenzione Consultate il medico se si soffre di gravi problemi posturali o spinali. Utilizzate il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno o più componenti del materiale. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensibilità in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o l'operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.	Importante Consulte a su médico si experimenta efectos secundarios o molestias graves. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.
Instructions d'application Faites le tour de votre poignet comme indiqué sur l'image. Fixez la bande auto-agrippante.	Istruzioni per l'applicazione Applicare intorno al polso come mostrato nell'immagine. Fissare con il gancio ed il velcro.	Instrucciones de colocación Ajuste a la muñeca como se muestra en la imagen. Cierre con velcro.
Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.	Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.	Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.
Stockage et transport Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.	Conservazione e trasporto Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.	Almacenamiento y transporte Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.
Composition du matériau 68% Néoprène, 16% Nylon (tissu intérieur), 16% Polyester (tissu extérieur).	Composizione del materiale 68% Neoprene, 16% Nylon (tessuto interno), 16% Poliestere (tessuto esterno).	Composición 68% Neopreno, 16% Nylon (tejido interior), 16% Poliéster (tejido exterior).