



Wrist Splint

REF 266

Ver.SW-266-260315



MEDITEX GROUP Ltd.
3 Hazayit st., P.O.413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.

EU REP MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,
48163 Muenster Germany.

CH REP Orthopartner AG

Lenzburgerstrasse 2
5702 Niederenz Switzerland

US Agent FDAbasics LLC

15815 SW 11th Court Rd.Ocala,
Florida 34773 USA

www.uriel-global.com

ENGLISH

Designed to provide strong support and to minimize movement of the wrist. Holds the hand at an angle of approximately 35 degrees to the wrist.

Indications

Recommended in cases of fractures, after removal of a cast or injuries to ligaments, muscles and tendons.

Fitting Instruction

This product can be adjusted for the left or right hand. To fit to the correct hand remove the aluminum bar from its pouch, flip it and insert it into the opposite side pouch. The convex side of the bar must face the inner side of your palm. The angle can be adjusted by slightly bending the aluminum splint. Wear the product as shown and secure the hook and loop fasteners.

Caution

Use the product for the mentioned indication only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Material Composition

68% Neoprene, 32% Nylon.
Spacer: 80% Polyester; 20% Nylon.

GERMAN

Entwickelt, um starken Halt zu bieten und Bewegungen des Handgelenks zu minimieren. Hält die Hand in einem Winkel von etwa 35 Grad zum Handgelenk.

Indikationen

Empfohlen bei Frakturen, nach Entfernung eines Gipsverbandes oder bei Verletzungen von Bändern, Muskeln und Sehnen.

Anleitung zum Anlegen

Dieses Produkt kann für die linke oder rechte Hand verwendet werden. Zum Anpassen an die richtige Hand nehmen Sie den Aluminiumstab aus der Tasche, drehen ihn um und legen ihn in die Tasche auf der gegenüberliegenden Seite ein. Die konvexe Seite des Bügels muss zur Innenseite Ihrer Handfläche zeigen. Der Winkel kann durch leichtes Biegen der Aluminiumschiene angepasst werden. Tragen Sie das Produkt wie abgebildet und befestigen Sie die Klettverschlüsse.

Achtung

Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen seiner Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson.

Materialzusammensetzung

68% Neopren, 32% Nylon.
Abstandhalter: 80% Polyester; 20% Nylon.

FRENCH

Conçu pour offrir un maintien renforcé et minimiser les mouvements du poignet.
Maintient la main à un angle d'environ 35 degrés par rapport au poignet.

Indications

Recommandé en cas de fracture, après le retrait un plâtre ou en cas de blessures des ligaments, des muscles et des tendons.

Instructions d'application

Ce produit peut être utilisé pour la main gauche ou droite.

Pour l'adapter à la main souhaitée, retirez la tige en aluminium de la poche, retournez-la et insérez-la dans la poche du côté opposé. Le côté convexe de la tige doit être tourné vers l'intérieur de votre paume.

L'angle peut être ajusté en pliant légèrement la tige en aluminium. Portez le produit comme illustré et fixez les fermetures velcro.

Attention

Utilisez le produit uniquement pour les indications mentionnées.

N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

Si vous ressentez des douleurs, des gonflements ou des modifications sensorielles suite à l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Composition du matériau

68% Néoprène, 32% Nylon.

Entretoise: 80% Polyester; 20% Nylon.

ITALIAN

Progettato per offrire un sostegno solido e ridurre al minimo i movimenti del polso.
Mantiene la mano ad un angolo di circa 35 gradi rispetto al polso.

Indicazioni

Consigliato in caso di fratture, dopo la rimozione di un gesso o in caso di lesioni a legamenti, muscoli e tendini.

Istruzioni per l'applicazione

Questo prodotto può essere utilizzato sia per la mano destra che per la sinistra.

Per adattarlo alla mano corretta, estrarre la barra di alluminio dalla tasca, girarla e inserirla nella tasca sul lato opposto. Il lato convesso della staffa deve essere rivolto verso l'interno del palmo della mano.

L'angolo può essere regolato piegando leggermente la barra di alluminio. Indossare il prodotto come illustrato e fissare le chiusure in velcro.

Attenzione

Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni specificate.

Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno dei suoi componenti.

Se si avvertono dolore, gonfiore o alterazioni della sensibilità a seguito dell'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o un professionista sanitario.

Composizione del materiale

68% Neoprene, 32% Nylon.

Distanziatore: 80% Poliestere; 20% Nylon.