



Wrist Splint

REF 26

Ver.SW-26-250916



www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

US Agent
FDAbasics LLC

5702 Niederlenz Switzerland

Lenzburgerstrasse 2

CH REP
Orthopartner AG

48163 Muenster Germany.

Borkstrasse 10,

EU REP
MedNet EC-REP GmbH

3 Hazayit st., P.O. 413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.

MEDITEX GROUP Ltd.

Wrist Splint

Fits left or right wrist. This splint is designed to provide firm wrist support by holding the wrist in a functional position of approximately 35 degrees of extension. An aluminum plate provides added rigidity.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only.
For home, outpatient or institutional use.
Single Patient Multiple Use.
Medical Device.

Medical Indication

Ideally used for immobilization of the wrist following acute sprain, fracture, inflammation and carpal tunnel syndrome. Provides excellent support post cast removal and assists in reducing swelling around the wrist area.

Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

This product is reversible and can be adjusted for left or right hand. To fit to the correct hand remove the aluminum bar from its pouch, flip it and insert it back. The convex side of the bar must face the inner side of your palm.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

75% Polyester-spun Viscose,
25% Elastane double covered.

Handgelenkorthese

Passend für das linke und rechte Handgelenk. Diese Orthese wurde entwickelt, um das Handgelenk fest zu stützen, indem es in einer funktionellen Position von etwa 35 Grad Streckung gehalten wird. Eine Aluminiumplatte sorgt für zusätzliche Stabilität.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.

Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Ideal zur Ruhigstellung des Handgelenks nach akuten Verstauchungen, Frakturen, Entzündungen und Karpaltunnelsyndrom. Bietet hervorragende Unterstützung nach dem Entfernen des Gipsverbandes und hilft, Schwellungen im Handgelenkbereich zu reduzieren.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Dieses Produkt ist beidseitig verwendbar und kann für die linke oder rechte Hand angepasst werden. Um es an die richtige Hand anzupassen, nehmen Sie die Aluminiumplatte aus der Hülle, drehen Sie sie um und setzen Sie sie wieder ein. Die gewölbte Seite der Stange muss zur Innenseite Ihrer Handfläche zeigen.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

75% Polyester-gesponnene Viskose,
25% Elasthan doppelt ummantelt.

Orthèse de poignet
Convient au poignet gauche et droit.
Cette orthèse a été conçue pour soutenir fermement le poignet en le maintenant dans une position fonctionnelle d'environ 35 degrés d'extension. Une plaque en aluminium assure une stabilité supplémentaire.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus.
Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple.
Dispositif médical.

Indications médicales

Idéal pour immobiliser le poignet après une entorse aiguë, une fracture, une inflammation ou un syndrome du canal carpien. Offre un excellent soutien après le retrait du plâtre et aide à réduire le gonflement au niveau du poignet.

Attention

Consultez votre médecin en cas de gêne importante, d'effet secondaire ou d'irritation de la peau. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions d'application

Ce produit est réversible et peut être adapté à la main gauche ou à la main droite. Pour l'adapter à la bonne main, retirez la plaque en aluminium de son étui, retournez-la et remettez-la en place. Le côté bombé de la tige doit être tourné vers l'intérieur de votre paume.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

Composition du matériau

75% Viscose filée Polyester,
25% Élasthanne doublement enrobé.

Ortesi per il polso
Adatto per il polso sinistro e destro. Questa ortesi è stata sviluppata per sostenere solidamente il polso, mantenendolo in una posizione funzionale di circa 35 gradi di estensione. Una placca in alluminio garantisce ulteriore stabilità.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni.
Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero.
Singolo paziente – uso multiplo.
Dispositivo medico.

Indicazioni mediche

Ideale per immobilizzare il polso in caso di distorsioni acute, fratture, infiammazioni e sindrome del tunnel carpale. Offre un eccellente sostegno dopo la rimozione del gesso e aiuta a ridurre il gonfiore nella zona del polso.

Attenzione

Consultare il medico in caso di gravi disturbi, effetti collaterali o irritazioni cutanee. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensazione in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o un operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

Istruzioni per l'applicazione

Questo prodotto è utilizzabile su entrambi i lati e può essere adattato alla mano sinistra o destra. Per adattarlo alla mano corretta, estrarre la piastra in alluminio dalla custodia, capovolgere e reinserirla. Il lato curvo dell'asta deve essere rivolto verso l'interno del palmo della mano.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

Composizione del materiale

75% Viscosa filata in Poliester,
25% Elastan a doppio rivestimento.

Ortesis de muñeca
Diseñado para la muñeca izquierda y derecha.
Esta ortesis ha sido diseñada para sujetar firmemente la muñeca, manteniéndola en una posición funcional de aproximadamente 35 grados de extensión. Una placa de aluminio proporciona una estabilidad adicional.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años.
Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso multiple.
Producto sanitario.

Indicaciones médicas

Ideal para inmovilizar la muñeca tras esguinces agudos, fracturas, inflamaciones y síndrome del túnel carpiano. Proporciona un excelente soporte tras retirar el yeso y ayuda a reducir la hinchazón en la zona de la muñeca.

Importante

Consulte a su médico si experimenta molestias graves, efectos secundarios o irritaciones cutáneas. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

Instrucciones de colocación

Este producto es reversible y se puede adaptar tanto para la mano izquierda como para la derecha. Para adaptarlo a la mano correcta, retire la placa de aluminio de la funda, gírela y vuelva a colocarla. El lado curvado de la barra debe quedar hacia el interior de la palma de la mano.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

Composición

75% Viscosa hilada con Poliéster,
25% Elastano con doble recubrimiento.