



Wrist Splint

REF ST27R

Ver.SW-ST27R-250916



www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

US Agent FDAbasics LLC

5702 Niederlenz Switzerland

Lenzburgerstrasse 2

CH REP Orthopartner AG

48163 Muenster Germany.

Borkstrasse 10,

EU REP MedNet EC-REP GmbH

Mevoe Carmel Industrial Park, Israel.

3 Hazayit st., P.O. 413

MEDITEX GROUP Ltd.

Wrist Splint

Provides firm wrist support whilst allowing normal daily functioning. With an aluminum palmar stay designed to provide firm wrist support by holding the wrist in a functional position at an extension of 35 degrees (adjustable, optional).

Made of elastic Neoprene coated with synthetic towel top layer.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use.

Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication

Recommended for the treatment of wrist pain due to strain, sprain, fracture, inflammation or Carpal Tunnel Syndrome, for management after plaster cast removal, treatment of ligament, tendon or muscle injuries.

Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

Insert your hand into the splint with your thumb protruding through the hole as shown in the picture. Close and fasten the wrist band. Close and fasten the thumb band.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

68% Neoprene, 16% Nylon (inner fabric), 16% Polyester (outer fabric).

Handgelenkschiene

Bietet einen festen Halt für das Handgelenk und ermöglicht eine normale Alltagsfunktion. Mit einer Aluminium-Handgelenkstütze, die das Handgelenk in einer funktionellen Position mit einer Streckung von 35 Grad hält (einstellbar, optional).

Hergestellt aus elastischem Neopren, beschichtet mit synthetischem Handtuch beschichtet.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder institutionären Gebrauch.

Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Empfohlen zur Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Brüchen, Entzündungen oder Karpaltunnelsyndrom, zur Behandlung nach Gipsabnahme, zur Behandlung von Bänder-, Sehnen- oder Muskelverletzungen.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Legen Sie Ihre Hand in die Schiene ein, wobei Ihr Daumen durch das Loch ragt, wie in der Abbildung gezeigt.

Schliessen und befestigen Sie das Handgelenkband. Schliessen Sie das Daumenband und befestigen Sie es.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

68% Neopren, 16% Nylon (Innenstoff), 16% Polyester (Aussenstoff).

FRENCH

Bandage pour poignet

Fournit un soutien ferme du poignet tout en permettant un fonctionnement quotidien normal. Avec un support palmaire en aluminium conçu pour soutenir fermement le poignet en le maintenant dans une position fonctionnelle à une extension de 35 degrés (réglable, en option).
Fabriqué en néoprène élastique recouvert d'une couche supérieure en tissu synthétique.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé.
Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

Indications médicales

Recommandé pour le traitement des douleurs du poignet dues à un claquage, une entorse, une fracture, une inflammation ou au syndrome du canal carpien, pour le traitement après le retrait du plâtre, le traitement des lésions ligamentaires, tendineuses ou musculaires.

Attention

Consultez votre médecin en cas d'effets secondaires graves ou d'inconfort. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions d'application

Insérez votre main dans l'attelle, le pouce dépassant par le trou, comme indiqué sur l'image.
Fermez et attachez la bande pour le poignet.
Fermez et attachez la bande pour le pouce.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

Stockage et transport

Conservé dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

Composition du matériau

68% Néoprène, 16% Nylon (tissu intérieur),
16% Polyester (tissu extérieur).

ITALIAN

Bendaggio del polso

Fornisce un solido supporto al polso, consentendo al contempo il normale funzionamento quotidiano. Con una stecca palmare in alluminio progettata per fornire un solido sostegno al polso, mantenendolo in una posizione funzionale con un'estensione di 35 gradi (regolabile, opzionale).
Realizzato in neoprene elastico rivestito in tessuto sintetico.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero.
Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.

Indicazioni mediche

Consigliato per il trattamento del dolore al polso dovuto a stiramento, distorsione, frattura, infiammazione o sindrome del tunnel carpale, per la gestione dopo la rimozione del gesso, per il trattamento di lesioni ai legamenti, ai tendini o ai muscoli.

Attenzione

Consultate il medico se si soffre di gravi problemi posturali o spinali. Utilizzate il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno o più componenti del materiale. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensibilità in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o l'operatore sanitario.
Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

Istruzioni per l'applicazione

Inserire la mano nella stecca con il pollice che sporge attraverso il foro, come mostrato nell'immagine.
Chiudere e fissare la fascia da polso.
Chiudere e fissare la fascia per il pollice.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

Composizione del materiale

68% Neoprene, 16% Nylon (tessuto interno),
16% Poliestere (tessuto esterno).

SPANISH

Muñequera

Proporciona un soporte firme para la muñeca, permitiendo el funcionamiento diario normal. Con un soporte palmar de aluminio, diseñado para proporcionar un soporte firme, manteniéndola en una posición funcional con una extensión de 35 grados (ajustable, opcional).
Fabricado en neopreno elástico recubierto con una capa superior de tejido sintético.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios.
Un solo paciente - uso múltiple. Producto sanitario.

Indicaciones médicas

Recomendado para el tratamiento del dolor de muñeca debido a distensiones, esguinces, fracturas, inflamaciones o síndrome del túnel carpiano, para el manejo después de la extracción de yeso, tratamiento de lesiones de ligamentos, tendones o músculos.

Importante

Consulte a su médico si experimenta efectos secundarios o molestias graves. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

Instrucciones de colocación

Introduzca la mano en la férula con el pulgar sobresaliendo por el orificio, como se muestra en la imagen.
Cierre y abrache la muñequera.
Cierre y abrache la banda del pulgar.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

Composición

68% Neopreno, 16% Nylon (tejido interior),
16% Poliéster (tejido exterior).