



Wrist Support

REF T25

Ver.SW-T25-250916



www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

US Agent FDAbasics LLC

5702 Niederenz Switzerland

Lenzbürgetrasse 2
CH REP Orthopartner AG

48163 Muenster Germany.

EU REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,

3 Hazayit st., P.O. 413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.
MEDITEX GROUP Ltd.

Wrist Support

This Wrist Support is made of thick THERMAL Neoprene, with 100% cotton towel lining. It helps retaining body heat which promotes faster healing and ease of pain. Relieves pressure from thumb joints. Takes the strain of the wrist and provides firm support whilst allowing for normal daily function. Supports wrist joints and prevents injury.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication

Treatment of wrist pain due to strain, sprain, tendonitis and arthritis.

Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

Put the brace on your hand with the thumb inserted in the thumb hole. Wrap around your wrist and close with the hook and loop fasteners for optimal support and comfort.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

Inlining: 100% Cotton.
Intermediate: 100% Neoprene.
Outer layer: 100% Nylon.

Handgelenkbandage

Diese Handgelenkstütze besteht aus dickem Thermo Neopren mit einem Futter aus 100% Baumwollstoff. Sie hilft, die Körperwärme zu speichern, was eine schnellere Heilung und Schmerzlinderung fördert. Entlastet den Druck von den Daumengelenken. Entlastet das Handgelenk und bietet festen Halt, während es gleichzeitig normale tägliche Funktionen ermöglicht. Stützt die Handgelenke und beugt Verletzungen vor.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Zerrungen, Verstauchungen, Sehnenentzündungen und Arthritis.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Legen Sie die Bandage um die Hand, wobei der Daumen in das Daumenloch eingeführt wird. Wickeln Sie sie um das Handgelenk und schliessen Sie sie mit den Klettverschlüssen, um optimalen Halt und Komfort zu gewährleisten.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

Innenschicht: 100% Baumwolle.
Zwischenschicht: 100% Neopren.
Aussenschicht 100% Nylon.

Bandage pour poignet

Ce support de poignet est fabriqué en néoprène thermique épais, avec une doublure en tissu 100 % coton. Il aide à conserver la chaleur du corps, ce qui accélère la guérison et soulage la douleur. Soulage la pression des articulations du pouce. Soulage le poignet et fournit un soutien ferme tout en permettant une fonction quotidienne normale. Soutient les articulations du poignet et prévient les blessures.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

Indications médicales

Traitement des douleurs du poignet dues à la tension, à la distorsion, à la tendinite et à l'arthrite.

Attention

Consultez votre médecin en cas de gêne importante, d'effet secondaire ou d'irritation de la peau. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions d'application

Placez le bandage sur votre main en insérant le pouce dans le trou prévu à cet effet. Enroulez-le autour de votre poignet et fermez à l'aide des bandes auto-agrippantes pour un soutien et un confort optimal.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

Composition du matériau

Doublure: 100% Coton.
Couche intermédiaire: 100% Néoprène.
Couche extérieure: 100% Nylon.

Bendaggio del polso

Questo bendaggio per il polso è realizzato in neoprene termico spesso con una fodera in cotone al 100%. Aiuta a trattenere il calore corporeo, favorendo una guarigione più rapida e alleviando il dolore. Allevia la pressione sulle articolazioni del pollice. Allevia la pressione sul polso e fornisce un sostegno solido, consentendo al contempo le normali funzioni quotidiane. Sostiene i polsi e previene le lesioni.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico

Indicazioni mediche

Trattamento del dolore al polso dovuto a stiramenti, distorsioni, tendiniti e artrite.

Attenzione

Consultare il medico in caso di gravi disturbi, effetti collaterali o irritazioni cutanee. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensazione in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o un operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

Istruzioni per l'applicazione

Posizionare la benda intorno alla mano con il pollice inserito nell'apposito foro. Avvolgerla intorno al polso e chiuderla con le chiusure in velcro per garantire un sostegno e un comfort ottimali.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

Composizione del materiale

Strato interno: 100% Coton.
Strato intermedio: 100% Neoprene.
Strato esterno: 100% Nylon.

Muñequera

Esta muñequera está hecha de neopreno térmico grueso, con interior de toalla de algodón 100%. Ayuda a retener el calor corporal, lo que favorece una curación más rápida y alivia el dolor. Alivia la presión de las articulaciones del pulgar. Elimina la tensión de la muñeca y proporciona un soporte firme al tiempo que permite una función diaria normal. Da soporte a las articulaciones de la muñeca y previene lesiones.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso multiple. Producto sanitario.

Indicaciones médicas

Tratamiento del dolor de muñeca debido a distensiones, esguinces, tendinitis y artritis.

Importante

Consulte a su médico si experimenta molestias graves, efectos secundarios o irritaciones cutáneas. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

Instrucciones de colocación

Colóquese la muñequera en la mano con el pulgar introducido en el orificio para el pulgar. Envuélvela alrededor de la muñeca y ciérrala con los cierres autoadherentes para un soporte y una comodidad óptimos.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

Composición

Parte interior: 100% Algodón.
Parte intermedia: 100% Neopreno.
Capa exterior: 100% Nylon.