



SOMNA® VEST ERWACHSENE & JUNIOR

## GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® VEST 2.0

**Somna® Vest ist ein Tagesprodukt vor allem zur Stimulation des Tast-, Muskel- und Gelenksinns. Der Anwender wird aufgrund ihrer Schwere und des einmummelnden Effekts stimuliert.**



ABNEHMBARER KRAGEN FÜR SOMNA® VEST

### GEBRAUCH

Die Weste sollte so nah wie möglich am Körper getragen werden, z. B. über einem T-Shirt. Die größte Wirkung wird erreicht, wenn die verstellbaren Gurte straff sitzen. Die Weste und der Gewichtskragen können zusammen oder einzeln verwendet werden.

Somna® Vest passt problemlos unter einen Pullover/eine Jacke.

Die Schwere und der Druck auf dem Körper sorgen für eine Stimulation der taktilen und propriozeptiven Sinne und geben somit für ein beruhigendes Gefühl.

Somna® Vest besteht aus einem strapazierfähigen Material.

Sie entscheiden selbst, wie fest Sie die Weste umschnallen wollen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

## WASCHANLEITUNG

Benutzen Sie den mitgelieferten Waschbeutel. Der Kragen darf nicht erhitzt werden.



Im Schonwaschgang bei max. 60 °C waschen



Weste: Keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen bei der chemischen Reinigung verwenden



Nicht in den Wäschetrockner geben



Nicht bügeln



Kragen: Nicht chemisch reinigen

Kein Bleichmittel verwenden

## PRODUKTINFORMATIONEN



Somna® Vest ist aus flammbeständigem Material gefertigt und erfüllt die Anforderungen des Standards SS-EN ISO 12952-1:2010.



Somna® Vest ist CE-zertifiziert nach der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Somna® Vest ist ein schwedisches Produkt.

## GRÖSSEN

### Erwachsene:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

### Junior

110/122 (4-7 Jahre), 128/140 (7-10 Jahre), 146/158 (10-13 Jahre)

## WARNUNG

- Bei begrenzter Lungenkapazität einen Arzt vor Anwendung einer Gewichtsweste konsultieren.
- Falls Sie implantierte medizinische Geräte haben, konsultieren Sie einen Arzt, ob diese durch den Stahl in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Vorsicht bei der Anwendung, wenn Ihre Muskeln geschwächt sind.
- Beim Spielen besteht das Risiko, mit der Weste hängen zu bleiben.

20180226