

# TAS<sup>®</sup> (Toe Alignment Splint)

Attelle pour hallux valgus

Code LPPR : 7161232



Bande de talon élastique

Bande métatarsienne élastique



Confort de port élevé même sous des chaussettes

Taille standard



Droite = Gauche



Poids plume



Sans latex




# DARCO

L'attelle d'alignement des orteils TAS® est une orthèse corrective. Elle est utilisée de manière conservatrice et postopératoire, en remplacement du bandage. L'orthèse d'orteil hallux valgus est un moyen efficace et peu coûteux d'immobiliser l'orteil opéré/corrigé dans la position souhaitée et de le maintenir en place pendant le processus de guérison. La talonnette élastique située à l'arrière du pied empêche l'attelle médio-pied de glisser. Les boucles individuelles maintiennent chacun des orteils dans la position souhaitée. Le matériau souple assure un grand confort. Elle est également idéale pour une utilisation après une chirurgie mini-invasive.

## Indications

Pour la correction/le redressement conservateur et postopératoire des orteils en cas de :

- > Hallux Valgus (1)
- > Bunionette (2)
- > Orteil en marteau (3)



## Caractéristiques

- > Peut être utilisé de manière conservatrice et postopératoire
- > Il remplace le bandage adhésif par un bandage de redressement
- > Fixation et orientation librement des orteils opérés/corrigés
- > Utilisable également lors d'interventions mini-invasives
- > Matériau doux et agréable pour la peau → Confortable à porter
- > Élément stabilisateur : Thermoformable
- > Bande métatarsienne élastique de 34 cm → Possibilité de soigner des pieds larges
- > Bande de talon élastique
- > Peut être porté avec des chaussures postopératoires et de pansement
- > Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche



Adduction



Abduction



Dorsiflexion



Flexion plantaire

TAILLE

RÉF.



Couleur : Blanc

Standard TAS-22



Vidéo produit



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco.de/fr

