

Body Armor[®] Pro Term

Fussstumpforthese

Neues
Modell



Jetzt
25 %
leichter*



NEU
PowerPods[®]
Technologie

Die perfekte
Lösung
**bei Vorfuss-
amputation.**

Interimsversorgung nach Amputationen.

Die Body Armor® Pro Term Fussstumpforthese passt sich dank eines Soft-Linings mit integrierter Pumpe flexibel an Stumpfschwankungen in der Interimsphase an. Der knöchelübergreifende Schaft in 90°-Stellung stabilisiert das obere und untere Sprunggelenk, während die ventrale Stützlasche und das variable Verschluss-System eine gleichmässige Kompression ermöglichen.



NEU Verschluss-System mit Umlenkrolle

Leichteres Schliessen durch
bessere Kraftübertragung

Eigenschaften

Stabilität und Schutz

- Schalenkonstruktion in 90°-Stellung
 - Stabilisierung des Sprunggelenks
- Sicheres Verschluss-System
 - Fester Sitz und sichere Stumpfführung
- Hohe Konstruktion und breite Auftrittsfläche
 - Mehr Stabilität und sicherer Stand

Biomechanik und Entlastung

- Weichbettende Sandwich-Innensohle
 - Druckverteilung zur Dekubitusprophylaxe
- Orthograder Aufbau
 - Natürliche Haltung und optimierte Biomechanik

Individuelle Anpassung und Komfort

- 25 % leichter (ca. 220 g) als das Vorgängermodell
 - Geringere Belastung
- Erweiterte Stumpflänge (+3 cm)
 - Mehr Flexibilität in der Versorgung
- Bearbeitbare PowerPods®-Laufsohle
 - Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Flexible ventrale Stützlasche
 - Ergonomischer Sitz, gleichmässige Druckverteilung
- Umlenkrollen → Leichteres Schliessen der Gurte

Praktische Vorteile

- Sicht- und Luftfenster
 - Bessere Belüftung, Stumpfkontrolle
- Weite Öffnung → Einfaches Anziehen
- Universell rechts und links tragbar
- Farbe: Grau-Blau

Indikationen

Postoperativ bei Fussteilamputationen (z. B. Chopart- oder Lisfranc-Amputationen) aufgrund von

- Diabetischem Fussyndrom
- pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- Trauma



Weite Öffnung für
leichten Einstieg




Perfekte Passform
durch Luftregulierung

Grössen + Masse

Optimierte Passform: Bitte die geänderten Masse beachten.

	Grösse	Stumpflänge	Innensohle in cm			Art.-Nr.
			B	C	E	
	M	19,5 cm	13,0	9,5	20,0	DAR.BAPT2
	L	21,0 cm	14,0	10,5	22,0	DAR.BAPT3
Neu	XL	22,5 cm	14,5	11,5	23,6	DAR.BAPT4



Masse + Grössen sind Richtwerte und hängen vom Volumen der Verbandsversorgung ab.

Kombiprodukt

WCS®

Verband- und Wundtherapieschuh



Rechts = Links



Für Diabetiker



Geringes Gewicht



Zeitersparnis

Offizieller DARCO-Vertreter Schweiz

Orthopartner AG | Lenzburgerstrasse 2 | Gebäude 10 | 5702 Niederlenz
Tel. +41 (0) 62 769 88 00 | www.orthopartner.ch | info@orthopartner.ch

DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

orthopartner ag
Ärzte- und Spitalbedarf

