

Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

Deutsch

Armtragegurt

Gebrauchsfertig konfektionierter Armtragegurt, dank Kunststoffschnelle verstellbarer Fixationsgurt nach Armbrüchen oder Schulteroperationen.

Material: 100% Baumwolle
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100
Produktklasse 1 für Babyartikel
Lebensdauer: 5 Jahre

Diese Beschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 03515	blau	1.5 m
Art. 03520	blau	2.0 m
Art. 33520	écru	2.0 m

Wichtiger Hinweis: Die Armschlinge ist so zu tragen, dass Hand und Unterarm eine Linie bilden.

Français

Bretelle pour le bras

Bretelle à fixation prête à l'emploi, ajustable par boucle plastique. Après fracture du bras ou opération de l'épaule.

Matériel: 100% coton
Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour articles bébés
Durée de vie: 5 ans

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 03515	bleu	1.5 m
Art. 03520	bleu	2.0 m
Art. 33520	écru	2.0 m

Avis important: Les bretelles sont à adapter de manière à ce que la main et l'avant-bras forment une ligne droite.

Italiano

Reggibraccio

Reggibraccio preconfezionato pronto all'uso. Grazie alla chiusura di plastica regolabile, il reggibraccio viene utilizzato in seguito a rottura del braccio o operazioni alla spalla.

Matériale: 100% cotone
Tossivologia: Il filo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini
Durata di vita: 5 anni

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 03515	blu	1.5 m
Art. 03520	blu	2.0 m
Art. 33520	écru	2.0 m

Indicazione importante: Il reggibraccio è da indossare in modo che la mano e l'avambraccio siano sulla stessa linea.

