

## Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

### Deutsch

#### Armschlinge Collar'n Cuff

Mit Collar'n Cuff können effektive, bequeme Schlingen und Bandagen zur Unterstützung von Armen, Handgelenken und Schultern angefertigt werden, ohne zusätzliche Polsterung.

Collar'n Cuff ist eine äusserst vielseitige und kostengünstige Lösung.

Schneiden Sie die benötigte Menge an Material von einer Rolle Collar'n Cuff ab und befestigen Sie diese mit Kunststoffklammern. Collar'n Cuff besteht aus einem weichen Schaumstoff in einem gestrickten Baumwollschlauch und bietet eine effektive und bequeme Unterstützung.

- Für Armschlingen, Handgelenkstützen, Schlüsselbeinschienen oder Schulter-Immobilisatoren
- Stützend, stabil und bequem
- Einfache Konstruktion für die schnelle Erstellung einer massgeschneiderten Bandage

- Wird in 5-Meter-Rollen geliefert, so dass Sie die benötigte Menge an Material abschneiden können
- Fixierung

Material: Schaumstoff, Baumwolle

Toxikologie: Eingesetzte Garne des Trikotschlauches erfüllen Öko-Tex Standard 100  
Produktklasse 1 für Babyartikel

Diese Produktbeschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 90585 écreu 5 cm x 1,5 cm x 5 m

Art. 90586 écreu 7,5 cm x 1,5 cm x 5 m

### Français

#### Sangle de bras Collar'n Cuff

Collar'n Cuff permet de confectionner des écharpes et des bandages efficaces et confortables pour soutenir les bras, les poignets et les épaules, sans rembourrage supplémentaire.

Collar'n Cuff est une solution extrêmement polyvalente et économique. Il suffit de découper la quantité de matériel nécessaire dans un rouleau de Collar'n Cuff et de le fixer à l'aide d'agrafes en plastique. Le Collar'n Cuff est composé d'une mousse souple dans un tube en coton tricoté et offre un soutien efficace et confortable.

- Pour les écharpes de bras, les supports de poignet, les attelles de clavicule ou les immobilisateurs d'épaule.
- Soutien, stabilité et confort
- Conception simple permettant de créer rapidement un bandage sur mesure
- Livré en rouleaux de 5 mètres, ce qui permet de couper la quantité de matériel nécessaire
- Fixation

Matériel: Mousse synthétique, coton

Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 90585 écreu 5 cm x 1,5 cm x 5 m

Art. 90586 écreu 7,5 cm x 1,5 cm x 5 m

### Italiano

#### Imbracatura da braccio Collar'n Cuff

Con Collar'n Cuff, si possono realizzare fasce e bende efficaci e confortevoli per sostenere braccia, polsi e spalle, senza bisogno di imbottiture aggiuntive.

Collar'n Cuff è una soluzione estremamente versatile e conveniente. Tagliare la quantità necessaria di materiale da un rotolo di Collar'n Cuff e fissarlo con clip di plastica. Collar'n Cuff è fatto di una schiuma morbida in un tubo di cotone lavorato a maglia e fornisce un supporto efficace e confortevole.

- Per imbragature per il braccio, supporti per il polso, stecche per la clavicola o immobilizzatori per la spalla.
- Sostenibile, stabile e confortevole
- Costruzione semplice per la creazione rapida di un tutore personalizzato
- Fornito in rotoli da 5 metri in modo da poter tagliare la quantità di materiale di cui avete bisogno
- Fissazione


Materiale: Gommapiuma solida, cotone

Tossicologia: Il fi lo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100  
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 90585 écreu 5 cm x 1,5 cm x 5 m

Art. 90586 écreu 7,5 cm x 1,5 cm x 5 m



Tobler & Co. AG  
Schulstrasse 20  
9038 Rehetobel