



DENTIRO® Jumbo Wipes

Grosse Desinfektionstücher auf Alkoholbasis für alle alkoholbeständigen Oberflächen. Rückstandsfreie Trocknung.



- ▶ **Aktiv gegen 101 Keime**
- ▶ **Wirkt in 60 Sekunden**
- ▶ **Kompatibel mit mehr als 150 Materialien, inklusive Kunstleder**
- ▶ **Rückstandsfreies Trocknen**
- ▶ **Geprüft nach 18 europäischen Normen**

DENTIRO® Jumbo Wipes sind gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung kleiner Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten wie Operationstischen, Tragbahnen, Infusionsständern und Behandlungsstühlen. Die stark durchtränkten Tücher haben einen niedrigen Alkoholgehalt von weniger als 50%, der nicht nur das Allergiepotenzial vermindert, sondern auch die Materialverträglichkeit erhöht. DENTIRO® Jumbo Wipes sind aldehydfrei und biologisch leicht abbaubar.

Anwendungsbereiche

- ▶ Zur Schnelldesinfektion und Reinigung kleiner Oberflächen von Medizinprodukten wie z.B. OP-Tischen, Absaugschläuchen, Hand- und Winkelstücken, OP-Leuchtengriffen und medizinischem Inventar aus Materialien wie Aluminium, Kupfer, Silikon, Gummi und Kunststoffen wie PVC und Acrylglas

Gebrauchshinweis



Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollständig benetzen und Desinfektionsmittel einwirken lassen. Einwirkzeit einhalten. Wenn erforderlich, Oberfläche oder Gegenstand mit sauberem Einwegtuch trocknen. Nur auf alkoholbeständigen Materialien anwenden. Bei empfindlichen Materialien vor Gebrauch Verträglichkeit an kleiner, unauffälliger Stelle testen.

Wirkspektrum / Einwirkzeiten



Bakterizid	60 Sekunden
Antibiotika-resistente Bakterien	60 Sekunden
Tuberkulozid	60 Sekunden
Mykobakterizid	60 Sekunden
Levurozid	60 Sekunden
Antibiotika-resistente Hefepilze	60 Sekunden
Fungizid	60 Sekunden
Behüllte Viren	30 Sekunden
BVDV	15 Sekunden
Coronavirus	30 Sekunden
Hepatitis-B-Virus	30 Sekunden
Hepatitis-C-Virus	15 Sekunden
Herpes-simplex-Virus	15 Sekunden
HIV	30 Sekunden
Influenza-A-Virus	15 Sekunden
Vaccinia-Virus	30 Sekunden
Unbehüllte Viren	60 Sekunden
Adenovirus	60 Sekunden
Bovines Enterovirus	60 Sekunden
Norovirus	60 Sekunden
Poliovirus	60 Sekunden
Rotavirus	30 Sekunden

Entspricht EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675 und den RKI-/DVG-Richtlinien. Dermatologisch getestet.