

Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto



Deutsch

Hand-Armpolster Frottée-Stretch

Gebrauchsfertig konfektioniertes Handschuh-Polster für die Versorgung von Navicular-Frakturen. Hergestellt aus Frottée-Stretch-Polsterschlauch mit eingenähtem Daumenteil. Ein zeitsparendes Spezialpolster, links oder rechts verwendbar. Frottée-Stretch ist wasserabweisend, durchlässig für Röntgenstrahlen und bietet dem Patienten hohen Tragkomfort. Frottée-Stretch benötigt nur in seltenen Fällen zusätzliches Polstermaterial und ergibt einen optimalen Hautschutz beim Öffnen der ruhigstellenden Verbände.

Material: 93% Baumwolle, 7% Elastan

Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 24263 écru 0.06 m x 0.35 m

Art. 24265 écru 0.06 m x 0.50 m

Art. 24288 écru 0.08 m x 0.80 m

Français

Rembourrages pour main et bras frottée stretch

Rembourrage pour gant prêt à l'emploi pour la prise en charge de fractures naviculaires. Confectionné en rembourrage frottée stretch tubulaire, avec doigtier cousu pour le pouce. Un rembourrage spécial pour gagner du temps, utilisable côté gauche et droite. Le frottée stretch hydrofuge et perméable aux rayons X offre un grand confort aux patients et ne nécessite un rajout de rembourrage que dans quelques cas rares. Il protège la peau de manière efficace lors de l'ouverture des bandages d'immobilisation.

Matériel: 93% coton, 7% élasthanne

Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 24263 écru 0.06 m x 0.35 m

Art. 24265 écru 0.06 m x 0.50 m

Art. 24288 écru 0.08 m x 0.80 m

Italiano

Imbottitura mano-braccio elasticizzata di spugna

Guanto da imbottitura preconfezionato e pronto all'uso. Indicato in caso di frattura dello scafoide carpale. Composto da imbottitura tubolare elastica di spugna e cucitura per il pollice. Un bendaggio già pronto all'uso, utilizzabile sia destra che a sinistra. Il tessuto di spugna è idrorepellente, permeabile ai raggi X e offre al paziente un elevato confort. A questo tessuto bisogna aggiungere solo in rare occasioni altro materiale di imbottitura, e crea una protezione ottimale quando le fasciature di immobilizzazione vengono aperte.

Materiale: 93% cotone, 7% elastane

Tossicologia: Il fi lo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100


Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 24263 écru 0.06 m x 0.35 m

Art. 24265 écru 0.06 m x 0.50 m

Art. 24288 écru 0.08 m x 0.80 m



Tobler & Co. AG
Schulstrasse 20
9038 Rehetobel