

Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

Deutsch

Hand-Armschutz Trikot

Fertig konfektionierter Hand-Armschutz mit Daumenteil als Unterpolsterung und Hautschutz unter semirigide Fixationen und unter Schienen. Aus Rohbaumwolle in Kombination mit Elasthan gestrickt. Zusätzlich gedämpft, um Einlauf zu vermindern.



Material: 98% Baumwolle, 2% Elastan
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel
Lebensdauer: 5 Jahre

Diese Beschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 51818	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.18 m	Fäustling/Skidaumen
Art. 51845	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.45 m	Naviculare
Art. 51860	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.60 m	Naviculare
Art. 51875	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.75 m	Naviculare

Français

Tricot de main/bras

Protection naviculaire prête à l'emploi avec doigtier pour le pouce. Rembourrage et protection de la peau sous immobilisations semi-rigides et attelles. Livrable comme moufle/pouce de ski ou naviculaire.

Matériel: coton pur, tricoté avec élasthane = 98% coton / 2% élasthane
Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100
classe di prodotto 1 per articoli da bébé
Durée de vie: 5 ans

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 51818	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.18 m	Moufle/Pouce de Ski
Art. 51845	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.45 m	Naviculare
Art. 51860	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.60 m	Naviculare
Art. 51875	écru	Breite 0.065 m	Länge 0.75 m	Naviculare

Italiano


Protezione mano-braccio di jersey

Protezione mano-braccio preconfezionata con pollice, come protezione cutanea e imbottitura sotto a bendaggi semirigidi o tutori. Di cotone grezzo e elastam. Già trattato con vapore, per evitare il restringimento. Disponibile come manopola, pollice dello sciatore e scafoide carpale.

Materiale: 98% cotone, 2% elastane
Tossicologia: Il fi lo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini
Durata di vita: 5 anni

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 51818	écru	Larghezza 0.065 m	Lungo 0.18 m	Manopola/Pollice da ski
Art. 51845	écru	Larghezza 0.065 m	Lungo 0.45 m	Naviculare
Art. 51860	écru	Larghezza 0.065 m	Lungo 0.60 m	Naviculare
Art. 51875	écru	Larghezza 0.065 m	Lungo 0.75 m	Naviculare



Tobler & Co. AG
Schulstrasse 20
9038 Rehetobel