





## Comment porter des attelles Oval-8®


1. Différentielle boutonnière



4. Doigt maillet




2. Doigt tordu




5. Différentielle du col de cygne



3. Pouce de déclenchement





6. Doigt de déclenchement



## Deux tailles dans chaque attelle

Les attelles Oval-8 sont plus serrées ou plus lâches selon l'extrémité placée sur le doigt en premier.



## Ajuster un Oval-8

Les attelles Oval-8 peuvent être ajustées par un professionnel de la santé à l'aide d'un outil chauffant pour modifier l'angle, la longueur et l'ajustement.



## Distributeur

### BELGIUM

Ortho-Medico  
[www.orthomedico.eu](http://www.orthomedico.eu)


### SWITZERLAND

GRIBI AG BELP  
[www.gribi.ch](http://www.gribi.ch)



3-Point Products, Inc. U.S.A.  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)



3-Point Products, Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)



Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug

## 3-Point Products Légende des symboles FR

Symboles	Titre des Symboles	Symboles	Titre des Symboles
	Dispositif médical		Représentant européen autorisé
	Marquage CE		Représentant suisse autorisé
	Consulter les instructions avant utilisation		Fabricante
	Usage multiple pour un seul patient.		Date de fabrication
	Plastique polypropylène recyclable.		Pays de fabrication États-Unis
	Hans laver avec de l'eau, de l'eau de Javel diluée ou de l'alcool.		Numéro de lot du fabricant
	Restriction d'âge. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Peut provoquer un étouffement en cas d'ingestion.		Distributeur
	Numéro de modèle		Site d'informations pour les patients
	Sans latex. Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.		