

# SILIPOS®

Engineered to Cushion and Protect™



Silipos Holding LLC  
7049 Williams Road  
Niagara Falls, NY 14304  
1-800-229-4404  
Made in USA  
[www.silipos.com](http://www.silipos.com)



WMDE b.v.  
Bergerweg 18  
6085 AT Horn  
Holland



WMDE UK Ltd.  
The New Barn Mill Lane  
Eastry, Sandwich, England  
CT13 0JW

© Silipos Holding, LLC

9586  
Rev. 10

## (LT) Lietuviškai

**Gelinis Pirštų Praskleidėjas** sulygiuoja ir ištiesina pirštus švelniu, pastoviu spaudimu. Silipos gelis išleidžia medicininės kokybės mineralinį aliejų kuris drėkina odą tuo pat metu kaip ir praskiria paveiktus kojų pirštus. Gelis neišsilygins ir nepraras savo formos kaip putplastis.

**PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS** Plauti rankomis. Džiovinkite natūraliai. 20 valandų nešiojimas.

**ISPĖJIMAI** Jeigu sergate cukriniu diabetu arba sutrikusia kraujotaka, pasikonsultuokite su gydytoju prieš šio produkto naudojimą. Nedelsiant nustokite naudoti šį produktą jeigu jaučiate skausmą, nutirpimą, pastebėjote spalvos pasikeitimą arba odos dirginimą. Jei šie simptomai tęsiasi, pasikonsultuokite su medicinos specialistu. Nenaudokite ant atvirų žaizdų. Laikykitės vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Be lateksu ir "pagaminti be natūralios lateksu gumos", mažos detalės, užspringimo grėsmė. Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

## (MT) bil-Malti

**Gel Toe Spreaders** jallinjaw u jiddrittaw s-swaba' tas-sieq permezz ta' pressjoni ġentili u kostanti. Il-gel Silipos jerhi żejt minerali ta' grad mediku li jillubrika l-ġilda hekk kif jissepara s-swaba' tas-sieq mhux dritti. Il-gel ma jiccattjix u ma jittfix il-forma tieghu bhall-fowm.

**KURA U UŽU** Ahsel bl-Idejn. Hallih jinxfef b'mod naturali. 20 siegha ta' użu.

**TISSIJET** Jekk ghandek id-djibete jew ċirkolazzjoni hażina, ikkonsulta lit-tabib tieghek qabel tuża dan il-prodott. Jekk ikollok Uġigh, tmemnim, tibdil fil-kulur, jew irritazzjonijiet, waqgaf l-użu immedjatement. Jekk is-sintomi jipperjistu, ikkonsulta professjonist mediku. Tpoġġix il-prodott fuq feriti mituħa. Zomm fejn ma jintlahaqx mit-iftal u mill-annimali domestiċi. Hieles mill-Latex & "Mhux magħmul minn latex tal-lastiku naturali" periku li wieħed jiġga kkawżat minn partijiet zġhar. Kwalunkwe incident serju li sehħ f'konnessjoni mal-apparat għandu jiġi rappurtaat lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-utent u/jew il-pazjent.

## (PL) Polski

**Żelowy separator palców** wyrównuje i prostuje palce stóp poprzez delikatny, stały nacisk. Żel Silipos uwalnia olej mineralny do zastosowań medycznych, który natłuszcza skórę podczas rozdzielania problematycznych palców. Żel nie spłaszcza się i nie traci swojego kształtu jak pianka.

**PIELĘGNACJA I STOSOWANIE** Prac ręcznie. Suszyć na powietrzu. 20 godzin użytkowania.

**OSTRZEŻENIA** W przypadku cukrzycy lub słabego krążenia, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się lekarzem W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, przebarwień lub podrażnień, należy natychmiast przerwać stosowanie. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Nie umieszczać produktu na otwartych ranach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Bez lateksu oraz "Wyprodukowano bez użycia naturalnego lateksu" ryzyko zadławienia małymi częściami. Każdy poważny incydent, którego wystąpienie ma związek z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

## (PT) Português

Os **Afastadores de dedos em gel** alinham e endireitam os dedos dos pés com uma pressão suave e constante. O Silipos Gel liberta um óleo mineral de grau medicinal que lubrifica a pele à medida que separa os dedos dos pés afetados. O gel não se vai achatado ou perder a sua forma como a espuma.

**CUIDADOS E UTILIZAÇÃO** Lavagem das mãos. Secagem ao ar livre. 20h de utilização.

**AVISOS** Se tiver diabetes ou má circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Se ocorrer dor, dormência, descoloração ou irritações, interromper imediatamente a utilização. Se os sintomas persistirem, consultar um profissional médico. Não colocar o produto sobre feridas abertas. Manter fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Sem látex e "Não fabricado com látex de borracha natural" Risco de asfixia de pequena parte. Qualquer incidente grave que decorra da utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

## (RO) Românește

**Gel Toe Spreaders** (Distanțiere cu gel pentru degetele de la picioare) aliniază și îndreaptă degetele de la picioare cu o presiune delicată, constantă. Gelul Silipos eliberează un ulei mineral medical care lubrificază pielea în timp ce separă degetele cu probleme de la picioare. Gelul nu se va aplatiza sau nu își va pierde forma precum spuma.

**ÎNGRIJIRE ȘI UTILIZARE** A se spăla manual. A se usca la aer. Purtare: 20 de ore.

**AVERTISMENTE** Dacă aveți diabet zaharat sau circulație slabă, consultați medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă apare durere, amorțeală, decolorare sau iritații, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă simptomele persistă, consultați un medic specialist. Nu aplicați produsul pe răni deschise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu conține latex și „nu este fabricat cu latex din cauciuc natural” pericol de sufocare cu partea mică. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

## (SK) Slovenčina

**Separátor prstov na nohe** vyrovnáva a narovnáva prsty na nohách pomocou jemného konštantného tlaku. Gél Silipos uvoľňuje minerálny olej lekárskej kvality, ktorý maže pokožku a pritom oddeľuje boľavé prsty na nohách. Gél sa nesploští ani nestratí tvar ako pena.

**STAROSTLIVOSŤ A POUŽITIE** Ručné umývanie. Vysušte na vzduchu. Používajte po dobu 20 hodín.

**VAROVANIA** Ak máte cukrovku alebo slabý krvný obeh, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pociťujete bolesti, znečlivenie, zmenu farby alebo podráždenie, výrobok okamžite prestaňte používať. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Neumiestňujte výrobok na otvorené rany. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Výrobok je bez osahu latexu a „nie je vyrobený z prírodného kaučuku“ nebezpečenstvo zadusenía malou časťou. Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomocou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je užívateľ alebo pacient usadený.

## (SL) Slovensky

**Gelni distančník za prste** zravna in poravna nožne prste z nežnim in stalnim pritiskom. Gel Silipos sprošča medicinsko mineralno olje, ki maže kožo med ločevanjem problematičnih prstov. Gel se ne bo sploščil ali izgubil oblike kot pena.

**NEGA IN UPORABA** Ročno pranje. Sušenje na zraku. 20-urna uporaba.

**OPozORILA** Če imate sladkorno bolezen ali slabšo prekrvavitev, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Če se pojavi bolečina, otrplost, sprememba barve kože ali draženje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Izdelka ne polagajte na odprte rane. Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. Ne vsebuje lateksa in "Ni narejeno iz lateksa iz naravnega kavčuka". nevarnost zadušitve z majhnimi delčki. Vsak resnejši incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri je uporabnik in / ali pacient.

## (ES) Español

Los **separadores de dedos de gel** alinean y enderezan los dedos de los pies con una presión suave y constante. El gel de Silipos libera un aceite mineral de grado médico que lubrica la piel al tiempo que separa los dedos afectados. El gel no se aplana ni pierde su forma como la espuma.

**CUIDADO Y USO** Lavar a mano. Secar al aire. 20 horas de uso.

**ADVERTENCIAS** Si tiene diabetes o mala circulación sanguínea, consulte con su médico antes de usar este producto. Si experimenta dolor, entumecimiento, decoloración o irritación, deje de usarlo inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte con un profesional médico. No colocar el producto sobre heridas abiertas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Sin látex y no fabricado con látex de caucho natural. peligro de asfixia con piezas pequeñas. Se debe informar de todos los incidentes graves ocurridos en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o paciente.

## (SV) Svenska

**Geltåspridarna** riktar och rätar ut tårna med mild, konstant tryck. Silipos-gelet frigör medicinsk mineralolja som smörjer huden och separerar drabbade tår. Gel kommer inte att platta ut eller tappa sin form som skum.

**SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING** Handtvätta. Lufttorka. 20 timmars användning.

**VARNINGAR** Om du har diabetes eller dålig cirkulation, rådgör med din läkare innan du använder produkten. Avbryt användningen omedelbart om det uppstår smärta, domningar, missfärgning eller irritationer. Kontakta en läkare om symtomen kvarstår. Applicera inte produkten över öppna sår. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Latexfri & "Inte gjord med naturgummilatex" smådelars kvävningsrisk. Alla allvariga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

# SILIPOS®


---

# MEDICAL



## SILOPAD GEL TOE SPREADER

## DIRECTIONS FOR USE & CARE



## WARNINGS



\* Not made with natural rubber latex

### (BG) Български

**Разделителите за пръсти** с гел подравняват и изправят пръстите на краката с нежен, постоянен натиск. Гелът Silipos отделя медицинско минерално масло, което смазва кожата, докато разделя пръстите на краката. Гелът няма да се сплеска или да загуби формата си.

**Грижи и употреба** Да се пере на ръка. Да се суши на въздух. Да се носи максимум 20 часа на ден.

**Предупреждения** Ако имате диабет или лоша циркулация на кръвта, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт. Ако се появи болка, изтръпване, обезцветяване или дразнене, незабавно прекратете използването на продукта. Ако симптомите продължават, консултирайте се с медицинско лице. Не поставяйте продукта върху отворени рани. Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Без латекс и „не съдържа латекс от естествен каучук“ опасност от задавяне с малка частица. Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

### (HR) Hrvatski

**Gel razdjelnici prstiju** poravnavaju i ispravljaju nožne prste nježnim, stalnim pritiskom. Silipos gel oslobađa medicinsko mineralno ulje koje podmazuje kožu jer razdvaja problematične nožne prste. Gel se neće izravnati ili izgubiti oblik poput pjene.

**NUJGA I UPOTREBA** Ručno pranje. Sušenje na zraku. 20 sati nošenja.

**UPOZORENJA** Ako imate dijabetes ili imate lošu cirkulaciju, prije upotrebe ovog proizvoda posavjetujte se s liječnikom. Ako se pojave bol, utrnulost, promjena boje ili iritacije, odmah prekinite upotrebu. Ako simptomi potraju, obratite se liječniku. Ne stavljajte proizvod na otvorene rane. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne sadrži lateks i „Nije napravljeno od lateksa od prirodne gume“ sitni dio, opasnost od gušenja. Sve ozbiljne incidente u vezi s uređajem trebate prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju sjedište, odnosno prebivalište.

### (CZ) Čeština

**Gel Toe Spreaders** srovnávají nepřetržitým jemným tlakem prsty nohou do správné polohy. Gel společnosti Silipos uvolňuje lékařský minerální olej, který odděluje postižené prsty a zároveň promazává pokožku. Gel se nezploštlí a neztratí svůj tvar jako mlíčan.

**POUŽÍVÁNÍ A PÉČE** Omývejte ručně. Nechávejte oschnout na vzduchu, Lze nosit až 20 hodin.

**UPOZORNĚNÍ** Pokud máte cukrovku nebo špatný krevní oběh, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. V případě bolesti, necitlivosti, změny zbarvení kůže nebo podráždění si výrobek ihned sejměte. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Výrobek neobsahuje latex ani latex z přírodního kaučuku. nebezpečí udušení malými součástmi. Každý vážný incident, ke kterému v souvislosti se zařízením dojde, je nutno nahlásit výrobci a příslušnému úřadu pro členský stát, v kterém má uživatel nebo pacient své sídlo.

### (DK) Dansk

**Gel Toe Spreaders** justerer og retter tæerne ud med et blidt, konstant tryk. Silipos-gel frigiver en mineralolie af medicinsk kvalitet, der smører huden, mens den adskiller problematiske tæer. Gelen bliver ikke flad eller mister sin form, som skum kan gøre.

**PLEJE & BRUG** Håndvask. Lufttørres. 20 timers brug.

**ADVARSLER** Hvis du har diabetes eller dårligt blodomløb, skal du kontakte din læge, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår smerter, følelsesløshed, misfarvning eller irritationer, skal du straks afbryde brugen. Kontakt lægen, hvis symptomerne vedvarer. Undgå at anbringe produktet over åbne sår. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Latexfri & "Ikke fremstillet med naturgummilætex" fare for kvælning, mindre dele. Enhver alvorlig hændelse, der er forekommet i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten bor.

### (NL) Nederlands

**Gel Toe Spreaders** richten en strekken de tenen met zachte, constante druk. Silipos gel geeft een minerale olie van medische kwaliteit af die de huid smeert tussen de pijnlijke tenen. De gel zal niet vervlakken of zijn vorm verliezen zoals bij schuim.

**VERZORGING EN GEBRUIK** Met de hand wassen. Aan de lucht drogen. 20 uur lang dragen.

**WAARSCHUWINGEN** Als u diabetes of een slechte bloedsomloop heeft, kunt u uw arts raadplegen alvorens dit product te gebruiken. Indien pijn, gevoelloosheid, verkleuring of irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts. Plaats het product niet op open wonden. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Latexvrij en "Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex" Klein deel verstikkingsgevaar. Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

### (EN) English

**Gel Toe Spreaders** align and straighten toes with gentle, constant pressure. Silipos gel releases a medical grade mineral oil that lubricates the skin as it separates troubled toes. Gel will not flatten or lose its shape like foam.

**DIRECTIONS FOR USE & CARE** Hand wash, Air dry, 20 hours of wear.

**WARNINGS** If you have diabetes or poor circulation, consult your physician before using this product. If pain, numbness, discoloration, or irritation occurs, discontinue use immediately. If symptoms persist, consult a medical professional. Do not place product over open wounds. Keep out of reach of children and pets. Latex free & "Not made with natural rubber latex" Small part choking hazard. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

### (ET) Eesti

**Geeliga varbaeraldajad** joondavad ja sirgendavad varbaid õrna ja pideva survega. Silipose geel vabastab meditsiinilist mineraalõli, mis libestab nahka, kui see kahjustunud varbaid eraldab. Geel ei lamene ega kaota oma vormi nagu vaht.

**HOOLDUS JA KASUTAMINE** Käsitšipesu. Õhkuivatus. Kandmisaeag 20 tundi.

**HOIATUSED** Kui teil on diabeet või kehv vereringe, siis konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga. Kui ilmneb valu, tuimus, värvimuutus või ärritus, siis lõpetage koheselt kasutamine. Kui sümptomid ei kao, siis pöörduge meedikku poole. Ärge asetage toodet lahtistele haavadele. Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Lateksivaba ja ei sisalda looduslikku kummilätekst. Iämbumusoho – väikesed osad. Kõikidest selle vahendiga seotud tõsistest juhtumitest tuleks teatada tootjale ja pädevale asutusele, mille liikmesriigis kasutaja ja/või patsient elab.

### (FI) Suomi

**Geelistä valmistetut varvaslevittimet** kohdistavat ja suoristavat varpaat kevyellä, jatkuvalla paineella. Silipos-geeli vapauttaa lääkinällistä mineraalöljyä, joka voitelee ihon, kun se erottaa ongelmalliset varpaat. Geeli ei litisty tai menetä muotoa vaahtomuovin tavoin.

**HOITO JA KÄYTTÖ** Käsinpesu, Ilmakuivaus, Käyttöaika: 20 tuntia.

**VAROITUKSET** Jos sinulla on diabetes tai huono verenkierto, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän tuotteen käyttöä. Jos sinulle ilmenee kipua, tunnottomuutta, värimuutoksia tai ärsytyksiä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Älä aseta tuotetta avoimien haavojen päälle. Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa Lateksiton. Ei valmistettu luonnonkummiläteksestä. pieniä osia, tukehtumisuvaara. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion pätevälle viranomaiselle, johon käyttäjä/potilas on sijoittautunut.

### (FR) Français

Les **Gel Toe Spreaders** alignent et redressent les orteils avec une pression douce et constante. Le gel Silipos libère une huile minérale de qualité médicale qui lubrifie la peau en séparant les orteils affectés. Le gel ne s'aplatit pas et ne perd pas sa forme comme de la mousse le ferait.

**ENTRETIEN ET UTILISATION** Lavage à la main, Sécher à l'air libre, 20h de durée d'utilisation.

**AVERTISSEMENTS** Si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas de douleur, d'engourdissement, de décoloration ou d'irritation, cessez immédiatement son utilisation. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un professionnel de santé. Ne placez pas le produit sur des plaies ouvertes. Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Sans latex et « N'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel » Risque d'étranglement partiel. Il est impératif de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

### (DE) Deutsch

**Gel-Zehspreizer** richten die Zehen mit leichtem, konstantem Druck aus. Siliposgel setzt ein medizinisches Mineralöl frei, das die Haut schmiert und aneinander reibende Zehen getrennt hält. Dieses Gel wird nicht zerdrückt oder seine Form verlieren wie z.B. Schaum.

**PFLEGE & GEBRAUCH** Von Hand waschen, An der Luft trocknen, 20 Stunden Tragedauer,

**HINWEISE** Wenn Sie an Diabetes oder Kreislaufstörungen leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Schmerzen, Taubheitsgefühl, Verfärbungen oder Reizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Wenn die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt. Produkt nicht über offenen Wunden anbringen. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Latexfrei, nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

### (GR) Ελληνικά

Οι διαχωριστές για τα δάκτυλα των ποδιών ευθυγραμμίζουν και ισιώνουν τα δάκτυλα με απαλή, σταθερή πίεση. Η γέλη Silipos απελευθερώνει ορυκτέλαιο για ιατρική χρήση που λιπαίνει το δέρμα καθώς διαχωρίζει τα ταλαιπωρημένα δάκτυλα. Η γέλη δεν γίνεται επίπεδη ούτε χάνει το σχήμα της σαν αφρός.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ** Πλύσιμο στο χέρι, Στέγνωμα στον αέρα, 20 ώρες χρήσης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** Αν έχετε διαβήτη ή κακή κυκλοφορία του αίματος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν παρατηρηθεί πόνος, μούδιασμα, αποχρωματισμός του δέρματος ή ερεθισμός, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. Μην εφαρμόσετε το προϊόν επάνω σε ανοιχτές πληγές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Χωρίς Λάτεξ και «Δεν είναι φτιαγμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ» κίνδυνος πνιγμού από μικρό αντικείμενο. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

### (HU) Magyar

A **Gel Toe Spreader** gyengéd, állandó nyomással igazítja és egyenesíti ki a lábujjait. A Silipos gél gyógyászati minőségű ásványi olajat bocsát ki, amely keni a bőrt, miközben elválasztja egymástól a problémás lábujjakat. A gél nem lapul el és nem veszíti el formáját, mint a hab.

**ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT** Kézi mosás, Szárítás levegőn, 20 órán keresztül használható,

**FIGYELMEZTETÉSEK** Amennyiben cukorbeteg, vagy más okból vérkeringéssel kapcsolatos problémái vannak, a termék használata előtt konzultáljon orvosával. Ha fájdalom, zsibbadás, elszíneződés vagy irritáció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Ne helyezze a terméket nyílt sebek fölé! Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Latex mentes és „Nem természetes latexgumból készült” fulladásveszély a kicsi részek miatt. Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett bármilyen súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és / vagy a páciens letelepedett.

### (GA) Gaeilge

**Déanann Leatóirí Barraicíní Silopad** barraicíní a ailíniú agus a réitiú le brú bog leanúnach. Scaoileann glóthach Silipos ola mianrach míocháine a dhéanann an craiceann a bhealú agus é ag scaradh barraicíní a bhfuil fadhb iontu. Ní éiríonn glóthach cothrom nó gan chruth ar nós cúir.

**CÚRAM AGUS ÚSÁID** Níochán Láimhe, Tríomú Aeir, 20h uisce.

**RABHAIDH** Má tá diaibéatas nó droch-imshrúthú ort, Labhair le do dhochtúir sula n-úsáideann tú an tairge seo. Má tharlaíonn pian, maóile, dídhathú, nó greannú, scoir den úsáid láithreach. Má leanann aon siomptóm, labhair le gairmí liachta. Ná cuir an tairge ar chneácha oscaite. Coinnigh amach ó aimsiú leanaú agus peataí. Saor ó Laitéis agus "ní sé déanta le láiteis rubair nádúrtha" guais thachta ó chomhpháirteanna beaga. Ba cheart aon eachtra thromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste seo a thuariscíú don mhonaróir agus don údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar Ionaithe.

### (IT) Italiano

I **separatori in gel** allineano e raddrizzano le dita dei piedi con una pressione delicata e costante. Il gel Silipos rilascia un olio minerale per uso medico che lubrifica la pelle separando le dita dei piedi. A differenza della schiuma, il gel non si appiattisce né perde la sua forma.

**CURA E UTILIZZO** Lavare a mano, Asciugare all'aria, 20 ore di utilizzo.

**AVVERTENZE** In caso di diabete o problemi di circolazione, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Se si verificano dolore, intorpidimento, scolorimento o irritazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Non posizionare il prodotto su ferite aperte. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Senza lattice. Non contiene lattice di gomma naturale. piccole parti rischio di soffocamento. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.

### (LV) Latviešu

**Pirkstus starplikas ar gēlu** pielāgojas un iztaisno pirkstus ar maigu, pastāvīgu spiedienu. Silipos gēls izdala medicīniskas kvalitātes minerāleļļu, kas ieeļļo ādu, jo tā atdala pirkstus. Gēls neisaspiedīsies un nezaudēs formu kā putas.

**KOPŠANA UN LIETOŠANA** Mazgāt ar rokām, Žāvēt gaisā, Valkāt 20 stunda,

**BRĪDINĀJUMI** Ja Jums ir cukura diabēts vai asinsrites problēmas, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja rodas sāpes, nejutīgums, ādas krāsas maiņa vai kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Neuzklājiet produktu uz atvērtām brūcēm. Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nesatur lateksu. "Nav izgatavots no dabīgā kaučuka lateksa" Aizrīšanās risks – nelietas detaļas. Par jebkuru nopietnu incidentu, kas radies sakarā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam vai kompetentai iestādei tai dalībvalstī, kur atrodas lietotājs un/vai pacients.