

## Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto


### Deutsch

#### Zehenwärmer Frottée-Stretch

Gebrauchsfertig konfektionierte Zehenwärmer mit Gummiband, um die Zehen warm zu halten bei offenem Bein- / Fussgips.

Frottée-Stretch ist wasserabweisend, durchlässig für Röntgenstrahlen und bietet dem Patienten hohen Tragkomfort.

Material: 90% Baumwolle, 5% Elastan, 5% Polyester  
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100  
Produktklasse 1 für Babyartikel



Diese Gebrauchsanweisung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 04201 blau 0.06 m x 0.22 m  
Art. 04202 blau 0.08 m x 0.19 m

### Français

#### Rembourrages pour la jambe en frottée-stretch

Chauffe-orteils prêts à l'emploi avec bande élastique pour garder les orteils au chaud lorsque le plâtre de la jambe/du pied est ouvert.

Le frottée stretch est hydrofuge, perméable aux rayons X et offre au patient un grand confort de port.

Matériel: 90% coton, 5% élasthanne, 5% Polyester  
Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 04201 bleu 0.06 m x 0.22 m  
Art. 04202 bleu 0.08 m x 0.19 m

### Italiano

#### Imbottitura di spugna per gambe

L'imbottitura per gambe è indicata in caso di bendaggi di gesso o di materiali compositi (resine) per cosce particolarmente voluminose. La cucitura a triangolo impedisce il taglio (formazione di piaghe), anche in caso di forme particolarmente coniche, le quali non potrebbero essere ricoperte per intero dalla semplice imbottitura tubolare al metro.

Il tessuto di spugna è idrorepellente, permeabile ai raggi X e offre al paziente un elevato comfort di vestibilità.

Materiale: 90% cotone, 5% elastane, 5% Poliestere  
Tossicologia: Il filo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100  
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 04201 blu 0.06 m x 0.22 m  
Art. 04202 bu 0.08 m x 0.19 m



Tobler & Co. AG  
Schulstrasse 20  
9038 Rehetobel