



Wrist Bandage

REF 20

Ver.SW-20-250916



www.uriel-global.com

US Agent
FDABasics LLC
15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

CH REP
Orthopartner AG
Lenzburgerstrasse 2
5702 Niedertenz Switzerland

48163 Muenster Germany.

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,

MEDITEC GROUP Ltd.
3 Hazayit st., P.O. 413
Mevo Carmel Industrial Park, Israel.

Wrist Support

This wrist bandage reduces wrist strain and provides firm support while allowing for normal daily functions. supports the wrist joint and helps prevent injury. Made from high-quality, light and breathable material.

This product is recommended for use by individuals aged 18 and above only. For home, outpatient or institutional use. Single Patient Multiple Use. Medical Device.

Medical Indication

For the treatment of wrist pain due to strain, sprain, tendonitis, and arthritis.

Caution

Consult your physician if you encounter severe sideeffects or discomfort. Use product for the mentioned indications only. For single patient use only. For external use only. Do not use product if you have allergy to one of it's components. If you experience pain, swelling or sensation changes as a result of using this product, stop use immediately and consult your healthcare provider. Any serious incident that has occurred in relation to the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Fitting Instruction

Fit around your wrist as shown in the picture. Secure the hook and loop fastener.

Hand wash only. Do not bleach. Do not iron. Do not expose to temperatures above 35°C / 95°F.

Storage and Transportation

Store in a clean, dry place, away from direct sunlight, excessive heat, and moisture. Avoid freezing. Transport under similar controlled conditions to prevent product damage.

Material Composition

52% Polyamide, 22% Cotton, 16% Latex, 10% Polyester.

Contains natural rubber latex.

Handgelenkbandage

Diese Handgelenkbandage reduziert die Belastung des Handgelenks und bietet festen Halt, während sie gleichzeitig normale Alltagsaktivitäten ermöglicht. Sie stützt das Handgelenk und beugt Verletzungen vor. Hergestellt aus hochwertigem, leichtem und atmungsaktivem Material.

Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Für den häuslichen, ambulanten oder stationären Gebrauch. Einzelner Patient – mehrfach anwendbar. Medizinprodukt.

Medizinische Indikationen

Zur Behandlung von Schmerzen im Handgelenk aufgrund von Überlastung, Verstauchung, Sehnenentzündung und Arthritis.

Vorsichtsmassnahmen

Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie starke Beschwerden, Nebenwirkungen oder Hautreizungen verspüren. Verwenden Sie das Produkt nur für die genannten Indikationen. Nur zur Anwendung bei einem Patienten. Nur zur äusserlichen Anwendung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile haben. Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder Gefühlsveränderungen als Folge der Anwendung dieses Produkts verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine medizinische Fachperson. Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anleitung zum Anlegen

Legen Sie die Handgelenkbandage wie auf dem Bild gezeigt um Ihr Handgelenk. Befestigen Sie den Klettverschluss.

Nur Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht Temperaturen über 35°C / 95°F aussetzen.

Lagerung und Transport

An einem sauberen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung, übermässiger Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern. Einfrieren vermeiden. Transport unter ähnlichen kontrollierten Bedingungen, um Produktschäden zu vermeiden.

Materialzusammensetzung

52 % Polyamid, 22 % Baumwolle, 16 % Latex, 10 % Polyester.

Enthält Latex.

FRENCH

Bandage pour poignet

Cette attelle de poignet réduit la tension sur le poignet et offre un maintien ferme, tout en permettant de poursuivre les activités quotidiennes normales. Elle soutient le poignet et prévient les blessures. Fabriquée dans un matériau léger, respirant et de haute qualité.

L'utilisation de ce produit est recommandée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour une utilisation à domicile, en soins ambulatoires ou en milieu médicalisé. Un seul patient – à usage multiple. Dispositif médical.

Indications médicales

Pour le traitement des douleurs au poignet dues à une sollicitation excessive, une entorse, une tendinite et l'arthrite.

Attention

Consultez votre médecin en cas de gêne importante, d'effet secondaire ou d'irritation de la peau. N'utiliser le produit que pour les indications mentionnées. Pour un seul patient uniquement. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. Si vous ressentez une douleur, un gonflement ou un changement de sensation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions d'application

Placez le bandage autour de votre poignet comme indiqué sur l'illustration. Fermez la fermeture velcro.

Lavage à la main uniquement. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C / 95°F.

Stockage et transport

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive et de l'humidité. Éviter le gel. Transporter dans des conditions similaires contrôlées afin d'éviter tout dommage au produit.

Composition du matériau

52% Polyamide, 22% Coton, 16% Latex, 10% Polyester. Contient du latex.

ITALIAN

Bendaggio per il polso

Questa fascia per il polso riduce lo sforzo sul polso e offre un sostegno solido, consentendo al contempo di svolgere le normali attività quotidiane. Sostiene il polso e previene le lesioni. Realizzata in materiale di alta qualità, leggero e traspirante.

Questo prodotto è adatto solo a persone di età superiore ai 18 anni. Per uso domiciliare, ambulatoriale o ospedaliero. Singolo paziente – uso multiplo. Dispositivo medico.

Indicazioni mediche

Per il trattamento del dolore al polso causato da sovraccarico, distorsione, tendinite e artrite.

Attenzione

Consultare il medico in caso di gravi disturbi, effetti collaterali o irritazioni cutanee. Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni indicate. Solo per uso singolo. Solo per uso esterno. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. In caso di dolore, gonfiore o alterazione della sensazione in seguito all'uso di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico o un operatore sanitario. Tutti gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabile.

Istruzioni per l'applicazione

Posizionare il bendaggio per il polso intorno al polso come mostrato nell'immagine. Fissare la chiusura in velcro.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non stirare. Non esporre a temperature superiori a 35°C / 95°F.

Conservazione e trasporto

Conservare in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e dall'umidità. Evitare il congelamento. Trasportare in condizioni simili e controllate per evitare danni al prodotto.

Composizione del materiale

52% Poliammide, 22% Cotone, 16% Lattice, 10% Poliester. Contiene lattice.

SPANISH

Muñequera

Esta muñequera reduce la tensión en la muñeca y proporciona un soporte firme, permitiendo al mismo tiempo realizar las actividades cotidianas normales. Sostiene la muñeca y previene lesiones. Fabricado con material de alta calidad, ligero y transpirable.

Este producto está recomendado únicamente para uso de personas de más de 18 años. Para uso domiciliario, ambulatorio o en centros sanitarios. Un solo paciente - uso múltiple. Producto sanitario.

Indicaciones médicas

Para el tratamiento del dolor en la muñeca debido a sobrecarga, esguince, tendinitis y artritis.

Importante

Consulte a su médico si experimenta molestias graves, efectos secundarios o irritaciones cutáneas. Utilice el producto únicamente para las indicaciones mencionadas. Sólo para uso en un único paciente. Sólo para uso externo. No utilice el producto si es alérgico a alguno de sus componentes. Si experimenta dolor, inflamación o cambios de sensibilidad como resultado del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debería comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente.

Instrucciones de colocación

Coloque el vendaje alrededor de la muñeca tal y como se muestra en la ilustración. Cierre el broche de velcro.

Lavar sólo a mano. No usar lejía. No planchar. No exponer a temperaturas superiores a 35°C / 95°F.

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa, del calor excesivo y de la humedad. Evitar la congelación. Transportar en condiciones controladas similares para evitar cualquier daño al producto.

Composición

52% Poliamida, 22% Algodón, 16% Látex, 10% Poliéster. Contiene látex.