



ANKLE SUPPORT

REF 35

Ver.SW-35-20022026



ENGLISH

Open heel sleeve shaped as a sock. Fits right or left ankle.
Easy to wear and provides mild protection to the ankle. Helps ease painful, tired feet and swollen ankles during sports or everyday activities.
Promotes compression, which increases stabilization of the ankle joint.
Useful as a support for strained and sprained ligaments.

Indications:

Suitable for the treatment of ankle sprain, ankle pain, foot pain and other ankle injuries.

Fitting instructions:

Wear the ankle brace as you wear a sock.
Make sure it fits tightly but comfortably around your ankle joint as shown in the picture.

Caution:

Use the product for the mentioned indication only. For single person use only. Do not use the product if you are allergic to one of its components. If you experience pain, swelling, or sensation changes as a result of wearing this item, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Material Composition:

40% Polyester, 30% Latex, 30% Nylon.

GERMAN

Offene Knöchelbandage in Sockenform. Passt für den rechten oder linken Knöchel.
Einfach anzulegen und bietet leichten Schutz für den Knöchel.
Hilft bei schmerzenden, müden Füßen und geschwollenen Knöcheln beim Sport oder bei alltäglichen Aktivitäten.
Fördert die Kompression, wodurch die Stabilisierung des Sprunggelenkes erhöht wird.
Nützlich als Stütze bei überdehnten und verstauchten Bändern.

Indikationen:

Geeignet zur Behandlung von Knöchelverstauchungen, Knöchelschmerzen, Fußschmerzen und anderen Verletzungen am Sprunggelenk.

Anleitung zum Anlegen:

Tragen Sie die Knöchelbandage wie eine Socke.
Achten Sie darauf, dass sie eng anliegt, jedoch bequem um Ihr Sprunggelenk sitzt (siehe Abbildung).

Vorsichtsmassnahmen:

Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Indikationen. Nur zur Verwendung durch eine einzelne Person. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen seiner Bestandteile allergisch sind. Wenn Sie aufgrund des Tragens dieses Artikels Schmerzen, Schwellungen oder Empfindungsänderungen verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Materialzusammensetzung:

40% Polyester, 30% Latex, 30% Nylon.

www.uriel-global.com

15815 SW 11th Court Rd. Ocala,
Florida 34473 USA

US Agent | FDAbasics LLC

5702 Niederenz Switzerland

Lenzbürgerstrasse 2

CH REP | Orthopartner AG

48163 Muenster Germany.

Borkstrasse 10,

EU REP | MedNet EC-REP GmbH

Mevoe Carmel Industrial Park, Israel.

3 Hazayit st., P.O.413

MEDITEX GROUP Ltd.

FRENCH

Bandage ouvert pour cheville en forme de chaussette. Convient à la cheville droite ou gauche. Facile à mettre en place, il offre une protection légère à la cheville. Soulage les pieds douloureux et fatigués ainsi que les chevilles enflées pendant le sport ou les activités quotidiennes. Favorise la compression, ce qui augmente la stabilisation de la cheville. Utile comme soutien en cas d'étirement excessif et d'entorse des ligaments.

Indications:

Convient pour le traitement des entorses de la cheville, des douleurs à la cheville, des douleurs au pied et d'autres blessures à la cheville.

Instructions d'application:

Portez le bandage de cheville comme une chaussette. Veillez à ce qu'elle soit bien ajustée, mais confortable autour de la cheville (voir illustration).

Attention:

Utilisez le produit uniquement pour les indications spécifiées. À usage individuel uniquement. N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si vous ressentez des douleurs, des gonflements ou des changements de sensation lors du port de cet article, cessez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin.

Composition du matériau:

40% Polyester, 30% Latex, 30% Nylon.

ITALIAN

Bendaggio aperto per caviglia a forma di calzino. Adatto per caviglia destra o sinistra. Facile da indossare, offre una leggera protezione alla caviglia. Aiuta in caso di piedi doloranti e affaticati e caviglie gonfie durante lo sport o le attività quotidiane. Favorisce la compressione, aumentando la stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Utile come supporto per legamenti sovraestesi e distorti.

Indicazioni:

Adatto per il trattamento di distorsioni alla caviglia, dolori alla caviglia, dolori ai piedi e altre lesioni all'articolazione tibio-tarsica.

Istruzioni per l'applicazione:

Indossare la fasciatura per caviglia come un calzino. Assicurarsi che sia ben aderente, ma comoda intorno all'articolazione della caviglia (vedi figura).

Attenzione:

Utilizzare il prodotto solo per le indicazioni specificate. Solo per uso individuale. Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno dei componenti. Se si avverte dolore, gonfiore o alterazioni della sensibilità durante l'uso di questo articolo, interromperne immediatamente l'uso e consultare il medico.

Composizione del materiale:

40% Poliestere, 30% Lattice, 30% Nylon.