

## Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto



### Deutsch

#### Polsterschlauch Frottée-Stretch

Der elastische, stark polsternde Polsterschlauch eignet sich insbesondere für die faltenfreie Polsterung unter Gips- und Kunststoffverbänden. Frottée-Stretch ist wasserabweisend, durchlässig für Röntgenstrahlen und bietet dem Patienten hohen Tragkomfort. Frottée-Stretch benötigt nur in seltenen Fällen zusätzliches Polstermaterial und ergibt einen optimalen Hautschutz beim Öffnen der ruhigstellenden Verbände.

Material: 93% Baumwolle, 7% Elasthan

Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-TEX Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel

Diese Beschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 16105	écru	0.04 m x 5 m	Art. 24115	écru	0.085m x 5 m
Art. 24161	écru	0.06 m x 10 m	Art. 24111	écru	0.10 m x 10 m
Art. 24181	écru	0.08 m x 10 m	Art. 24121	écru	0.12 m x 10 m

### Français

#### Bande tubulaire rembourrée, tissu éponge élastique, universelle

Ce rembourrage tubulaire élastique est particulièrement indiqué pour un capitonnage sans plis sous bandages plâtrés ou en résine. Le frottée stretch hydrofuge et perméable aux rayons X offre un grand confort aux patients et ne nécessite un rajout de rembourrage que dans quelques cas rares. Il protège la peau de manière efficace lors de l'ouverture des bandages d'immobilisation.

Matériel : 93% coton, 7% élasthanne

Toxicologie : Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Cette description du produit s'applique aux produits suivants:

Art. 16105	écru	0.04 m x 5 m	Art. 24115	écru	0.085m x 5 m
Art. 24161	écru	0.06 m x 10 m	Art. 24111	écru	0.10 m x 10 m
Art. 24181	écru	0.08 m x 10 m	Art. 24121	écru	0.12 m x 10 m

### Italiano

#### Imbottitura tubolare elastica universale di spugna


Il tubolare elastico, fortemente imbottito, è particolarmente adatto per l'imbottitura senza pieghe di fasciature di gesso e di materiali compositi (resine). Il tessuto di spugna è idrorepellente, permeabile ai raggi X e offre al paziente un elevato confort. A questo tessuto bisogna aggiungere solo in rare occasioni altro materiale di imbottitura, e crea una protezione ottimale quando le fasciature di immobilizzazione vengono aperte.

Materiale: 93% cotone, 7% elastane

Tossicologia: Il filo applicato corrisponde al Öko-TEX Standard 100  
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Queste descrizione del prodotto valgono per i prodotti seguenti:

Art. 16105	écru	0.04 m x 5 m	Art. 24115	écru	0.085m x 5 m
Art. 24161	écru	0.06 m x 10 m	Art. 24111	écru	0.10 m x 10 m
Art. 24181	écru	0.08 m x 10 m	Art. 24121	écru	0.12 m x 10 m



Tobler & Co. AG  
Schulstrasse 20  
9038 Rehetobel