

Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

Deutsch Fingerschlauch

Bewirkt einen gleichmäßigen Druck auf den gesamten Finger.
Hergestellt aus dauerelastischem Trikot Schlauch für hervorragende Passform und maximalen Komfort.
Hilft bei der Kontrolle von hypertrophen Narben und Ödemen.
Kann auf die gewünschte Länge geschnitten werden.

Material: 91% Viskose, 5% Polyamid, 4% Elastan
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100

Diese Produktbeschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 90525	weiss	1,6 cm x 1,5 m
Art. 90526	weiss	2,1 cm x 1,5 m
Art. 90527	weiss	2,6 cm x 1,5 m

Français Tube à doigts

Provoque une pression uniforme sur l'ensemble du doigt.
Fabriqué en tricot tubulaire à élasticité permanente pour un excellent ajustement et un confort maximal.
Aide à contrôler les cicatrices hypertrophiques et les œdèmes.
Peut être coupé à la longueur souhaitée.

Matériel: 91% viscose, 5% polyamide, 4% élasthanne
Toxicologie: les fils utilisés sont conformes à la norme Öko-Tex 100

Cette description de produit est valable pour les produits suivants :

Art. 90525	blanc	1,6 cm x 1,5 m
Art. 90526	blanc	2,1 cm x 1,5 m
Art. 90527	blanc	2,6 cm x 1,5 m

Italiano Tubo per dita

Fornisce una pressione uniforme su tutto il dito.
Realizzato con tubi tricot elasticizzati in modo permanente per garantire un'ottima vestibilità e il massimo comfort.
Aiuta a controllare le cicatrici ipertrofiche e l'edema.
Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

Materiale: 91% viscosa, 5% poliammide, 4% elastan
Tossicologia: I filati utilizzati soddisfano lo standard Öko-Tex 100

Questa descrizione del prodotto si applica ai seguenti prodotti:

Art. 90525	bianco	1,6 cm x 1,5 m
Art. 90526	bianco	2,1 cm x 1,5 m
Art. 90527	bianco	2,6 cm x 1,5 m



Tobler & Co. AG
Schulstrasse 20
9038 Rehetobel