

## Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

### Deutsch

#### Beinpolster Frottée-Stretch

Beinpolster werden bei Gips- und Kunststoffverbänden über speziell voluminösen Oberschenkeln eingesetzt. Der Spickeleinsatz verhindert das Einschneiden auch bei stark konischen Formen, die mit dem Polsterschlauch am Meter nicht mehr abgedeckt werden können. Frottée-Stretch ist wasserabweisend, durchlässig für Röntgenstrahlen und bietet dem Patienten hohen Tragkomfort.

Frottée-Stretch benötigt nur in seltenen Fällen zusätzliches Polstermaterial und ergibt einen optimalen Hautschutz beim Öffnen der ruhigstellenden Verbände.



Material: 93% Baumwolle, 7% Elasthan  
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100  
Produktklasse 1 für Babyartikel

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 24211 écreu 0.08 m x 1.1 m  
Art. 24290 écreu 0.08 m x 0.9 m

### Français

#### Rembourrages pour la jambe en frotté-stretch

Rembourrages pour la jambe à placer sous bandages plâtrés ou en résine en cas de grosses circonférences. Le chateau empêche les bandages d'entailler la peau même en cas de formes très coniques qui ne peuvent être couvertes par le rembourrage tubulaire à rouleau. Le frottée stretch hydrofuge et perméable aux rayons X offre un grand confort aux patients et ne nécessite un rajout de rembourrage que dans quelques cas rares. Il protège la peau de manière efficace lors de l'ouverture des bandages d'immobilisation.

Matériel: 93% coton, 7% élasthanne  
Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 24211 écreu 0.08 m x 1.1 m  
Art. 24290 écreu 0.08 m x 0.9 m

### Italiano


#### Imbottitura di spugna per gambe

L'imbottitura per gambe è indicata in caso di bendaggi di gesso o di materiali compositi (resine) per cosce particolarmente voluminose. La cucitura a triangolo impedisce il taglio (formazione di piaghe), anche in caso di forme particolarmente coniche, le quali non potrebbero essere ricoperte per intero dalla semplice imbottitura tubolare al metro. Il tessuto di spugna è idrorepellente, permeabile ai raggi X e offre al paziente un elevato confort. A questo tessuto bisogna aggiungere solo in rare occasioni altro materiale di imbottitura, e crea una protezione ottimale quando le fasciature di immobilizzazione vengono aperte.

Materiale: 93% cotone, 7% elastane  
Tossicologia: Il fi lo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100  
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 24211 écreu 0.08 m x 1.1 m  
Art. 24290 écreu 0.08 m x 0.9 m



Tobler & Co. AG  
Schulstrasse 20  
9038 Rehetobel