

## Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto



### Deutsch Trikotschlauch

Leichter Hautschutz unter Weissgips- und Kunststoffverbänden. Aus 100% Rohbaumwolle, 1-fach gestrickt, wasserabweisend. In Rollen geliefert.

Material: 100% Baumwolle  
Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel  
Lebensdauer: 5 Jahre.

Diese Beschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 43510 écreu 0.045 m x 10 m  
Art. 41410 écreu 0.07 m x 10 m  
Art. 37410 écreu 0.095 m x 10 m

### Français Tubulaire en tricot

Protection légère pour la peau sous bandages en plâtre blanc ou en résine. 100% coton brut, tricot simple, hydrofuge. Disponible en rouleaux.

Durée de vie: 5 ans

Matériel: 100% coton  
Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100  
Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 43510 écreu 0.045 m x 10 m  
Art. 41410 écreu 0.07 m x 10 m  
Art. 37410 écreu 0.095 m x 10 m

### Italiano Tubolare di jersey

Lieve protezione cutanea sotto fasciature sia di gesso-bianco come anche di plastica.


In cotone grezzo di 100%, lavorato a maglia (1-volta), idrofugo. Fornibile in rotoli.

Lieve protezione cutanea sotto fasciature sia di gesso che di materiali compositi (resine). Costiuito da 100% cotone grezzo a maglia rasata, idrorepellente. Fornito in rotoli.

Materiale: 100% cotone  
Tossicologia: Il filo applicato corrisponde al Öko-Tex Standard 100  
Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini  
Durata di vita: 5 anni

Questa descrizione é valida per i prodotti successivamente elencati:

Art. 43510 écreu 0.045 m x 10 m  
Art. 41410 écreu 0.07 m x 10 m  
Art. 37410 écreu 0.095 m x 10 m



Tobler & Co. AG  
Schulstrasse 20  
9038 Rehetobel