

Produktbeschreibung / Description du produit Descrizione del prodotto

Deutsch

Trikotschlauch elastisch

Besonders elastischer Trikotschlauch als Unterpolsterung und Hautschutz unter Kunststoff- und Soft-Cast-Gips (auch bei Weissgips geeignet). Aus Rohbaumwolle in Kombination mit Elastan gestrickt.

Material: 98% Baumwolle, 2% Elastan

Toxikologie: Eingesetzte Garne erfüllen Öko-TEX Standard 100, Produktklasse 1 für Babyartikel

Der elastische Trikotschlauch ist bei 134 °C / 18 Min. dampfsterilisierbar.



Diese Beschreibung gilt für die nachfolgenden Produkte:

Art. 53445 crème 0.045 m x 10 m

Art. 57465 crème 0.065 m x 10 m

Art. 57495 crème 0.095 m x 10 m

Français

Bandage tubulaire élastique

Bandage tubulaire très élastique pour capitonnage et protection de la peau sous bandages en résine ou soft cast (également plâtre blanc).

Matériel: 98 % coton, 2 % élasthanne

Toxicologie: Fils textiles conformes à la certification OEKO-TEX 100, Produit de classe 1 pour produits bébés

Ce mode d'emploi s'applique aux produits suivants:

Art. 53445 crème 0.045 m x 10 m

Art. 57465 crème 0.065 m x 10 m

Art. 57495 crème 0.095 m x 10 m

Italiano

Banda tubolare elastica di jersey

Questa banda tubolare di jersey particolarmente elastica è ideale come protezione cutanea sotto fasciature di materiali compositi (resine), o fasciature di gesso `Soft-Cast-Gips` (o anche di comune gesso bianco). Di cotone grezzo e elastam.

Materiale: 98 % cotone, 2 % elastane

Tossicologia: Il fi lo applicato corrisponde al Öko-TEX Standard 100

Classe dei prodotti: 1 per i prodotti dei bambini

Durata di vita: 5 anni

Queste istruzioni per l'uso valgono per i prodotti seguenti:

Art. 53445 crème 0.045 m x 10 m

Art. 57465 crème 0.065 m x 10 m

Art. 57495 crème 0.095 m x 10 m



Tobler & Co. AG
Schulstrasse 20
9038 Rehetobel