



Gesundheit braucht Vertrauen

Webshop
mit über 2'000 Artikeln
www.orthopartner.ch

Ergänzung Handrehabilitation

Catell Comfort Cool – Daumenbandage

100 %
latexfrei



Die Catell Comfort Cool Daumenbandage stützt das CMC1- und MP-Gelenks und bietet zusätzlich eine leichte Stütze des Handgelenks. Das zusätzliche Band um die Daumenbasis herum erhöht die Stabilität und kann individuell zugeschnitten werden. Die Bandage kann auch zu präventiven Zwecken bei schweren oder sich wiederholenden Bewegungen verwendet werden.

Funktion

- Stützung des CMC1- und MP-Gelenks
- Leichte Unterstützung des Handgelenks

Indikation

Schmerzen in der Daumenbasis • Nach Verletzungen • Nach Operationen • Chronische Schmerzen • Arthrose • Überlastung • Präventiv

Vorteile

- Zusätzliches Band kann zugeschnitten werden
- Waschbar bei 40° C
- Latexfrei

Art.-Nr. Rechts	Art. Nr. Links	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
CAT.7946-31	CAT.7946-21	Catell Comfort Cool	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7946-32	CAT.7946-22	Catell Comfort Cool	Small	14 - 16 cm
CAT.7946-33	CAT.7946-23	Catell Comfort Cool	Medium	16 - 18 cm
CAT.7946-34	CAT.7946-24	Catell Comfort Cool	Large	18 - 20 cm
CAT.7946-35	CAT.7946-25	Catell Comfort Cool	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7946-36	CAT.7946-26	Catell Comfort Cool	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Lacy Stabil – Handgelenkorthese

100 %
latexfrei



Die Handgelenkorthese Catell Lacy Stabil unterstützt die Hand, das Handgelenk und den Unterarm nach Verletzungen, Operationen, bei chronischen Schmerzen, Arthrose oder Überlastungsproblemen.

Die Bandage kann auch zu präventiven Zwecken bei schweren oder sich wiederholenden Bewegungen verwendet werden.

Funktion

- Stabilisierend und entlastend

Indikation

Schmerzen im Handgelenk • Nach Verletzungen • Nach Operationen • Chronische Schmerzen • Arthrose • Überlastung • Präventiv


Vorteile

- Einfach anzuwendende Schnürlösung
- 2 herausnehmbare dorsale Spiralfedern
- Formbare Volar-Aluminiumfedern
- Abnehmbare Ulnar-Spiralfeder

Art.-Nr. Rechts	Art. Nr. Links	Bezeichnung	Grösse	Umfang Handgelenk
CAT.7720-31	CAT.7720-21	Catell Lacy Stabil	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7720-32	CAT.7720-22	Catell Lacy Stabil	Small	14 - 16 cm
CAT.7720-33	CAT.7720-23	Catell Lacy Stabil	Medium	16 - 18 cm
CAT.7720-34	CAT.7720-24	Catell Lacy Stabil	Large	18 - 20 cm
CAT.7720-35	CAT.7720-25	Catell Lacy Stabil	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7720-36	CAT.7720-26	Catell Lacy Stabil	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Lacy Short Stabil – Handgelenkorthese

100 %
latexfrei



Die Handgelenkorthese Catell Lacy Short Stabil unterstützt das Handgelenk bei Beschwerden im Handgelenk. Die Verarbeitung ohne Schiene ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und erleichtert beispielsweise das Arbeiten an der Tastatur.

Funktion

- Handgelenksunterstützung

Indikation

Schmerzen im Handgelenk • Nach Verletzungen • Nach Operationen • Chronische Schmerzen • Arthrose • Überlastung • Präventiv

Vorteile

- Ohne Schiene, erleichtert das Arbeiten an der Tastatur
- Einfach anzuwendende Schnür-Lösung

Art.-Nr. Rechts	Art. Nr. Links	Bezeichnung	Farbe	Grösse	Umfang
CAT.7706-30	CAT.7706-20	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	XX-Small	10 - 12 cm
CAT.7706-31	CAT.7706-21	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7706-32	CAT.7706-22	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	Small	14 - 16 cm
CAT.7706-33	CAT.7706-23	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	Medium	16 - 18 cm
CAT.7706-34	CAT.7706-24	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	Large	18 - 20 cm
CAT.7706-35	CAT.7706-25	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7706-36	CAT.7706-26	Catell Lacy Short Stabil	Schwarz	XX-Large	22 - 24 cm
CAT.7706-10	CAT.7706-00	Catell Lacy Short Stabil	Beige	XX-Small	10 - 12 cm
CAT.7706-11	CAT.7706-01	Catell Lacy Short Stabil	Beige	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7706-12	CAT.7706-02	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Small	14 - 16 cm
CAT.7706-13	CAT.7706-03	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Medium	16 - 18 cm
CAT.7706-14	CAT.7706-04	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Large	18 - 20 cm
CAT.7706-15	CAT.7706-05	Catell Lacy Short Stabil	Beige	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7706-16	CAT.7706-06	Catell Lacy Short Stabil	Beige	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Finger Light – Fingerschlauch

100 %
latexfrei



Der Ödem/Kompressions-Fingerschlauch von Catell ist aus hochelastischen, weichen Materialien (Nylon und Lycra) hergestellt. Der kegelförmige Fingerschlauch passt sich perfekt an die Anatomie des Fingers an. Die Länge des Schlauchs kann bei Bedarf mit einer Schere angepasst werden, ohne auszufransen

Kompressionsklasse 1 - 2 (15 - 25 mmHg)

Funktion

- Kompression

Indikation

Ödem • Schwellung

Vorteile

- Kann zugeschnitten werden ohne auszufransen
- Kegelförmig
- Latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang Distal	Umfang Proximal	VPE*
CAT.7250-1	Catell Finger Light	X-Small	3 cm	5 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.7250-2	Catell Finger Light	Small	4 cm	6 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.7250-3	Catell Finger Light	Medium	5 cm	7 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.7250-4	Catell Finger Light	Large	6 cm	8 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.7250-5	Catell Finger Light	X-Large	7 cm	9 cm	3 STK. à 10 cm

*VPE = Verpackungseinheit

Catell Finger More – Fingerschlauch

100 %
latexfrei



Der Ödem/Kompressions-Fingerschlauch von Catell ist aus hochelastischen, weichen Materialien (Nylon und Lycra) hergestellt. Der kegelförmige Fingerschlauch passt sich perfekt an die Anatomie des Fingers an. Die Länge des Schlauchs kann bei Bedarf mit einer Schere angepasst werden, ohne auszufransen

Kompressionsklasse 2 (23 - 32 mmHg)

Funktion

- Kompression

Indikation

Ödem • Schwellung

Vorteile

- Kann zugeschnitten werden ohne auszufransen
- Kegelförmig
- Latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Umfang Distal	Umfang Proximal	VPE*
CAT.8250-1	Catell Finger More	X-Small	3 cm	5 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.8250-2	Catell Finger More	Small	4 cm	6 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.8250-3	Catell Finger More	Medium	5 cm	7 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.8250-4	Catell Finger More	Large	6 cm	8 cm	3 STK. à 10 cm
CAT.8250-5	Catell Finger More	X-Large	7 cm	9 cm	3 STK. à 10 cm

*VPE = Verpackungseinheit

EDEMA – Ödem Handschuh Light & More



Der bilaterale Ödem Handschuh/Kompressionshandschuh ist aus hochelastischen, weichen Materialien (Nylon, Lycra) hergestellt und ist Latexfrei. Die seitlich angesetzten Nähte an den Fingern gewährleisten gute Alltagstauglichkeit und besten Komfort (der Druck auf die empfindlichen Stellen wird minimiert). Die Fingerhandschuhe sind wahlweise mit geschlossenen Fingern oder mit Fingeransätzen bis zum Fingerendgelenk erhältlich.

Vorteile

- Die Nähte sind aussen, um den Druck auf die empfindlichen Stellen zu minimieren.
- Bewegungsmöglichkeit trotz Kompressionshandschuh
- Beidseitig tragbar
- Latexfrei

Plus

- Erhältlich in zwei Ausführungen und zwei Farben
- Erhältlich in zwei Kompressionsklassen
Kompressionsklasse 1 (15 - 25 mmHg)
Kompressionsklasse 2 (23 - 32 mmHg)

Art.-Nr. Farbe Beige	Art. Nr. Farbe Schwarz	Bezeichnung	Kompressions- klasse	Ausführung	Grösse*
CAT.7050-0	CAT.7051-0	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.7050-1	CAT.7051-1	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.7050-2	CAT.7051-2	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
CAT.7050-3	CAT.7051-3	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.7050-4	CAT.7051-4	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
CAT.7050-5	CAT.7051-5	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
CAT.7150-0	CAT.7151-0	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.7150-1	CAT.7151-1	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.7150-2	CAT.7151-2	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
CAT.7150-3	CAT.7151-3	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.7150-4	CAT.7151-4	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
CAT.7150-5	CAT.7151-5	EDEMA Light Ödem Handschuh	1	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)

*Ermitteln der Handschuhgrösse: Messen Sie Ihren Handumfang ohne Daumen (Messung um das MCP-Gelenk), wie in der Abbildung dargestellt, indem Sie das Maßband, ohne zu schnüren, über die Knöchel in der Handmitte führen.

Grösse X-Large nur auf Kundenbestellung erhältlich und vom Umtausch/Rücksendung ausgeschlossen.

EDEMA More – Ödem Handschuh

Art.-Nr. Farbe Beige	Art. Nr. Farbe Schwarz	Bezeichnung	Kompressions- klasse	Ausführung	Grösse*
CAT.8050-0	CAT.8051-0	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.8050-1	CAT.8051-1	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.8050-2	CAT.8051-2	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
CAT.8050-3	CAT.8051-3	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.8050-4	CAT.8051-4	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
CAT.8050-5	CAT.8051-5	EDEMA More Ödem Handschuh	2	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
CAT.8150-0	CAT.8151-0	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.8150-1	CAT.8151-1	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.8150-2	CAT.8151-2	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
CAT.8150-3	CAT.8151-3	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.8150-4	CAT.8151-4	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
CAT.8150-5	CAT.8151-5	EDEMA More Ödem Handschuh	2	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)



Grösse X-Large nur auf Kundenbestellung erhältlich und vom Umtausch/Rücksendung ausgeschlossen.

FASTECH® Veloursband und Mikrohakenband



Funktion

Ermöglicht vielfaches Öffnen und Schliessen ohne Verlust der Haftkraft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
F2525LBW	Veloursband eingefasst, 25 mm x 20 m	Blau
F2525LSW	Veloursband eingefasst, 25 mm x 20 m	Schwarz
F5025LBW	Veloursband eingefasst, 50 mm x 20 m	Blau
F5025LSW	Veloursband eingefasst, 50 mm x 20 m	Schwarz
F5025LJB	Veloursband Standard, 50 mm x 25 m	Blau
F5025LJS	Veloursband Standard, 50 mm x 25 m	Schwarz
F2525LJB	Veloursband Standard, 25 mm x 25 m	Blau
F2525LJS	Veloursband Standard, 25 mm x 25 m	Schwarz



Mikrohakenband – Low profile Einsatz in Schienen zum Befestigen der Polster

F866 2025HWK	Mikrohakenband selbstklebend, 20 mm x 25 m
F866 5025HNK	Mikrohakenband selbstklebend, 50 mm x 25 m

Back to Back



Funktion

Zur Verlängerung der Tragedauer von Bandagen.

Vorteile

Doppelseitiges Haken-Flauschband.



Art.-Nr.	Bezeichnung
F5010BTB	Haken/Flauschband, doppelseitig, schwarz, 5 cm x 10 m

Polsterstrümpfe



Polsterschlauch



Trikotschlauch



Daumenschielen-Unterzug



Art.-Nr.	Material	Masse
Polsterschlauch Frottée-Stretch		
91 00 04	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	4 cm x 5 m
91 00 06	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	6 cm x 10 m
91 00 08	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	8 cm x 10 m
91 00 10	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	10 cm x 10 m
91 00 12	100 % ungebleichte, antiallergische Baumwolle	12 cm x 10 m

Hand/Armpolster Frottée-Stretch		
91 00 21	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 x 35 cm
91 00 22	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 x 50 cm
91 00 24	93 % Baumwolle / 7 % Polyamid	6 x 80 cm

Trikotschlauch		
91 15 71	100 % ungebleichte Baumwolle	4.5 cm x 10 m
91 15 72	100 % ungebleichte Baumwolle	7 cm x 10 m
91 15 73	100 % ungebleichte Baumwolle	9 cm x 10 m

Hand/Arm/Daumen Trikot		
91 10 18	98 % Baumwolle / 2 % Lycra (Hand/Daumentrikot)	6.5 x 18 cm
91 10 45	98 % Baumwolle / 2 % Lycra (Hand/Armtrikot)	6.5 x 45 cm
91 10 60	98 % Baumwolle / 2 % Lycra (Hand/Armtrikot)	6.5 x 60 cm
91 10 75	98 % Baumwolle / 2 % Lycra (Hand/Armtrikot)	6.5 x 75 cm

Elastischer Trikotschlauch		
91 15 75	95 % Baumwolle, 5 % baumwollummanteltes Elasthan	4 cm x 10 m
91 15 76	95 % Baumwolle, 5 % baumwollummanteltes Elasthan	7 cm x 10 m
91 15 77	95 % Baumwolle, 5 % baumwollummanteltes Elasthan	10 cm x 10 m

Synthetischer Strickschlauch		
90 00 02	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	2.5 cm x 23 m
90 00 05	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	5 cm x 23 m
90 00 07	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	7.5 cm x 23 m
90 00 10	Weiches Polyestergergarn, wasserabweisend	10 cm x 23 m

Daumenschielen-Unterzug		
7444	Baumwolle / Polyester (Daumen) (10 Stk.)	7.5 x 15 cm
744401	Baumwolle / Polyester (Handgelenk/Hand) (10 Stk.)	7.5 x 33 cm
744402	Baumwolle / Polyester (Handgelenk/Hand/Daumen) (10 Stk.)	7.5 x 33 cm

Vulkan® Pro-Grip – Polsterschlauch



Aufgrund der hohen Kompression auch als Verschluss geeignet.

- Material: 80 % Baumwolle, 12 % Elasthan, 8 % Polyamide
- Waschbar bei 20 °C (Handwäsche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Umfang
PAT.091267814	Vulkan® Pro-Grip Polsterschlauch C	6.72 cm x 10 m	15 - 25 cm
PAT.091267830	Vulkan® Pro-Grip Polsterschlauch D	7 cm x 10 m	26 - 35 cm
PAT.091267848	Vulkan® Pro-Grip Polsterschlauch E	8.75 cm x 10 m	36 - 45 cm
PAT.091267863	Vulkan® Pro-Grip Polsterschlauch F	10 cm x 10 m	45 - 50 cm

Rol-Flex selbsthaftende elastische Binde



Diese selbsthaftende Binde mit hoher Qualität bietet Kompression und Unterstützung. Sie kann zur Sicherung von Verbänden und Orthesen verwendet werden und haftet nur auf sich selbst, nicht auf der Haut. Die Binde ist rutschfest mit gleichbleibendem Druck und bietet sicheren Sitz ohne Klammern, auch bei grösseren Aktivitäten. (Enthält Latex)

Plus

- Leicht und kühl • Unsteril

Art.-Nr. Hautfarbe	Art.-Nr. Weiss	Art.-Nr. Blau	Art.-Nr. Rot	VPE*	Masse
PAT.091067503	PAT.091067578	PAT.091067636	PAT.091067693	30 Rollen	2.5 cm x 4.6 m
PAT.091041391	-	PAT.091041425	-	48 Rollen	3.8 cm x 4.6 m
-	-	PAT.091067644	PAT.091067701	36 Rollen	5.1 cm x 4.6 m
PAT.091067529	-	-	-	24 Rollen	7.6 cm x 4.6 m
-	-	-	-	18 Rollen	10.2 cm x 4.6 m

X-LITE® PLUS



Namensänderung – Das Material bleibt unverändert.

Vorteile

- Extrem leicht und luftig
- Die Oberfläche wird als sehr angenehm empfunden.
- Das Material schmiegt sich an die Konturen der Hand an.
- Kann zweilagig verarbeitet werden. Dadurch werden die Schienen äusserst stabil.
- Atmungsaktiv; Verhindert Schwitzen

Art.-Nr. VPE 2 Stk.	Art.-Nr. VPE 10 Stk.	Farbe	Masse	Preis CHF VPE 2 Stk.	Preis CHF VPE 10 Stk.
647080000	647070000	Weiss	15 cm x 1.8 m	54.00	225.00
647180000	647170000	Rot	15 cm x 1.8 m	54.00	225.00
647280000	647270000	Blau	15 cm x 1.8 m	54.00	225.00
647380000	647370000	Schwarz	15 cm x 1.8 m	54.00	225.00
647480000	647470000	Hot Pink	15 cm x 1.8 m	54.00	225.00

X-LITE® Hakenband

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	VPE*
641950000	X-LITE® Hakenband mit Thermoplastkleber, weiss	5 x 50 cm	5 Stk.
641960000	X-LITE® Hakenband mit Thermoplastkleber, weiss	5 x 500 cm	Stk.
641970000	X-LITE® Hakenband mit Thermoplastkleber, schwarz	5 x 50 cm	5 Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Rolyan Quick Cast 2



100 %
latexfrei

Funktion

Das perfekte thermoplastische Tape zum Schienen oder Gipsen von Fingern. Es kann direkt auf der Haut des Patienten angepasst werden. Quick Cast 2 passt schneller als Gipsmaterial und benötigt kein Unterziehmaterial.

Indikation

Arthritis • Reduzierung von Oedemen • Mallet Finger • Daumenschienen • Jegliche Art der Stabilisation und Immobilisation der Finger.



Vorteile

- Polymer Tape
- Memory-Effekt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse
PAT.091532803	Rolyan Quick Cast Box	2.5 cm x 3.7 m

Thermoplaste – Klarity KS



Material und Verhalten

Passgenau und stark perforiert. Lässt sich einfach und detailgenau anpassen und bleibt in der angebrachten Form. Sehr gute Stabilität.

Verarbeitung


Verklebt mit sich selbst. Wassertemperatur 70 °C
Angeschnittene Löcher an der Kante lassen sich einfach verstreichen.

Vorteile

- Kein Material ohne Memory hat eine so grosse Perforation.
- Hohe Passgenauigkeit, ohne Fingerabdrücke.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
KLA.KS3219	Klarity KS 46 x 61 cm, weiss, 19 % perforiert, 3.2 mm	Stk.

Thermoplaste – B-Cast



Material und Verhalten

Glatt und multi- oder microperforiert. Material mit langsamen Memory. Sehr leicht formbar. Bleibt schnell in der Form. Lässt sich beim Verarbeiten stark ziehen.

Verarbeitung


Verklebt mit sich selbst, eventuell mit Föhn zusätzlich aufheizen. Wassertemperatur 70 °C. Angeschnittene Löcher an der Kante lassen sich einfach verstreichen. Misslingt die Anpassung, zurück ins Wasser legen. Das Material geht langsam in seine Grundform zurück.

Vorteile

- Memory-Material, fühlt sich an wie Polyform oder Ezeform.
- Hohe Passgenauigkeit ohne Fingerabdrücke.
- Gut geeignet für Personen mit wenig Routine.

Art.-Nr.	Bezeichnung
32390	B-CAST, 60 x 90 cm, weiss, multiperforiert, 3.2 mm
16145S	B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforiert, 1.6 mm
20145	B-CAST, 60 x 45 cm, weiss, microperforiert, 2 mm
20345	B-CAST, 60 x 45 cm, weiss, multiperforiert, 2 mm

Thermoplaste – Turbocast



Ideal für kleine Fingerschienen. Material: Dünn und beschichtet

Vorteile

- Trägt nicht auf und ist trotzdem stabil
- Einfach in der Anwendung
- Passgenau und komfortabel



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
TC0810	Turbocast 60 x 41 cm, mikroperforiert, 0.8 mm	Beige
TC0812	Turbocast 60 x 41 cm, mikroperforiert, 0.8 mm	Blau
TC1610S	Turbocast 60 x 45 cm, mikroperforiert, 1.6 mm	Beige
TC1612C	Turbocast 60 x 45 cm, mikroperforiert, 1.6 mm	Blau

Aquaplast-T



Die optimale Aquaplast-Kombination aus genauer Passgenauigkeit und Zugstabilität. 100 % nicht nachlassende Elastizität erlaubt wiederholtes Erhitzen und ökonomische Schienenveränderungen.

Vorteile

- Nach Erwärmung transparent. Ermöglicht das Erkennen von Markierungen.
- Kanten sind leicht zu begradigen
- Schienen für Hand, Handgelenk, Finger und Daumen



Perforation

Optiperforiert: 19 %
Ultraperforiert: 13 %

Temperaturen

1.6 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 30 Sekunden
2.4 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden
3.2 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden
4.8 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 - 120 Sekunden

Verarbeitungszeit

1 - 2 Minuten
2 - 3 Minuten
4 - 6 Minuten
4 - 7 Minuten

Bezeichnung	Farbe	VPE*	Dicke	Art.-Nr. Glatt	Art.-Nr. OptiPerf.	Art.-Nr. UltraPerf.
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	1.6 mm	PAT.091068873	PAT.091068972	PAT.091068980
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	1.6 mm	PAT.091068881	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2 mm	PAT.091329085	-	PAT.091329093
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2.4 mm	PAT.091069285	PAT.091069012	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	2.4 mm	PAT.091069293	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	3.2 mm	PAT.091068774	PAT.091069038	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	3.2 mm	PAT.091068766	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	4.8 mm	PAT.091069368	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Weiss	1	3.2 mm	PAT.091069335	-	-

Bezeichnung	Farbe	VPE	Dicke	Art.-Nr. Perforiert	Perforation	Art.-Nr. SuperPerf.	Perforation
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	1.6 mm	-	-	PAT.091068931	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	2.4 mm	PAT.091068741	2 %	PAT.091069319	38 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	1	3.2 mm	PAT.091068816	3 %	PAT.091068790	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Weiss	4	3.2 mm	PAT.091068824	1 %	-	-

Aquaplast-T Watercolors (46 x 61 cm)



Aquaplast Thermoplast ist das führende Material für leicht anzufertigende und haltbare Schienen für die unteren Gliedmassen (Hand, Handgelenk). In leuchtenden Farben lieferbar, um die Kooperationsbereitschaft vor allem bei Kindern zu erhöhen.

Perforation

Optiperforiert: 19 %

Ultraperforiert: 13 %

Temperaturen

1.6 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 35 Sekunden

2.4 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

3.2 mm: 70 - 75 °C Wassertemperatur für 60 Sekunden

Verarbeitungszeit

1 - 2 Minuten

2 - 3 Minuten

4 - 6 Minuten

Bezeichnung	Farbe	VPE*	Dicke	Art.-Nr. Glatt	Art.-Nr. OptiPerf.	Art.-Nr. UltraPerf.
Aquaplast Watercolor	Beige	1	1.6 mm	PAT.091068899	PAT.091068907	PAT.091068915
Aquaplast Watercolor	Beige	1	2.4 mm	PAT.091069046	PAT.091069053	-
Aquaplast Watercolor	Beige	1	3.2 mm	PAT.091068832	PAT.091068857	-
Aquaplast Watercolor	Rot	1	1.6 mm	PAT.091067404	-	PAT.091069608
Aquaplast Watercolor	Rot	1	2.4 mm	PAT.091069582	PAT.091069590	-
Aquaplast Watercolor	Rot	1	3.2 mm	PAT.091069558	PAT.091069574	-
Aquaplast Watercolor	Rot	4	3.2 mm	PAT.091169044	PAT.091169051	-
Aquaplast Watercolor	Lavendel	1	1.6 mm	PAT.091018142	PAT.091018159	PAT.091018167
Aquaplast Watercolor	Lavendel	1	3.2 mm	PAT.091018100	PAT.091018126	-
Aquaplast Watercolor	Violett	1	1.6 mm	PAT.091067412	-	PAT.091069533
Aquaplast Watercolor	Violett	1	2.4 mm	PAT.091069509	PAT.091069525	-
Aquaplast Watercolor	Violett	1	3.2 mm	PAT.091069475	PAT.091069491	-
Aquaplast Watercolor	Blau	1	1.6 mm	PAT.091016518	PAT.091016526	PAT.091016534
Aquaplast Watercolor	Blau	1	3.2 mm	PAT.091016468	PAT.091016484	-
Aquaplast Watercolor	Blitzblau	1	1.6 mm	PAT.091069798	PAT.091069822	PAT.091069830
Aquaplast Watercolor	Blitzblau	1	2.4 mm	PAT.091544709	PAT.091544717	-
Aquaplast Watercolor	Blitzblau	1	3.2 mm	PAT.091069459	PAT.091069467	-
Aquaplast Watercolor	Pastellblau	1	1.6 mm	PAT.091067420	-	-
Aquaplast Watercolor	Pastellblau	1	3.2 mm	PAT.091069749	PAT.091069632	-
Aquaplast Watercolor	Metallicblau	1	1.6 mm	-	-	PAT.091551613
Aquaplast Watercolor	Metallicblau	1	2.4 mm	-	-	PAT.091521293
Aquaplast Watercolor	Metallicblau	1	3.2 mm	PAT.091513852	PAT.091513878	-
Aquaplast Watercolor	Metallicblau	4	3.2mm	-	PAT.091549195	-
Aquaplast Watercolor	Hellgrün	1	1.6 mm	PAT.091067438	-	PAT.091069624
Aquaplast Watercolor	Hellgrün	1	3.2 mm	PAT.091069905	PAT.091069616	-
Aquaplast Watercolor	Silber	1	1.6 mm	-	-	PAT.091551647
Aquaplast Watercolor	Silber	1	2.4 mm	-	PAT.091182492	PAT.091521301
Aquaplast Watercolor	Silber	1	3.2 mm	PAT.091513845	PAT.091513860	-
Aquaplast Watercolor	Silber	4	3.2 mm	-	PAT.091549179	-
Aquaplast Watercolor	Schwarz	1	1.6 mm	PAT.091069707	PAT.091069715	PAT.091069723
Aquaplast Watercolor	Schwarz	1	3.2 mm	PAT.091069764	PAT.091069681	-
Aquaplast Watercolor	Schwarz	4	3.2 mm	PAT.091169010	PAT.091169036	-

*VPE = Verpackungseinheit

Erkoton 20 Silikon



Indikation

Narbenbehandlung • Stossentlastung • Korrekturen in Handschienen.

Funktion

Verminderung von Narbenbildung • Behandlung von Narben • Schutz vor Vibration • Druck- und Stossentlastung: Zur korrekten Lagerung in Handschienen.

Vorteile

- Gleichbleibende, einfache Herstellung durch Mischen der zwei Komponenten.
- Anwendbar auch bei konkaven Flächen wie Handinnenfläche.
- Waschbar (warmes Wasser)
- Sehr weich und anschmiegsam
- Optimaler Hautkontakt ohne Druckstellen.
- Ausgezeichnete Detailreproduktion
- Ausserordentlich stabil und hohe Elastizität.
- Lagertemperatur 20 - 25 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
413 820	Erkoton 20	2 x 100 ml Härter- und Basismasse, 2 Messlöffel, 1 Anleitung
413 825	Erkoton 20	2 x 400 ml Härter- und Basismasse, 2 Messlöffel, 1 Anleitung

*VPE = Verpackungseinheit

Heuser Wasserbad

Heuser Wasserbäder stehen für hochwertige Qualität und werden in DE produziert.



Funktion

Erwärmung und Warmhaltung von thermoplastischen Materialien.

Ausstattung

- Selbsttragendes Aussengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Deckel mit Griffstange; Hubhilfe
- Energiesparende Isolierung gegen Wärmeverluste
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperaturerfassung direkt im Wasser
- Wasserablauf mit verchromtem Kugelhahn an der Frontseite
- Herausnehmbarer Einlegerost aus Edelstahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Innenmass	Aussenmass	Inhalt
WB-485	Wasserbad	48.5. x 35 x 13 cm	57 x 42 x 28 cm	20 Liter
WB-500	Wasserbad	50 x 30 x 20 cm	57.5 x 36.5 x 35.5 cm	30 Liter
WB-590	Wasserbad	59 x 40 x 10 cm	67.5 x 47 x 25 cm	25 Liter

Rolyan® Heisswasserbecken



9 Liter, Gewicht: 5 Kg



28 Liter, Gewicht: 10.8 Kg



56 Liter, Gewicht: 18.3 Kg

Diese thermostatgeregelten Becken zum Erhitzen von Schienenmaterial sind einschließlich ihrer Abdeckungen aus rostfreiem Stahl. Eingelassene, isolierte Tragegriffe erleichtern den Transport.

Vorteile

- Abdeckung inklusive
- 2 Jahre Garantie
- In 3 Grössen erhältlich

Becken 56 Liter

Mit zweitiliger, abnehmbarer Abdeckung, mit welcher eine Hälfte des Beckens abgedeckt werden kann, während die andere offen bleibt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Innenmass	Aussenmass	Inhalt
PAT.091130582	Heisswasserbecken	50 (L) x 30 (B) x 6.5 cm (H)	54 (L) x 33 (B) x 14.5 cm (H)	9 Liter
PAT.091130442	Heisswasserbecken	62 (L) x 50 (B) x 20 cm (H)	66 (L) x 54 (B) x 26 cm (H)	28 Liter
PAT.091184803	Heisswasserbecken	54 (L) x 33 (B) x 20 cm (H)	62 (L) x 50 (B) x 29 cm (H)	56 Liter

Paraffinbad® Therabath Professional



Weltweit gilt das Paraffinbad Therabath® Professional, als die erste Wahl professioneller Anbieter. Die durchdringende Wärme regt die Durchblutung an, lindert leichte Steifheit, Gelenkschmerzen und lockert Muskelverspannungen. Warmes Paraffin dient auch als Feuchtigkeitspflege für eine gesündere, weichere Haut.

Vorteile

- Für Dauerbetrieb geeignet
- Inklusive Deckel und Gitter
- Fassungsvermögen: 2.72 Kg
- Temperaturbereiche: 51.6 °C - 57.2 °C



Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse
PAT.091141944	Paraffinbad® Therabath Professional	36.2 (L) x 21.6 (B) x 19.7 cm (H)

Paraffin



Paraffin zum Nachfüllen in drei Variationen.

- Dreifach gefiltert für höchste Reinheit
- Kristallklar
- Weich, formbar und nicht schmierend

Frottée Fausthandschuhe aus 100 % Baumwolle

- Maschinenwaschbar, Klettverschluss

Plastikschutz für Hände und Füsse

- Einwegmaterial



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
PAT.091141969	Therabath Paraffin, Wintergreen	6 Beutel à 454 g
PAT.091141977	Therabath Paraffin, geruchsfrei	6 Beutel à 454 g
PAT.091141985	Therabath Paraffin, Lavendel	6 Beutel à 454 g
PAT.091141993	Frottée Fausthandschuh	Paar
PAT.091142017	Plastikschutz für Hände & Füsse	100 Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser

100 %
latexfrei



Stärkt individuell die Entwicklung der Finger- und Handkraft, verbessert die Flexibilität und die Koordination. Trainiert die ganze Hand und den Unterarm.

- Handgriff mit 4 Einzelrollen (rot)
- Handgriff fix (grün)
- Handgriff mit Schaumstoffpolster (gelb)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
091550367	Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser; Handgriff fix	Grün
091550359	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; 4 Fingerrollen	Rot
091550383	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Handgriff rollend	Gelb
091550391	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Set mit 3 Handgriffen	-

Mini Massager



Der kleine, kompakte, aber kraftvolle Massager verfügt über drei Massageköpfe zur punktuellen Massage gezielter Bereiche. Zur Massage grösserer Bereiche kann der Deckel auf dem Massager belassen werden.



- Vibriert mit einer Frequenz von ca. 5'500 Schwingungen pro Minute.
- Inklusive Batterie

Menge	Rabatt
Ab 6 Stk.	15 %
Ab 12 Stk.	30 %

Art.-Nr.	Bezeichnung
AA9200A	Mini Massager

AFH® Therapiespiegel Premium



Therapiespiegel für Spiegeltherapien der oberen Extremitäten. Der Spiegel wird als Hilfsmittel bei der Behandlung von Phantomschmerzen, Nervenverletzung, CRPS und andere Diagnosen eingesetzt. Der Spiegel ist somit eines der vielen Behandlungsmodalitäten für Therapeuten in der Handtherapie.

- Erhältlich in zwei Grössen
- Geglättete Kanten, um Verletzungen vorzubeugen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse
AFH.1450203-01	AFH® Therapiespiegel Premium	Klein, 29.5 x 24 cm
AFH.1450202-01	AFH® Therapiespiegel Premium	Mittel, 49.5 x 38.5 cm

AFH® Spiegeltherapie Bildkarten



Bildkarten zur therapeutischen Behandlung bei Problemen der Bewegungskontrolle der Hand.

Das AFH® Spiegeltherapie Bildkarten Set besteht aus 54 Bildern von linken und rechten Händen auf robusten plastifizierten Karten und einem nicht-permanenten Stift zum Beschriften der Karten-Rückseite.



Art.-Nr.	Bezeichnung
AFH.1340201	AFH® Spiegeltherapie Bildkarten

MECRON Elastic Tape und Elastic Tape Strong

Elastisches Sport- und Therapietape für die Verwendung in der angewandten Kinesiologie.



Mengen-
rabatt


Menge	Rabatt
6 Rollen	7 %
12 Rollen	13 %
24 Rollen	19 %
36 Rollen	23 %
48 Rollen	27 %
60 Rollen	30 %



- Gegen Muskelbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation
- Stimulation der Nervenbahnen
- Förderung des Blutkreislaufes
- Stärkung der Muskeln und Sehnen
- Elastisch und zu 30 % dehnbar
- Elastic Tape Strong mit sehr hoher Klebkraft speziell für Sportler

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
DAR.DKT-B	MECRON Elastic Tape	Blau	5 cm	5 m
DAR.DKT-R	MECRON Elastic Tape	Rot	5 cm	5 m
DAR.DKT-S	MECRON Elastic Tape	Schwarz	5 cm	5 m
DAR.DKT-H	MECRON Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
DAR.DKT-G	MECRON Elastic Tape	Gelb	5 cm	5 m
DAR.DKT-P	MECRON Elastic Tape Strong	Pink	5 cm	5 m
DAR.DKT-L	MECRON Elastic Tape Strong	Türkis	5 cm	5 m

MECRON X-Patch Tape



100 %
latexfrei



Das MECRON X-Patch eignet sich zur Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten sowie von Akupunkturbahnen. Auch Verklebungen der Faszien unter Narben werden gelöst.

- Wasserresistent
- Kann mehrere Tage ohne Einschränkungen getragen werden
- Keinerlei Wirkstoffe
- Aus unelastischem Nylongewebe mit einer Acrylklebmasse beschichtet
- In drei Grössen à je 20 Blatt erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Verpackung
DAR.DGT-3	MECRON Gitter-Tape beige	5.2 x 4.5 cm	20 Blatt à 2 Tapes
DAR.DGT-1	MECRON Gitter-Tape beige	2.8 x 2.1 cm	20 Blatt à 9 Tapes
DAR.DGT-2	MECRON Gitter-Tape beige	3.5 x 2.5 cm	20 Blatt à 6 Tapes

Igelbälle



Für Handtraining und Massage.
Igelbälle aktivieren durch Kreisen auf der Haut die unterschiedlichen Reflexzonen des Körpers und steigern so Wohlbefinden und Entspannung.
Wählen Sie die Grösse des Balles individuell, je nach Handgrösse oder Anwendungsgebiet.

Art.-Nr.	Diameter	Farbe
PAT.091124346	6 cm	Orange
PAT.091124353	7 cm	Grün
PAT.091124361	8 cm	Gelb
PAT.091124379	9 cm	Rot
PAT.091124387	10 cm	Blau

Aesthesio Monofilamentfäden



Sensor zum Testen der Hautsensibilität und zur Bestimmung der peripheren Nerven-einflüsse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
AES.514000-5C	Set mit 5 Aesthesio Monofilamentfäden: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	Set
AES.514000-6C	Set mit 6 Aesthesio Monofilamentfäden: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65	Set
AES.514000-20C	Set mit 20 Aesthesio Monofilamentfäden	Set
	Ersatzfäden in verschiedenen Grössen	Stk.

*VPE = Verpackungseinheit

Alle angegebenen Listenpreise exkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten.
Herstellerangaben finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.

1.16.D.07_Handreha_WEB (11.2021)

Vertrieb durch:

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tel. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

