




La santé nécessite confiance.

Boutique en ligne
avec plus de 2'000 articles
www.orthopartner.ch

Supplément rééducation de la main

EDEMA Light & Medium – Gant anti-œdème



Le gant de compression/œdème bilatéral est fabriqué dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra) et ne contient pas de latex. Les coutures sur les côtés des doigts assurent une bonne adaptation à l'usage quotidien et un meilleur confort (la pression sur les zones sensibles est réduite au minimum). Les gants sont disponibles soit avec les doigts fermés, soit avec le bout des doigts jusqu'à l'extrémité de l'articulation du doigt.

Avantages

- Les coutures sont à l'extérieur pour minimiser la pression sur les zones sensibles.
- Liberté de mouvement malgré le gant de compression
- Peut être portée des deux côtés
- Sans latex

Plus

- Disponible en deux versions et deux couleurs
- Disponible en deux classes de compression:
Classe de compression 1 (15 - 25 mmHg)
Classe de compression 2 (23 - 32 mmHg)

No d'art. Beige	No d'art. Noir	Désignation	Classe de compression	Typ/Modèle	Taille*
AFH.1263501-01	AFH.1263501-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
AFH.1263502-01	AFH.1263502-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
AFH.1263503-01	AFH.1263503-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
AFH.1263504-01	AFH.1263504-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
AFH.1263505-01	AFH.1263505-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
AFH.1263511-01	AFH.1263511-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
AFH.1263512-01	AFH.1263512-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
AFH.1263513-01	AFH.1263513-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
AFH.1263514-01	AFH.1263514-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
AFH.1263515-01	AFH.1263515-02	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)

*Déterminer la taille du gant: Mesurez la circonférence de votre main sans le pouce (mesure autour de l'articulation MCP) comme indiqué sur l'illustration en passant le mètre ruban, sans lacer, sur les articulations au milieu de la main..

La taille X-Large peut être commandée, mais est exclue du droit de retour.



EDEMA Medium – Gant anti-œdème

No d'art. Beige	No d'art. Noir	Désignation	Classe de compression	Typ/Modèle	Taille*
AFH.1263521-01	AFH.1263521-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
AFH.1263522-01	AFH.1263522-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
AFH.1263523-01	AFH.1263523-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
AFH.1263524-01	AFH.1263524-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
AFH.1263525-01	AFH.1263525-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
AFH.1263531-01	AFH.1263531-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
AFH.1263532-01	AFH.1263532-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
AFH.1263533-01	AFH.1263533-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
AFH.1263534-01	AFH.1263534-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
AFH.1263535-01	AFH.1263535-02	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)

Rubans de velours et ruban crochet micro auto-adhésif



Fonction

Permet ouvertures et fermetures multiples sans perdre l'adhérence.

No d'art.	Désignation	Couleur
F2525LBW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Bleu
F2525LSW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Noir
F5025LBW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Bleu
F5025LSW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Noir
F5025LJB	Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m	Bleu
F5025LJS	Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m	Noir
F2525LJB	Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m	Bleu
F2525LJS	Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m	Noir

Bande de crochet micro – Profile bas: a utiliser pour la fixation du rembourrage

F866 2025HWK	Bande de crochet micro auto-adhésive, 20 mm x 25 m
F866 5025HNC	Bande de crochet micro auto-adhésive, 50 mm x 25 m

Ruban Back to Back



Fonction


Pour l'extension de la durée de vie des bandages.

Plus

Ruban velours/crochet, double-face.

No d'art.	Désignation
F5010BTB	Ruban velours/crochet, double-face, noir, 5 cm x 10 m

Goniomètre dorsal



Matériel

Polycarbonat

No d'art.	Désignation
950001	Goniomètre transparent, 102 x 45 x 1.0 mm

Bandages tubulaires rembourrés



No d'art.	Désignation	Matériau	Taille
Bandage tubulaire rembourré en tissu éponge élastique			
91 00 04	Tubulaire en tissu élastique	100 % coton écrus, anti-allergique	4 cm x 5 m
91 00 06	Tubulaire en tissu élastique	100 % coton écrus, anti-allergique	6 cm x 10 m
91 00 21	Tubulaire main/bras	100 % coton écrus, anti-allergique	35 cm

Bandage tubulaire tricot/jersey

91 15 71	Tubulaire en tricot/jersey, universel	100 % coton écrus, anti-allergique, Couleur: crème	4.5 cm x 10 m
91 10 45	Tricot main/bras avec pouce, universel	100 % coton écrus, anti-allergique, Couleur: crème	45 cm
91 10 60	Tricot main/bras avec pouce, universel	100 % coton écrus, anti-allergique, Couleur: crème	60 cm

Bandage tubulaire en tricot élastique

91 15 75	Tubulaire tricoté élastique	95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé (peut être utilisé plus longtemps)	4 cm x 10 m
----------	-----------------------------	---	-------------

Bandage tubulaire en tricot synthétique

90 00 02	Tubulaire en tricot synthétique	Fil de polyester doux, imperméable	2.5 cm x 23 m
90 00 05	Tubulaire en tricot synthétique	Fil de polyester doux, imperméable	5 cm x 23 m

Recouvrement d'attelle de pouce Spica en tricot

7444	Recouvrement d'attelle de pouce – Puce Spica, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 15 cm
744401	Recouvrement d'attelle de pouce – Poignet/Main, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 33 cm
744402	Recouvrement d'attelle de pouce – Poignet/Main/Pouce, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 33 cm

Vulkan® Pro-Grip



En raison de la forte compression, convient également comme fermeture.

- Matériau: 80 % coton, 12 % Elasthane, 8 % Polyamide
- Lavable à la main à 20 °C

No d'art.	Désignation	Taille	Circonférence
PAT.091267723	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire A	4.2 cm x 10 m	10 - 12 cm
PAT.091267798	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire B	6.25 cm x 10 m	12 - 14 cm
PAT.091267814	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire C	6.72 cm x 10 m	15 - 25 cm
PAT.091267830	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire D	7 cm x 10 m	26 - 35 cm
PAT.091267848	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire E	8.75 cm x 10 m	36 - 45 cm
PAT.091267863	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire F	10 cm x 10 m	45 - 50 cm
PAT.091267889	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire G	12 cm x 10 m	51 - 60 cm

Spray rafraîchissant Medicoool



Indication

- Effet refroidissant instantané une fois vaporisé sur la peau.
- Soulagement en cas de blessures mineures.
- Pulvérisation avec précision.
- Pour un refroidissement rapide dans la construction d'orthèses.

No d'art. Désignation

600-100	Spray rafraîchissant Medicoool 300 ml
---------	---------------------------------------

Rol-Flex Bandage cohésive souple



Ce pansement auto-adhésif de haute qualité assure compression et soutien. Il peut être utilisé pour fixer des bandages et des orthèses. Adhère sur lui-même, pas à la peau, et reste en place sans l'utilisation de clips. Maintient une compression uniforme avec support antidérapant qui ne se relâche pas, même en cas d'activités ardues. (Contient du latex)

Plus

- Léger et frais; Non stérile.

No d'art. Crème	No d'art. Blanc	No d'art. Bleu	No d'art. Rouge	Unité	Taille
PAT.091067503	PAT.091067578	PAT.091067636	PAT.091067693	30 rouleaux	2.5 cm x 4.6 m
PAT.091041391	-	PAT.091041425	-	48 rouleaux	3.8 cm x 4.6 m
-	-	PAT.091067644	PAT.091067701	36 rouleaux	5.1 cm x 4.6 m
PAT.091067529	-	-	-	24 rouleaux	7.6 cm x 4.6 m
-	-	PAT.091067669	-	18 rouleaux	10.2 cm x 4.6 m

X-LITE® PLUS (ancien nom: C-LITE)



Changement de nom - Le matériel reste inchangé.

Plus

- Extrêmement léger et laisse passer l'air.
- La surface de l'attelle est perçue comme très agréable sur la peau
- le matériel épouse parfaitement les contours de la main.
- Les attelles sont très stables, si l'on utilise le X-LITE PLUS® en 2 couches.
- Perméable à l'air et évite ainsi au patient de transpirer.

No d'art. Unité 2 pc.	No d'art. Unité 5 pc.	No d'art. Unité 10 pc.	No d'art. Unité 20 pc.	Couleur	Taille
-	647010000	-	-	Blanc	2.5 cm x 1.8 m
-	647110000	-	-	Rouge	2.5 cm x 1.8 m
-	647210000	-	-	Bleu	2.5 cm x 1.8 m
-	647310000	-	-	Noir	2.5 cm x 1.8 m
-	647410000	-	-	Hot Pink	2.5 cm x 1.8 m
647080000	-	647070000	-	Blanc	15 cm x 1.8 m
647180000	-	647170000	-	Rouge	15 cm x 1.8 m
647280000	-	647270000	-	Bleu	15 cm x 1.8 m
647380000	-	647370000	-	Noir	15 cm x 1.8 m
647480000	-	647470000	-	Hot Pink	15 cm x 1.8 m

Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique

No d'art.	Désignation	Taille	Unité
641950000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc	5 x 50 cm	5 pc.
641960000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc	5 x 500 cm	1 pc.
6419702000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, noir	5 x 50 cm	5 pc.

Rolyan Quick Cast 2



Fonction

Le bandage parfait pour la construction d'attelles ou pour plâtrer des doigts. Il peut être adapté directement sur la peau du patient. Ne nécessite pas de matériel de protection pour la peau (rembourrages).

Indication

Arthrite; Réduction d'odèmes; Doigt Mallet; Attelles pour le pouce; Toute sorte d'immobilisation et stabilisation

Plus

- A un effet de mémoire
- Bandage polymère

No d'art.	Désignation	Taille
PAT.091532803	Rolyan Quick Cast Box	2.5 cm x 3.7 m

Thermoplaste – Klarity KS



Matériel et maîtrise

Ajustement parfait et fortement perforé. Peut être ajusté facilement et en détail et garde sa forme sans renfort. Très bonne stabilité.

Travail


Se colle sur lui-même. Température de l'eau: 70 °C
Les trous sur le bord sont faciles à étaler.

Plus

- Aucun matériau sans mémoire ne possède une aussi grande perforation.
- Haute précision d'ajustement, sans empreintes digitales.

No d'art.	Désignation	Unité
KLA.KS3219	Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm	1 pc.
KLA.KS3219-4	Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm	1 pc.

Thermoplaste – B-Cast



Matériel et maîtrise

Lisse, multi- ou micro perforation. Matériel avec mémoire lente. Très souple. Garde rapidement sa forme. Se laisse bien étirer lors du processus de préparation.

Travail

Se colle sur lui-même, éventuellement rechauffer à l'aide du pistolet à air chaud. Température de l'eau: 70 °C. Si la préparation échoue, vous remettez l'orthèse dans l'eau et le matériel retourne dans sa forme originale.

Plus

- Ce matériel a une mémoire qui ressemble au Polyform ou Ezeform.
- Adaptation parfaite sans empreintes digitales.
- Adaptée pour les thérapeutes avec peu d'expériences.

No d'art.	Désignation
32045	B-CAST, 60 x 45 cm, pleine, 3.2 mm
32090	B-CAST, 60 x 90 cm, pleine, 3.2 mm
32345	B-CAST, 60 x 45 cm, multiperforation, 3.2 mm
32390	B-CAST, 60 x 90 cm, blanc, multiperforation, 3.2 mm
16145S	B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforation, 1.6 mm
20145	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, microperforation, 2 mm
20345	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, multiperforation, 2 mm

Thermoplaste – Turbocast



Idéal pour orthèses de doigts. Matériau thermoplastique et recouvert d'une fine couche de mousse.

Plus

- Très élastique quand est chaud il et ne colle pas sur lui-même.
- A une bonne stabilité.

No d'art.	Désignation	Couleur
TC0810	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Beige
TC0812	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Bleu
TC1610S	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Beige
TC1612C	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Bleu
TC2520	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Beige
TC2522	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Bleu
TC2523	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Vert

Aquaplast-T



Matière facile à manipuler qui permet d'obtenir des orthèses très précises. 100 % mémoire de forme pour des remodelages répétés et des modifications de l'orthèse. Diminue les coûts et réduit le gaspillage en clinique.

Plus

- Translucide quand chauffé, ce qui permet le repérage des surfaces et l'observation des points de pression lors du moulage.
- Bords faciles à lisser pour un meilleur confort du patient.
- Orthèses de main, poignet et pouce

Perforation

Optiperforation: 19 %, Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 30 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

4.8 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60-120 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

4 - 7 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No d'art. Pleine		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	PAT.091068873		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	1.6 mm	PAT.091068881		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2 mm	PAT.091329085		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069285		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	2.4 mm	PAT.091069293		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068774		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	PAT.091068766		
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	4.8 mm	PAT.091069368		
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069335		

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No. d'art Perforation	Perfo-ration	No. d'art SuperPerf.	Perfo-ration
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091068931	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	PAT.091068741	2 %	PAT.091069319	38 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068816	3 %	PAT.091068790	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	PAT.091068824	1 %	-	-

Aquaplast-T Watercolors (46 x 61 cm)



Aquaplast-T Thermoplast est le matériau de choix pour la durabilité et la facilité de fabrication d'attelles pour les membres inférieurs (main, poignet). Livrable en couleurs vives pour accroître la volonté de coopérer, en particulier avec les enfants.

Perforation

Optiperforation: 19 %

Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 35 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Épais- seur	No d'art. Pleine	No d'art. OptiPerf.	No d'art. UltraPerf.
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	1.6 mm	PAT.091068899	PAT.091068907	PAT.091068915
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069046	PAT.091069053	-
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068832	PAT.091068857	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067404	-	PAT.091069608
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069582	PAT.091069590	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069558	PAT.091069574	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	4 pc.	3.2 mm	PAT.091169044	PAT.091169051	-
Aquaplast Watercolor	Lavande	1 pc.	1.6 mm	PAT.091018142	PAT.091018159	PAT.091018167
Aquaplast Watercolor	Lavande	1 pc.	3.2 mm	PAT.091018100	PAT.091018126	-
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067412	-	PAT.091069533
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069509	PAT.091069525	-
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069475	PAT.091069491	-
Aquaplast Watercolor	Violet	4 pc.	3.2 mm	PAT.091169069	-	-
Aquaplast Watercolor	Bleu	1 pc.	1.6 mm	PAT.091016518	PAT.091016526	PAT.091016534
Aquaplast Watercolor	Bleu	1 pc.	3.2 mm	PAT.091016468	PAT.091016484	-
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	1.6 mm	PAT.091069798	PAT.091069822	PAT.091069830
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	2.4 mm	PAT.091544709	PAT.091544717	-
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069459	PAT.091069467	-
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	4 pc.	3.2 mm	PAT.091169002	PAT.091169028	-
Aquaplast Watercolor	Bleu pastel	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067420	-	PAT.091069640
Aquaplast Watercolor	Bleu pastel	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069749	PAT.091069632	-
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091551613
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	2.4 mm	-	-	PAT.091521293
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	3.2 mm	PAT.091513852	PAT.091513878	-
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	4 pc.	3.2mm	-	PAT.091549195	-
Aquaplast Watercolor	Vert pomme	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067438	-	PAT.091069624
Aquaplast Watercolor	Vert pomme	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069905	PAT.091069616	-
Aquaplast Watercolor	Argent	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091551647
Aquaplast Watercolor	Argent	1	2.4 mm	-	PAT.091182492	PAT.091521301
Aquaplast Watercolor	Argent	1	3.2 mm	PAT.091513845	PAT.091513860	-
Aquaplast Watercolor	Argent	4	3.2 mm	-	PAT.091549179	-
Aquaplast Watercolor	Noir	1	1.6 mm	PAT.091069707	PAT.091069715	PAT.091069723
Aquaplast Watercolor	Noir	1	3.2 mm	PAT.091069764	PAT.091069681	-
Aquaplast Watercolor	Noir	4	3.2 mm	PAT.091169010	PAT.091169036	-

Silicon Erkoton 20



Indication

Traitement des cicatrices, allègement en cas de choc, corrections d'attelles.

Fonction

Réduction de formation de cicatrices. Traitement des cicatrices. Protection contre vibrations. Allègement en cas de pression ou chocs.

Plus

- Facile à l'utilisation: En mélangeant les deux composants (1 + 1).
- Applicable aussi sur une surface concave (surface intérieur de la main).
- Lavable avec eau chaude.
- Très souple et contact optimale sur la peau sans points de pression.
- Parfaite reproduction des détails.
- Très stable et haute élasticité.
- Température de stockage: 20 - 25 °C

No d'art.	Désignation	Unité
-----------	-------------	-------

413 820	Erkoton 20	2 x 100 ml durcisseur et masse de base, 2 cuillères
413 825	Erkoton 20	2 x 400 ml durcisseur et masse de base, 2 cuillères

Bacs chauffants Heuser



Les bacs d'eau Heuser sont de haute qualité et sont fabriqués en Allemagne.

Fonction

Réchauffement et maintien au chaud de matériaux thermoplastiques.

Equipement

- Boîtier extérieur autoportant en acier inoxydable structuré
- Couvercle avec barre horizontale; Aide de levage
- Isolation énergétique contre la perte de chaleur
- Régulation électronique de la température avec affichage sur écran numérique
- Mesure de la température directement dans l'eau
- Evacuation de l'eau par un robinet hémisphérique chromé sur le devant du bac chauffant
- Grille amovible en acier inoxydable

No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
WB-485	Bac chauffant	48.5. x 35 x 13 cm	57 x 42 x 28 cm	20 litres
WB-500	Bac chauffant	50 x 30 x 20 cm	57.5 x 36.5 x 35.5 cm	30 litres
WB-590	Bac chauffant	59 x 40 x 10 cm	67.5 x 47 x 25 cm	25 litres

Rolyan® Bacs chauffants



Ces bacs chauffants à affiche digitale sont de construction solide en acier inoxydable. Des poignées de saisie encastrées facilitent le transport.

Plus

- Couvercle inclus
- 2 ans de garantie
- Disponibles en 3 grandeurs

Bac à 56 litres

Avec couvercle amovible en deux parties, pendant qu'un couvercle, donc une moitié du bassin reste fermé, l'autre moitié reste ouverte.

No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
PAT.091130582	Bac chauffant	50 (L) x 30 (P) x 6.5 cm (H)	54 (L) x 33 (P) x 14.5 cm (H)	9 litre
PAT.091130442	Bac chauffant	62 (L) x 50 (P) x 20 cm (H)	66 (L) x 54 (P) x 26 cm (H)	28 litre
PAT.091184803	Bac chauffant	54 (L) x 33 (P) x 20 cm (H)	62 (L) x 50 (P) x 29 cm (H)	56 litre

Bain à paraffine Therabath® Professional



Le bain de paraffine Therabath® Professional est considéré dans le monde entier comme le premier choix des fournisseurs professionnels. La chaleur pénétrante stimule la circulation sanguine, atténue les légères rigidités, les douleurs articulaires et détend la tension musculaire. La paraffine chaude agit également comme hydratant pour une peau plus saine et plus douce.

Plus

- Peut fonctionner pendant 24 heures
- Couvercle, grille et câble d'alimentation inclus.
- Capacité: 2.72 Kg
- Zone de température: 51.6 °C - 57.2 °C

No d'art.	Désignation	Dimensions
PAT.091141944	Bain à paraffine Therabath® Professional	36.2 (L) x 21.6 (P) x 19.7 cm (H)

Paraffine



Paraffin zum Nachfüllen in drei Variationen.

- Filtrée 3 fois pour être purifiée
- Extrêmement pure
- Doux, malléable et ne colle pas

Gants 100 % cotton

- Lavables en machine.

Sacs de protection pour main et pied

- A usage unique

No d'art.	Désignation	Unité
PAT.091141969	Therabath Paraffine, vert amande	6 sachets de 454 g
PAT.091141977	Therabath Paraffine, non-parfumée	6 sachets de 454 g
PAT.091141985	Therabath Paraffine, lavande	6 sachets de 454 g
PAT.091141993	Gants en cotton	Paire de gants
PAT.091142017	Sacs pour main/pied	100 pc.

Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser



Améliore la réhabilitation. Développe la force dans les doigts et avant-bras. Renforce chaque doigt individuellement. Disponibles en plusieurs résistances.

- Grandes poignées
- Fonction pour pression du pouce
- Diffraction individuelle pour chaque doigt

No d'art.	Désignation	Force de prehension	Couleur
PAT.091550409	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser	0.68 Kg	Jaune
PAT.091550417	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser	1.40 Kg	Rouge
PAT.091550425	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser	2.30 Kg	Vert
PAT.091550433	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser	3.20 Kg	Bleu
PAT.091550441	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser	4.10 Kg	Noir

Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser



Renforce individuellement le développement de la force des doigts et de la main, améliore la flexibilité et la coordination. Exerce toute la main et l'avant-bras.

- Poignée avec 4 rouleaux individuels pour les doigts (rouge)
- Poignée fixe (vert)
- Poignée avec rembourrage en rouleau (jaune)

No d'art.	Désignation	Couleur
091550367	Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser; Poignée fixe	Vert
091550359	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée 4 rouleaux indiv.	Rouge
091550383	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée rouleaux	Jaune
091550391	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Set avec 3 poignées	-

Mini appareil de massage



Compact mais puissant, ce mini appareil de massage à 3 têtes pour un massage concentré ou un massage de zones spécifiques. L'embout peut être retiré pour un massage sur des zones plus larges.

- L'appareil de massage vibre approximativement à 5500 cycles par minute.
- Batterie incluse

Quantité	Rabais
Dès 6 pc.	15 %
Dès 12 pc.	30 %

No d'art.	Désignation
AA9200A	Mini Massager

Balles de massage



Les balles de massage hérissées activent avec des mouvements circulaires, différentes zones de réflexes du corps. Soulage la tension et stimule la circulation sanguine. Choisissez la grandeur des balles individuellement, selon la grandeur de la main.

No d'art.	Diamètre	Couleur
PAT.091124346	6 cm	Orange
PAT.091124353	7 cm	Vert
PAT.091124361	8 cm	Jaune
PAT.091124379	9 cm	Rouge
PAT.091124387	10 cm	Bleu

MECRON Elastic Tape et Elastic Tape Strong



remise par quantité

Quantité	Remise
6 rouleaux	7 %
12 rouleaux	13 %
24 rouleaux	19 %
36 rouleaux	23 %
48 rouleaux	27 %
60 rouleaux	30 %

Tape élastique à visée thérapeutique et sportive.

- Contre les douleurs musculaires
- Amélioration de la performance grâce à une stimulation continue
- Stimulation des voies nerveuses
- Stimulation de la circulation sanguine
- Stimulation du travail musculaire et tendineux
- Élastique et extensible de 30 %
- Elastic Tape Strong surtout pour les sportifs avec une grande force d'adhérence

No d'art.	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur
DAR.DKT-B	Mecron Elastic Tape	Bleu	5 cm	5 m
DAR.DKT-R	Mecron Elastic Tape	Rouge	5 cm	5 m
DAR.DKT-S	Mecron Elastic Tape	Noir	5 cm	5 m
DAR.DKT-H	Mecron Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
DAR.DKT-G	Mecron Elastic Tape	Jaune	5 cm	5 m
DAR.DKT-P	Mecron Elastic Tape Strong	Rose	5 cm	5 m
DAR.DKT-L	Mecron Elastic Tape Strong	Turquoise	5 cm	5 m

MECRON Sous-couches




Sous-couches pour bandages ou bandes.

- Fixation de bandages et plâtres
- Doux pour la peau

No d'art.	Désignation	Taille	Couleur
DAR.DUW-8	MECRON Underwrap	8 cm x 4 m	Chair
DAR.DUW-20	MECRON Underwrap	8 cm x 20 m	Chair
DAR.PRE-TB	Mecron Pre-Tape sous-couche de mousse	7 cm x 27 m	Bleu

MECRON X-Patch Tape



100 % sans latex

Le MECRON X-Patch Tape convient au traitement des points douloureux et trigger, ainsi que des méridiens d'acupuncture. Egalement pour la décongestion des fascias collés et pour assouplir les cicatrices sèches.

- Résistant à l'eau
- Peut être utilisé sans problème pendant plusieurs jours
- Ne contient aucun principe actif
- Recouvert d'un tissu en nylon rigide doté d'une masse adhésive en acrylique
- Disponible en trois tailles de 20 feuilles chacune

No d'art.	Désignation	Taille	Unité d'emballage
DAR.DGT-3	MECRON X-Patch Tape	5.2 x 4.5 cm	20 feuilles à 2 Tapes
DAR.DGT-1	MECRON X-Patch Tape	2.8 x 2.1 cm	20 feuilles à 9 Tapes
DAR.DGT-2	MECRON X-Patch Tape	3.5 x 2.5 cm	20 feuilles à 6 Tapes

B&L Set d'évaluation de la main en 3 pièces



Ensemble complet d'instruments d'évaluation de la main.

- 1 dynamomètre hydraulique pour la main
- 1 instrument de mesure de la pression de serrage des doigts
- 1 5.5" goniomètre en acier inox pour doigts

Plus

- Étalonnage officiel certifié
- 2 ans de garantie de fabricant; Livré avec mallette

No d'art.	Désignation
-----------	-------------

BL5011-3-30	B&L Set d'évaluation de la main en 3 pièces
-------------	---

Jauge de pincement B&L



Cet appareil de précision reconnu pour la mesure isométrique du pincement digital et palmaire.

- Recommandation pour la mesure de mains faibles: articles A8533 et A8531.
- Recommandation pour les programmes de réadaptation professionnels: article A8532.

Plus

- Étalonnage officiel certifié; Échelle en kilogrammes et livres
- Normes de force de pincement pour adultes incluses.
- 2 ans de garantie de fabricant; Livré avec mallette

No d'art.	Désignation
-----------	-------------

PG-10	Jauge de pincement B&L, 0 - 4.5 Kg
-------	------------------------------------

PG-30	Jauge de pincement B&L, 0 - 13.6 Kg
-------	-------------------------------------

PG-60	Jauge de pincement B&L, 0 - 27 Kg
-------	-----------------------------------

Monofilaments Aesthesio



Capteur pour tester la sensibilité de la peau et déterminer les effets sur les nerfs périphériques.

Art.-Nr.	Désignation	Unité
----------	-------------	-------

AES.514000-5C	Set avec 5 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	Set
---------------	--	-----

AES.514000-6C	Set avec 6 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65	Set
---------------	--	-----

AES.514000-20C	Set avec 20 Monofilaments	Set
----------------	---------------------------	-----

	Monofilament disponible en différentes grandeurs	pc.
--	--	-----

Vous trouverez les informations des produits respectifs dans les indications du fabricant.

Prix hors taxe. Sous réserve de modifications de prix.

1.16.F.05_Handreha (03.2021)

Distribution par:

Orthopartner AG · Produits médicaux et hospitaliers · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

