



La santé nécessite confiance.

Boutique en ligne
avec plus de 2'000 articles
www.orthopartner.ch

Supplément rééducation de la main

Catell Comfort Cool – Support de pouce

100 %
sans latex



L'attelle de pouce Comfort Cool de Catell soutient les articulations CMC1 et MP et offre également un soutien léger du poignet. La sangle supplémentaire autour de la base du pouce augmente la stabilité et peut être coupée individuellement. L'orthèse peut également être utilisée à des fins préventives pour les mouvements lourds ou répétitifs.

Fonction

- Soutien de l'articulation CMC1 et MP
- Soutien léger du poignet

Indication

Douleur à la base du pouce • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Avantages

- La sangle supplémentaire peut être coupée à la taille voulue
- Lavable à 40° C
- Sans latex

Produit

| No d'art. droite | No d'art. gauche | Désignation | Taille | Circonf. poignet |
|------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|
| CAT.7946-31 | CAT.7946-21 | Catell Comfort Cool | X-Small | 12 - 14 cm |
| CAT.7946-32 | CAT.7946-22 | Catell Comfort Cool | Small | 14 - 16 cm |
| CAT.7946-33 | CAT.7946-23 | Catell Comfort Cool | Medium | 16 - 18 cm |
| CAT.7946-34 | CAT.7946-24 | Catell Comfort Cool | Large | 18 - 20 cm |
| CAT.7946-35 | CAT.7946-25 | Catell Comfort Cool | X-Large | 20 - 22 cm |
| CAT.7946-36 | CAT.7946-26 | Catell Comfort Cool | XX-Large | 22 - 24 cm |

Catell Lacy Stabil – Orthèse de poignet

100 %
sans latex



Produit

L'orthèse de poignet Catell Lacy Stabil soutient la main, le poignet et l'avant-bras après une blessure, une opération, une douleur chronique, de l'arthrose ou des problèmes de surmenage.

L'orthèse peut également être utilisée à des fins préventives pour les mouvements lourds ou répétitifs.

Fonction

- Stabiliser et soulager

Indication

Douleur au poignet ou à l'avant-bras • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Plus

- Solution de laçage facile à utiliser
- 2 ressorts hélicoïdaux dorsaux amovibles
- Ressorts Volar en aluminium malléable
- Ressort spiral Ulnar amovible

| No d'art. droite | No d'art. gauche | Désignation | Taille | Circonf. poignet |
|------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|
| CAT.7720-31 | CAT.7720-21 | Catell Lacy Stabil | X-Small | 12 - 14 cm |
| CAT.7720-32 | CAT.7720-22 | Catell Lacy Stabil | Small | 14 - 16 cm |
| CAT.7720-33 | CAT.7720-23 | Catell Lacy Stabil | Medium | 16 - 18 cm |
| CAT.7720-34 | CAT.7720-24 | Catell Lacy Stabil | Large | 18 - 20 cm |
| CAT.7720-35 | CAT.7720-25 | Catell Lacy Stabil | X-Large | 20 - 22 cm |
| CAT.7720-36 | CAT.7720-26 | Catell Lacy Stabil | XX-Large | 22 - 24 cm |

Catell Lacy Short Stabil – Orthèse de poignet

100 %
sans latex



Produit

L'orthèse de poignet Catell Lacy Short Stabil soutient le poignet en cas de douleurs au poignet. La conception sans attelle permet une certaine liberté de mouvement et facilite le travail au clavier, par exemple.

Fonction

- Support de poignet

Indication

Douleur au poignet • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Avantages

- Sans attelle, facilite le travail au clavier.
- Solution de laçage facile à appliquer

| No d'art. droite | No d'art. gauche | Désignation | Couleur | Taille | Circonf. poignet |
|------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|------------------|
| CAT.7706-30 | CAT.7706-20 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | XX-Small | 10 - 12 cm |
| CAT.7706-31 | CAT.7706-21 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | X-Small | 12 - 14 cm |
| CAT.7706-32 | CAT.7706-22 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | Small | 14 - 16 cm |
| CAT.7706-33 | CAT.7706-23 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | Medium | 16 - 18 cm |
| CAT.7706-34 | CAT.7706-24 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | Large | 18 - 20 cm |
| CAT.7706-35 | CAT.7706-25 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | X-Large | 20 - 22 cm |
| CAT.7706-36 | CAT.7706-26 | Catell Lacy Short Stabil | Schwarz | XX-Large | 22 - 24 cm |
| CAT.7706-10 | CAT.7706-00 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | XX-Small | 10 - 12 cm |
| CAT.7706-11 | CAT.7706-01 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | X-Small | 12 - 14 cm |
| CAT.7706-12 | CAT.7706-02 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | Small | 14 - 16 cm |
| CAT.7706-13 | CAT.7706-03 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | Medium | 16 - 18 cm |
| CAT.7706-14 | CAT.7706-04 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | Large | 18 - 20 cm |
| CAT.7706-15 | CAT.7706-05 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | X-Large | 20 - 22 cm |
| CAT.7706-16 | CAT.7706-06 | Catell Lacy Short Stabil | Beige | XX-Large | 22 - 24 cm |

Catell Finger Light – Manchon de doigt

100 %
sans latex



Produit

Les manchons de doigts de la maison Catell sont fabriqués dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra). La forme conique du manchon s'adapte parfaitement à l'anatomie du doigt. La longueur du manchon peut être ajustée au besoin à l'aide de ciseaux sans s'effiloche.

Classe de compression 1 - 2 (15 - 25 mmHg)

Fonction

- Compression

Indication

Oedème • Enflement

Avantages

- Peut être coupé sans s'effiloche
- En forme de cône
- Sans latex

| No d'art. | Désignation | Taille | Circonf. distale | Circonf. proximale | Unité |
|------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| CAT.7250-1 | Catell Finger Light | X-Small | 3 cm | 5 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.7250-2 | Catell Finger Light | Small | 4 cm | 6 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.7250-3 | Catell Finger Light | Medium | 5 cm | 7 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.7250-4 | Catell Finger Light | Large | 6 cm | 8 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.7250-5 | Catell Finger Light | X-Large | 7 cm | 9 cm | 3 pc.à 10 cm |

Catell Finger More – Manchon de doigt

100 %
sans latex



Produit

Les manchons de doigts de la maison Catell sont fabriqués dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra). La forme conique du manchon s'adapte parfaitement à l'anatomie du doigt. La longueur du manchon peut être ajustée au besoin à l'aide de ciseaux sans s'effiloche.

Classe de compression 2 (23 - 32 mmHg)

Fonction

- Compression

Indication

Oedème • Enflement

Avantages

- Peut être coupé sans s'effiloche
- En forme de cône
- Sans latex

| No d'art. | Désignation | Taille | Circonf. distale | Circonf. proximale | Unité |
|------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| CAT.8250-1 | Catell Finger More | X-Small | 3 cm | 5 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.8250-2 | Catell Finger More | Small | 4 cm | 6 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.8250-3 | Catell Finger More | Medium | 5 cm | 7 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.8250-4 | Catell Finger More | Large | 6 cm | 8 cm | 3 pc. à 10 cm |
| CAT.8250-5 | Catell Finger More | X-Large | 7 cm | 9 cm | 3 pc.à 10 cm |

EDEMA Light & More – Gant anti-œdème



Le gant de compression/œdème bilatéral est fabriqué dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra) et ne contient pas de latex. Les coutures sur les côtés des doigts assurent une bonne adaptation à l'usage quotidien et un meilleur confort (la pression sur les zones sensibles est réduite au minimum). Les gants sont disponibles soit avec les doigts fermés, soit avec le bout des doigts jusqu'à l'extrémité de l'articulation du doigt.

Avantages

- Les coutures sont à l'extérieur pour minimiser la pression sur les zones sensibles.
- Liberté de mouvement malgré le gant de compression
- Peut être portée des deux côtés
- Sans latex

Plus

- Disponible en deux versions et deux couleurs
- Disponible en deux classes de compression:
Classe de compression 1 (15 - 25 mmHg)
Classe de compression 2 (23 - 32 mmHg)

Produit (EDEMA Light)

Produit (EDEMA More)

| No d'art. Beige | No d'art. Noir | Désignation | Classe de compression | Typ/Modèle | Taille* |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| CAT.7050-0 | CAT.7051-0 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | XX-Small (13 - 15 cm) |
| CAT.7050-1 | CAT.7051-1 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | X-Small (15 - 18 cm) |
| CAT.7050-2 | CAT.7051-2 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | Small (18 - 20 cm) |
| CAT.7050-3 | CAT.7051-3 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | Medium (20 - 22 cm) |
| CAT.7050-4 | CAT.7051-4 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | Large (22 - 24 cm) |
| CAT.7050-5 | CAT.7051-5 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | 3/4 Finger | X-Large (24 - 27 cm) |
| CAT.7150-0 | CAT.7151-0 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | XX-Small (13 - 15 cm) |
| CAT.7150-1 | CAT.7151-1 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | X-Small (15 - 18 cm) |
| CAT.7150-2 | CAT.7151-2 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | Small (18 - 20 cm) |
| CAT.7150-3 | CAT.7151-3 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | Medium (20 - 22 cm) |
| CAT.7150-4 | CAT.7151-4 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | Large (22 - 24 cm) |
| CAT.7150-5 | CAT.7151-5 | EDEMA Light Gant anti-œdème | 1 | Fullfinger | X-Large (24 - 27 cm) |

*Déterminer la taille du gant: Mesurez la circonférence de votre main sans le pouce (mesure autour de l'articulation MCP) comme indiqué sur l'illustration en passant le mètre ruban, sans lacer, sur les articulations au milieu de la main..

La taille X-Large peut être commandée, mais est exclue du droit de retour.

EDEMA More – Gant anti-œdème

| No d'art. Beige | No d'art. Noir | Désignation | Classe de compression | Typ/Modèle | Taille* |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| CAT.8050-0 | CAT.8051-0 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | XX-Small (13 - 15 cm) |
| CAT.8050-1 | CAT.8051-1 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | X-Small (15 - 18 cm) |
| CAT.8050-2 | CAT.8051-2 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | Small (18 - 20 cm) |
| CAT.8050-3 | CAT.8051-3 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | Medium (20 - 22 cm) |
| CAT.8050-4 | CAT.8051-4 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | Large (22 - 24 cm) |
| CAT.8050-5 | CAT.8051-5 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | 3/4 Finger | X-Large (24 - 27 cm) |
| CAT.8150-0 | CAT.8151-0 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | XX-Small (13 - 15 cm) |
| CAT.8150-1 | CAT.8151-1 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | X-Small (15 - 18 cm) |
| CAT.8150-2 | CAT.8151-2 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | Small (18 - 20 cm) |
| CAT.8150-3 | CAT.8151-3 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | Medium (20 - 22 cm) |
| CAT.8150-4 | CAT.8151-4 | EDEMA More Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | Large (22 - 24 cm) |
| CAT.8150-5 | CAT.8151-5 | EDEMA Medium Gant anti-œdème | 2 | Fullfinger | X-Large (24 - 27 cm) |

La taille X-Large peut être commandée, mais est exclue du droit de retour.

FASTECH® Rubans de velours et ruban crochet micro-bande auto-adhésive



Produit

Fonction

Permet ouvertures et fermetures multiples sans perdre l'adhérence.

| No d'art. | Désignation | Couleur |
|-----------|---|---------|
| F2525LBW | Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m | Bleu |
| F2525LSW | Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m | Noir |
| F5025LBW | Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m | Bleu |
| F5025LSW | Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m | Noir |
| F5025LJB | Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m | Bleu |
| F5025LJS | Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m | Noir |
| F2525LJB | Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m | Bleu |
| F2525LJS | Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m | Noir |

Bande de crochet micro – Profile bas: a utiliser pour la fixation du rembourrage

| | |
|--------------|--|
| F866 2025HWK | Bande de crochet micro auto-adhésive, 20 mm x 25 m |
| F866 5025HNC | Bande de crochet micro auto-adhésive, 50 mm x 25 m |

Produit

Ruban Back to Back



Produit

Fonction

Pour l'extension de la durée de vie des bandages.

Avantages

Ruban velours/crochet, double-face.

| No d'art. | Désignation |
|-----------|---|
| F5010BTB | Ruban velours/crochet, double-face, noir, 5 cm x 10 m |

Bandages tubulaires rembourrés

Bandage tubulaire rembourré en tissu éponge élastique



| No d'art. | Matériau | Taille |
|---|------------------------------|--------------|
| Bandage tubulaire rembourré (tissu éponge élastique) | | |
| 91 00 04 | 100 % coton, anti-allergique | 4 cm x 5 m |
| 91 00 06 | 100 % coton, anti-allergique | 6 cm x 10 m |
| 91 00 08 | 100 % coton, anti-allergique | 8 cm x 10 m |
| 91 00 10 | 100 % coton, anti-allergique | 10 cm x 10 m |
| 91 00 12 | 100 % coton, anti-allergique | 12 cm x 10 m |

Bandage tubulaire en tricot



| Bandage tubulaire rembourré main/bras (tissu éponge élastique) | | |
|---|----------------------------|-----------|
| 91 00 21 | 93 % coton / 7 % polyamide | 6 x 35 cm |
| 91 00 22 | 93 % coton / 7 % polyamide | 6 x 50 cm |
| 91 00 24 | 93 % coton / 7 % polyamide | 6 x 80 cm |

Bandage tubulaire en tricot

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 91 15 71 | 100 % coton | 4.5 cm x 10 m |
| 91 15 72 | 100 % coton | 7 cm x 10 m |
| 91 15 73 | 100 % coton | 9 cm x 10 m |

Tricot main/bras/pouce

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| 91 10 18 | 98 % coton / 2 % lycra (main/pouce) | 6.5 x 18 cm |
| 91 10 45 | 98 % coton / 2 % lycra (main/bras) | 6.5 x 45 cm |
| 91 10 60 | 98 % coton / 2 % lycra (main/bras) | 6.5 x 60 cm |
| 91 10 75 | 98 % coton / 2 % lycra (main/bras) | 6.5 x 75 cm |

Bandage tricot élastique

| | | |
|----------|--|--------------|
| 91 15 75 | 95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé | 4 cm x 10 m |
| 91 15 76 | 95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé | 7 cm x 10 m |
| 91 15 77 | 95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé | 10 cm x 10 m |

Bandage tubulaire tricot synthétique

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------|
| 90 00 02 | Fil de polyester doux, imperméable | 2.5 cm x 23 m |
| 90 00 05 | Fil de polyester doux, imperméable | 5 cm x 23 m |
| 90 00 07 | Fil de polyester doux, imperméable | 7.5 cm x 23 m |
| 90 00 10 | Fil de polyester doux, imperméable | 10 cm x 23 m |

Recouvrement d'attelle de pouce

| | | |
|--------|---|-------------|
| 7444 | Coton Polyester (Daumen) (10 pc.) | 7.5 x 15 cm |
| 744401 | Coton Polyester (Handgelenk/Hand) (10 pc.) | 7.5 x 33 cm |
| 744402 | Coton Polyester (Handgelenk/Hand/Daumen) (10 pc.) | 7.5 x 33 cm |



Recouvrement d'attelle de pouce

Vulkan® Pro-Grip



Produit

En raison de la forte compression, convient également comme fermeture.

- Matériau: 80 % coton, 12 % Elasthane, 8 % Polyamide
- Lavable à la main à 20 °C

| No d'art. | Désignation | Taille | Circonférence |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| PAT.091267723 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire A | 4.2 cm x 10 m | 10 - 12 cm |
| PAT.091267798 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire B | 6.25 cm x 10 m | 12 - 14 cm |
| PAT.091267814 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire C | 6.72 cm x 10 m | 15 - 25 cm |
| PAT.091267830 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire D | 7 cm x 10 m | 26 - 35 cm |
| PAT.091267848 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire E | 8.75 cm x 10 m | 36 - 45 cm |
| PAT.091267863 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire F | 10 cm x 10 m | 45 - 50 cm |
| PAT.091267889 | Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire G | 12 cm x 10 m | 51 - 60 cm |

Spray rafraîchissant Medicoool



Indication

- Effect refroidissant instantané une fois vaporisé sur la peau.
- Soulagement en cas de blessures mineures.
- Pulvérisation avec précision.
- Pour un refroidissement rapide dans la construction d'orthèses.

Produit

| No d'art. | Désignation |
|-----------|---------------------------------------|
| 600-100 | Spray rafraîchissant Medicoool 300 ml |

Rol-Flex Bandage cohésive souple



Ce pansement auto-adhésif de haute qualité assure compression et soutien. Il peut être utilisé pour fixer des bandages et des orthèses. Adhère sur lui-même, pas à la peau, et reste en place sans l'utilisation de clips. Maintient une compression uniforme avec support antidérapant qui ne se relâche pas, même en cas d'activités ardues. (Contient du latex)

Produit

Avantages

- Léger et frais • Non stérile.

| No d'art. Crème | No d'art. Blanc | No d'art. Bleu | No d'art. Rouge | Unité | Taille |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| PAT.091067503 | PAT.091067578 | PAT.091067636 | PAT.091067693 | 30 rouleaux | 2.5 cm x 4.6 m |
| PAT.091041391 | - | PAT.091041425 | - | 48 rouleaux | 3.8 cm x 4.6 m |
| - | - | PAT.091067644 | PAT.091067701 | 36 rouleaux | 5.1 cm x 4.6 m |
| PAT.091067529 | - | - | - | 24 rouleaux | 7.6 cm x 4.6 m |
| - | - | PAT.091067669 | - | 18 rouleaux | 10.2 cm x 4.6 m |

X-LITE® PLUS



Changement de nom – Le matériel reste inchangé.

Avantages

- Extrêmement léger et laisse passer l'air.
- La surface de l'attelle est perçue comme très agréable sur la peau
- le matériel épouse parfaitement les contours de la main.
- Les attelles sont très stables, si l'on utilise le X-LITE PLUS® en 2 couches.
- Perméable à l'air et évite ainsi au patient de transpirer.

Produit

| No d'art. Unité 2 pc. | No d'art. Unité 5 pc. | No d'art. Unité 10 pc. | No d'art. Unité 20 pc. | Couleur | Taille |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| - | 647110000 | - | - | Rouge | 2.5 cm x 1.8 m |
| - | 647210000 | - | - | Bleu | 2.5 cm x 1.8 m |
| 647080000 | - | 647070000 | - | Blanc | 15 cm x 1.8 m |
| 647180000 | - | 647170000 | - | Rouge | 15 cm x 1.8 m |
| 647280000 | - | 647270000 | - | Bleu | 15 cm x 1.8 m |
| 647380000 | - | 647370000 | - | Noir | 15 cm x 1.8 m |
| 647480000 | - | 647470000 | - | Hot Pink | 15 cm x 1.8 m |

Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique

| No d'art. | Désignation | Taille | Unité |
|-----------|---|------------|-------|
| 641950000 | Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc | 5 x 50 cm | 5 pc. |
| 641960000 | Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc | 5 x 500 cm | 1 pc. |
| 641970000 | Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, noir | 5 x 50 cm | 5 pc. |

Produit

Rolyan Quick Cast 2



Produit

Fonction

Le bandage parfait pour la construction d'attelles ou pour plâtrer des doigts. Il peut être adapté directement sur la peau du patient. Ne nécessite pas de matériel de protection pour la peau (rembourrages).

Indication

Arthrite • Réduction d'œdèmes • Doigt Mallet • Attelles pour le pouce • Toute sorte d'immobilisation et stabilisation

Avantages

- A un effet de mémoire
- Bandage polymère

| No d'art. | Désignation | Taille |
|---------------|-----------------------|----------------|
| PAT.091532803 | Rolyan Quick Cast Box | 2.5 cm x 3.7 m |

Thermoplaste – Klarity KS



Produit

Matériel et maîtrise

Ajustement parfait et fortement perforé. Peut être ajusté facilement et en détail et garde sa forme sans renfort. Très bonne stabilité.

Travail


Se colle sur lui-même. Température de l'eau: 70 °C
Les trous sur le bord sont faciles à étaler.

Avantages

- Aucun matériau sans mémoire ne possède une aussi grande perforation.
- Haute précision d'ajustement, sans empreintes digitales.

| No d'art. | Désignation | Unité |
|--------------|--|-------|
| KLA.KS3219 | Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm | 1 pc. |
| KLA.KS3219-4 | Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm | 1 pc. |

Thermoplaste – B-Cast



Produit

Matériel et maîtrise

Lisse, multi- ou micro perforation. Matériel avec mémoire lente. Très souple. Garde rapidement sa forme. Se laisse bien étirer lors du processus de préparation.

Travail


Se colle sur lui-même, éventuellement rechauffer à l'aide du pistolet à air chaud.
Température de l'eau: 70 °C. Si la préparation échoue, vous remettez l'orthèse dans l'eau et le matériel retourne dans sa forme originale.

Avantages

- Ce matériel a une mémoire qui ressemble au Polyform ou Ezeform.
- Adaptation parfaite sans empreintes digitales.
- Adaptée pour les thérapeutes avec peu d'expériences.

| No d'art. | Désignation |
|-----------|---|
| 32390 | B-CAST, 60 x 90 cm, blanc, multiperforation, 3.2 mm |
| 16145S | B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforation, 1.6 mm |
| 20145 | B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, microperforation, 2 mm |
| 20345 | B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, multiperforation, 2 mm |

Thermoplaste – Turbocast



Idéal pour orthèses de doigts. Matériau thermoplastique et recouvert d'une fine couche de mousse.

Avantages

- Très élastique quand est chaud il et ne colle pas sur lui-même.
- A une bonne stabilité.

Produit

| No d'art. | Désignation | Couleur |
|-----------|--|---------|
| TC0810 | Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm | Beige |
| TC0812 | Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm | Bleu |
| TC1610S | Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm | Beige |
| TC1612C | Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm | Bleu |
| TC2520 | Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm | Beige |
| TC2522 | Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm | Bleu |
| TC2523 | Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm | Vert |

Aquaplast-T



Matière facile à manipuler qui permet d'obtenir des orthèses très précises. 100 % mémoire de forme pour des remodelages répétés et des modifications de l'orthèse. Diminue les coûts et réduit le gaspillage en clinique.

Avantages

- Translucide quand chauffé, ce qui permet le repérage des surfaces et l'observation des points de pression lors du moulage.
- Bords faciles à lisser pour un meilleur confort du patient.
- Orthèses de main, poignet et pouce

Produit

Perforation

Optiperforation: 19 %, Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 30 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

4.8 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60-120 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

4 - 7 Minutes

| Désignation | Couleur | Unité | Épaisseur | No d'art. Pleine | No d'art. OptiPerf. | No d'art. UltraPerf. |
|------------------------|---------|-------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091068873 | PAT.091068972 | PAT.091068980 |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 4 pc. | 1.6 mm | PAT.091068881 | - | - |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 2 mm | PAT.091329085 | - | PAT.091329093 |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091069285 | PAT.091069012 | - |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 4 pc. | 2.4 mm | PAT.091069293 | - | - |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091068774 | PAT.091069038 | - |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 4 pc. | 3.2 mm | PAT.091068766 | - | - |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 4 pc. | 4.8 mm | PAT.091069368 | - | - |
| Aquaplast-T 61 x 91 cm | Blanc | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069335 | - | - |

| Désignation | Couleur | Unité | Épaisseur | No. d'art Perforation | Perfo-ration | No. d'art SuperPerf. | Perfo-ration |
|------------------------|---------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 1.6 mm | - | - | PAT.091068931 | 42 % |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091068741 | 2 % | PAT.091069319 | 38 % |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091068816 | 3 % | PAT.091068790 | 42 % |
| Aquaplast-T 46 x 61 cm | Blanc | 4 pc. | 3.2 mm | PAT.091068824 | 1 % | - | - |

Aquaplast-T Watercolors (46 x 61 cm)



Produit

Aquaplast-T Thermoplast est le matériau de choix pour la durabilité et la facilité de fabrication d'attelles pour les membres inférieurs (main, poignet). Livrable en couleurs vives pour accroître la volonté de coopérer, en particulier avec les enfants.

Perforation

Optiperforation: 19 %

Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 35 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

| Désignation | Couleur | Unité | Épais- seur | No d'art. Pleine | No d'art. OptiPerf. | No d'art. UltraPerf. |
|----------------------|-----------------|-------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Aquaplast Watercolor | Beige | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091068899 | PAT.091068907 | PAT.091068915 |
| Aquaplast Watercolor | Beige | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091069046 | PAT.091069053 | - |
| Aquaplast Watercolor | Beige | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091068832 | PAT.091068857 | - |
| Aquaplast Watercolor | Rouge | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091067404 | - | PAT.091069608 |
| Aquaplast Watercolor | Rouge | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091069582 | PAT.091069590 | - |
| Aquaplast Watercolor | Rouge | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069558 | PAT.091069574 | - |
| Aquaplast Watercolor | Rouge | 4 pc. | 3.2 mm | PAT.091169044 | PAT.091169051 | - |
| Aquaplast Watercolor | Lavande | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091018142 | PAT.091018159 | PAT.091018167 |
| Aquaplast Watercolor | Lavande | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091018100 | PAT.091018126 | - |
| Aquaplast Watercolor | Violet | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091067412 | - | PAT.091069533 |
| Aquaplast Watercolor | Violet | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091069509 | PAT.091069525 | - |
| Aquaplast Watercolor | Violet | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069475 | PAT.091069491 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091016518 | PAT.091016526 | PAT.091016534 |
| Aquaplast Watercolor | Bleu | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091016468 | PAT.091016484 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu électrique | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091069798 | PAT.091069822 | PAT.091069830 |
| Aquaplast Watercolor | Bleu électrique | 1 pc. | 2.4 mm | PAT.091544709 | PAT.091544717 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu électrique | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069459 | PAT.091069467 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu pastel | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091067420 | - | PAT.091069640 |
| Aquaplast Watercolor | Bleu pastel | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069749 | PAT.091069632 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu métal. | 1 pc. | 1.6 mm | - | - | PAT.091551613 |
| Aquaplast Watercolor | Bleu métal. | 1 pc. | 2.4 mm | - | - | PAT.091521293 |
| Aquaplast Watercolor | Bleu métal. | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091513852 | PAT.091513878 | - |
| Aquaplast Watercolor | Bleu métal. | 4 pc. | 3.2mm | - | PAT.091549195 | - |
| Aquaplast Watercolor | Vert pomme | 1 pc. | 1.6 mm | PAT.091067438 | - | PAT.091069624 |
| Aquaplast Watercolor | Vert pomme | 1 pc. | 3.2 mm | PAT.091069905 | PAT.091069616 | - |
| Aquaplast Watercolor | Argent | 1 pc. | 1.6 mm | - | - | PAT.091551647 |
| Aquaplast Watercolor | Argent | 1 | 2.4 mm | - | PAT.091182492 | PAT.091521301 |
| Aquaplast Watercolor | Argent | 1 | 3.2 mm | PAT.091513845 | PAT.091513860 | - |
| Aquaplast Watercolor | Argent | 4 | 3.2 mm | - | PAT.091549179 | - |
| Aquaplast Watercolor | Noir | 1 | 1.6 mm | PAT.091069707 | PAT.091069715 | PAT.091069723 |
| Aquaplast Watercolor | Noir | 1 | 3.2 mm | PAT.091069764 | PAT.091069681 | - |
| Aquaplast Watercolor | Noir | 4 | 3.2 mm | PAT.091169010 | PAT.091169036 | - |

Silicon Erkoton 20



Produit

Indication

Traitement des cicatrices, allègement en cas de choc, corrections d'attelles.

Fonction

Réduction de formation de cicatrices. Traitement des cicatrices. Protection contre vibrations. Allègement en cas de pression ou chocs.

Avantages

- Facile à l'utilisation: En mélangeant les deux composants (1 + 1).
- Applicable aussi sur une surface concave (surface intérieur de la main).
- Lavable avec eau chaude.
- Très souple et contact optimale sur la peau sans points de pression.
- Parfaite reproduction des détails.
- Très stable et haute élasticité.
- Température de stockage: 20 - 25 °C

| No d'art. | Désignation | Unité |
|-----------|-------------|---|
| 413 820 | Erkoton 20 | 2 x 100 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères |
| 413 825 | Erkoton 20 | 2 x 400 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères |

Bacs chauffants Heuser



Produit

Les bacs d'eau Heuser sont de haute qualité et sont fabriqués en Allemagne.

Fonction

Réchauffement et maintien au chaud de matériaux thermoplastiques.

Equipement

- Boîtier extérieur autoportant en acier inoxydable structuré
- Couvercle avec barre horizontale; Aide de levage
- Isolation énergétique contre la perte de chaleur
- Régulation électronique de la température avec affichage sur écran numérique
- Mesure de la température directement dans l'eau
- Evacuation de l'eau par un robinet hémisphérique chromé sur le devant du bac chauffant
- Grille amovible en acier inoxydable

| No d'art. | Désignation | Dimensions intérieures | Dimensions extérieures | Contenu |
|-----------|---------------|------------------------|------------------------|-----------|
| WB-485 | Bac chauffant | 48.5. x 35 x 13 cm | 57 x 42 x 28 cm | 20 litres |
| WB-500 | Bac chauffant | 50 x 30 x 20 cm | 57.5 x 36.5 x 35.5 cm | 30 litres |
| WB-590 | Bac chauffant | 59 x 40 x 10 cm | 67.5 x 47 x 25 cm | 25 litres |

Rolyan® Bacs chauffants



9 litres, poids: 5 Kg



28 litres, poids: 10.8 Kg



56 litres, poids: 18.3 Kg

Ces bacs chauffants à affiche digitale sont de construction solide en acier inoxydable. Des poignées de saisie encastrées facilitent le transport.

Avantages

- Couvercle inclus
- 2 ans de garantie
- Disponibles en 3 grandeurs

Bac à 56 litres

Avec couvercle amovible en deux parties, pendant qu'un couvercle, donc une moitié du bassin reste fermé, l'autre moitié reste ouverte.

Produits

| No d'art. | Désignation | Dimensions intérieures | Dimensions extérieures | Contenu |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| PAT.091130582 | Bac chauffant | 50 (L) x 30 (P) x 6.5 cm (H) | 54 (L) x 33 (P) x 14.5 cm (H) | 9 litre |
| PAT.091130442 | Bac chauffant | 62 (L) x 50 (P) x 20 cm (H) | 66 (L) x 54 (P) x 26 cm (H) | 28 litre |
| PAT.091184803 | Bac chauffant | 54 (L) x 33 (P) x 20 cm (H) | 62 (L) x 50 (P) x 29 cm (H) | 56 litre |

Bain à paraffine Therabath® Professional



Produit

Le bain de paraffine Therabath® Professional est considéré dans le monde entier comme le premier choix des fournisseurs professionnels. La chaleur pénétrante stimule la circulation sanguine, atténue les légères rigidités, les douleurs articulaires et détend la tension musculaire. La paraffine chaude agit également comme hydratant pour une peau plus saine et plus douce.

Avantages

- Peut fonctionner pendant 24 heures
- Couvercle, grille et câble d'alimentation inclus.
- Capacité: 2.72 Kg
- Zone de température: 51.6 °C - 57.2 °C

| No d'art. | Désignation | Dimensions |
|---------------|--|-----------------------------------|
| PAT.091141944 | Bain à paraffine Therabath® Professional | 36.2 (L) x 21.6 (P) x 19.7 cm (H) |

Paraffine



Produit

Paraffin zum Nachfüllen in drei Variationen.

- Filtrée 3 fois pour être purifiée
- Extrêmement pure
- Doux, malléable et ne colle pas

Gants 100 % cotton

- Lavables en machine.

Sacs de protection pour main et pied

- A usage unique

| No d'art. | Désignation | Unité |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| PAT.091141969 | Therabath Paraffine, vert amande | 6 sachets de 454 g |
| PAT.091141977 | Therabath Paraffine, non-parfumée | 6 sachets de 454 g |
| PAT.091141985 | Therabath Paraffine, lavande | 6 sachets de 454 g |
| PAT.091141993 | Gants en cotton | Paire de gants |
| PAT.091142017 | Sacs pour main/pied | 100 pc. |

Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser



100 %
sans latex



Produit

Renforce individuellement le développement de la force des doigts et de la main, améliorer la flexibilité et la coordination. Exerce toute la main et l'avant-bras.

- Poignée avec 4 rouleaux individuels pour les doigts (rouge)
- Poignée fixe (vert)
- Poignée avec rembourrage en rouleau (jaune)

| No d'art. | Désignation | Couleur |
|-----------|--|---------|
| 091550367 | Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser; Poignée fixe | Vert |
| 091550359 | Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée 4 rouleaux indiv. | Rouge |
| 091550383 | Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée rouleaux | Jaune |
| 091550391 | Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Set avec 3 poignées | - |

Mini appareil de massage



Produit

Compact mais puissant, ce mini appareil de massage à 3 têtes pour un massage centré ou un massage de zones spécifiques. L'embout peut être retiré pour un massage sur des zones plus larges.

- L'appareil de massage vibre approximativement à 5500 cycles par minute.
- Batterie incluse

| Quantité | Rabais |
|------------|--------|
| Dès 6 pc. | 15 % |
| Dès 12 pc. | 30 % |

| No d'art. | Désignation |
|-----------|---------------|
| AA9200A | Mini Massager |

Balles de massage



Produit

Les balles de massage hérisson activent avec des mouvements circulaires, différent zones de réflexes du corps. Soulage la tension et stimule la circulation sanguine. Choisissez la grandeur des balles individuellement, selon la grandeur de la main.

| No d'art. | Diamètre | Couleur |
|---------------|----------|---------|
| PAT.091124346 | 6 cm | Orange |
| PAT.091124353 | 7 cm | Vert |
| PAT.091124361 | 8 cm | Jaune |
| PAT.091124379 | 9 cm | Rouge |
| PAT.091124387 | 10 cm | Bleu |

MECRON Elastic Tape et Elastic Tape Strong

Tape élastique à visée thérapeutique et sportive.



remise par quantité


| Quantité | Remise |
|-------------|--------|
| 6 rouleaux | 7 % |
| 12 rouleaux | 13 % |
| 24 rouleaux | 19 % |
| 36 rouleaux | 23 % |
| 48 rouleaux | 27 % |
| 60 rouleaux | 30 % |

Produit

- Contre les douleurs musculaires
- Amélioration de la performance grâce à une stimulation continue
- Stimulation des voies nerveuses
- Stimulation de la circulation sanguine
- Stimulation du travail musculaire et tendineux
- Élastique et extensible de 30 %
- Elastic Tape Strong surtout pour les sportifs avec une grande force d'adhérence

| No d'art. | Désignation | Couleur | Largeur | Longueur |
|-----------|----------------------------|-----------|---------|----------|
| DAR.DKT-B | Mecron Elastic Tape | Bleu | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-R | Mecron Elastic Tape | Rouge | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-S | Mecron Elastic Tape | Noir | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-H | Mecron Elastic Tape | Beige | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-G | Mecron Elastic Tape | Jaune | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-P | Mecron Elastic Tape Strong | Rose | 5 cm | 5 m |
| DAR.DKT-L | Mecron Elastic Tape Strong | Turquoise | 5 cm | 5 m |

MECRON X-Patch Tape



100 % sans latex

Le MECRON X-Patch Tape convient au traitement des points douloureux et trigger, ainsi que des méridiens d'acupuncture. Egalement pour la décongestion des fascias collés et pour assouplir les cicatrices sèches.

- Résistant à l'eau
- Peut être utilisé sans problème pendant plusieurs jours
- Ne contient aucun principe actif
- Recouvert d'un tissu en nylon rigide doté d'une masse adhésive en acrylique
- Disponible en trois tailles de 20 feuilles chacune

| No d'art. | Désignation | Taille | Unité d'emballage |
|-----------|---------------------|--------------|-----------------------|
| DAR.DGT-3 | MECRON X-Patch Tape | 5.2 x 4.5 cm | 20 feuilles à 2 Tapes |
| DAR.DGT-1 | MECRON X-Patch Tape | 2.8 x 2.1 cm | 20 feuilles à 9 Tapes |
| DAR.DGT-2 | MECRON X-Patch Tape | 3.5 x 2.5 cm | 20 feuilles à 6 Tapes |

Produit

Monofilaments Aesthesio



Capteur pour tester la sensibilité de la peau et déterminer les effets sur les nerfs périphériques.

| No d'art. | Désignation | Unité |
|----------------|--|-------|
| AES.514000-5C | Set avec 5 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65 | Set |
| AES.514000-6C | Set avec 6 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65 | Set |
| AES.514000-20C | Set avec 20 Monofilaments | Set |
| | Monofilament disponible en différentes grandeurs | pc. |

Produit

Vous trouverez les informations des produits respectifs dans les indications du fabricant.

Prix hors taxe. Sous réserve de modifications de prix.

1.16.F.07_Handreha (08.2021)

Distribution par:

Orthopartner AG · Produits médicaux et hospitaliers · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

