



La santé nécessite confiance.

Boutique en ligne
avec plus de 2'000 articles
www.orthopartner.ch

Supplément rééducation de la main

Catell Comfort Cool – Support de pouce

100 %
sans latex



L'attelle de pouce Comfort Cool de Catell soutient les articulations CMC1 et MP et offre également un soutien léger du poignet. La sangle supplémentaire autour de la base du pouce augmente la stabilité et peut être coupée individuellement. L'orthèse peut également être utilisée à des fins préventives pour les mouvements lourds ou répétitifs.

Fonction

- Soutien de l'articulation CMC1 et MP
- Soutien léger du poignet

Indication

Douleur à la base du pouce • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Avantages

- La sangle supplémentaire peut être coupée à la taille voulue
- Lavable à 40° C
- Sans latex



No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonf. poignet
CAT.7946-31	CAT.7946-21	Catell Comfort Cool	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7946-32	CAT.7946-22	Catell Comfort Cool	Small	14 - 16 cm
CAT.7946-33	CAT.7946-23	Catell Comfort Cool	Medium	16 - 18 cm
CAT.7946-34	CAT.7946-24	Catell Comfort Cool	Large	18 - 20 cm
CAT.7946-35	CAT.7946-25	Catell Comfort Cool	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7946-36	CAT.7946-26	Catell Comfort Cool	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Lacy Stabil – Orthèse de poignet

100 %
sans latex



L'orthèse de poignet Catell Lacy Stabil soutient la main, le poignet et l'avant-bras après une blessure, une opération, une douleur chronique, de l'arthrose ou des problèmes de surmenage.

L'orthèse peut également être utilisée à des fins préventives pour les mouvements lourds ou répétitifs.

Fonction

- Stabiliser et soulager

Indication

Douleur au poignet ou à l'avant-bras • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Plus

- Solution de laçage facile à utiliser
- 2 ressorts hélicoïdaux dorsaux amovibles
- Ressorts Volar en aluminium malléable
- Ressort spiral Ulnar amovible

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Taille	Circonf. poignet
CAT.7720-31	CAT.7720-21	Catell Lacy Stabil	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7720-32	CAT.7720-22	Catell Lacy Stabil	Small	14 - 16 cm
CAT.7720-33	CAT.7720-23	Catell Lacy Stabil	Medium	16 - 18 cm
CAT.7720-34	CAT.7720-24	Catell Lacy Stabil	Large	18 - 20 cm
CAT.7720-35	CAT.7720-25	Catell Lacy Stabil	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7720-36	CAT.7720-26	Catell Lacy Stabil	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Lacy Short Stabil – Orthèse de poignet

100 %
sans latex



L'orthèse de poignet Catell Lacy Short Stabil soutient le poignet en cas de douleurs au poignet. La conception sans attelle permet une certaine liberté de mouvement et facilite le travail au clavier, par exemple.

Fonction

- Support de poignet

Indication

Douleur au poignet • Après les blessures • Après les opérations • Douleur chronique • Arthrose • Surutilisation • Préventif

Avantages

- Sans attelle, facilite le travail au clavier.
- Solution de laçage facile à appliquer

No d'art. droite	No d'art. gauche	Désignation	Couleur	Taille	Circonf. poignet
CAT.7706-30	CAT.7706-20	Catell Lacy Short Stabil	Noir	XX-Small	10 - 12 cm
CAT.7706-31	CAT.7706-21	Catell Lacy Short Stabil	Noir	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7706-32	CAT.7706-22	Catell Lacy Short Stabil	Noir	Small	14 - 16 cm
CAT.7706-33	CAT.7706-23	Catell Lacy Short Stabil	Noir	Medium	16 - 18 cm
CAT.7706-34	CAT.7706-24	Catell Lacy Short Stabil	Noir	Large	18 - 20 cm
CAT.7706-35	CAT.7706-25	Catell Lacy Short Stabil	Noir	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7706-36	CAT.7706-26	Catell Lacy Short Stabil	Noir	XX-Large	22 - 24 cm
CAT.7706-10	CAT.7706-00	Catell Lacy Short Stabil	Beige	XX-Small	10 - 12 cm
CAT.7706-11	CAT.7706-01	Catell Lacy Short Stabil	Beige	X-Small	12 - 14 cm
CAT.7706-12	CAT.7706-02	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Small	14 - 16 cm
CAT.7706-13	CAT.7706-03	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Medium	16 - 18 cm
CAT.7706-14	CAT.7706-04	Catell Lacy Short Stabil	Beige	Large	18 - 20 cm
CAT.7706-15	CAT.7706-05	Catell Lacy Short Stabil	Beige	X-Large	20 - 22 cm
CAT.7706-16	CAT.7706-06	Catell Lacy Short Stabil	Beige	XX-Large	22 - 24 cm

Catell Finger Light – Manchon de doigt

100 %
sans latex



Les manchons de doigts de la maison Catell sont fabriqués dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra). La forme conique du manchon s'adapte parfaitement à l'anatomie du doigt. La longueur du manchon peut être ajustée au besoin à l'aide de ciseaux sans s'effiloche.

Classe de compression 1 - 2 (15 - 25 mmHg)

Fonction

- Compression

Indication

Oedème • Enflément

Avantages

- Peut être coupé sans s'effiloche
- En forme de cône
- Sans latex



No d'art.	Désignation	Taille	Circonf. distale	Circonf. proximale	Unité
CAT.7250-1	Catell Finger Light	X-Small	3 cm	5 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.7250-2	Catell Finger Light	Small	4 cm	6 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.7250-3	Catell Finger Light	Medium	5 cm	7 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.7250-4	Catell Finger Light	Large	6 cm	8 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.7250-5	Catell Finger Light	X-Large	7 cm	9 cm	3 pc.à 10 cm

Catell Finger More – Manchon de doigt

100 %
sans latex



Les manchons de doigts de la maison Catell sont fabriqués dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra). La forme conique du manchon s'adapte parfaitement à l'anatomie du doigt. La longueur du manchon peut être ajustée au besoin à l'aide de ciseaux sans s'effiloche.

Classe de compression 2 (23 - 32 mmHg)

Fonction

- Compression

Indication

Oedème • Enflément

Avantages

- Peut être coupé sans s'effiloche
- En forme de cône
- Sans latex



No d'art.	Désignation	Taille	Circonf. distale	Circonf. proximale	Unité
CAT.8250-1	Catell Finger More	X-Small	3 cm	5 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.8250-2	Catell Finger More	Small	4 cm	6 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.8250-3	Catell Finger More	Medium	5 cm	7 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.8250-4	Catell Finger More	Large	6 cm	8 cm	3 pc. à 10 cm
CAT.8250-5	Catell Finger More	X-Large	7 cm	9 cm	3 pc.à 10 cm

EDEMA Light & More – Gant anti-œdème



Le gant de compression/œdème bilatéral est fabriqué dans des matériaux souples et très élastiques (nylon, lycra) et ne contient pas de latex. Les coutures sur les côtés des doigts assurent une bonne adaptation à l'usage quotidien et un meilleur confort (la pression sur les zones sensibles est réduite au minimum). Les gants sont disponibles soit avec les doigts fermés, soit avec le bout des doigts jusqu'à l'extrémité de l'articulation du doigt.

Avantages

- Les coutures sont à l'extérieur pour minimiser la pression sur les zones sensibles.
- Liberté de mouvement malgré le gant de compression
- Peut être portée des deux côtés
- Sans latex

Plus

- Disponible en deux versions et deux couleurs
- Disponible en deux classes de compression:
Classe de compression 1 (15 - 25 mmHg)
Classe de compression 2 (23 - 32 mmHg)



No d'art. Beige	No d'art. Noir	Désignation	Classe de compression	Typ/Modèle	Taille*
CAT.7050-0	CAT.7051-0	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.7050-1	CAT.7051-1	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.7050-2	CAT.7051-2	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
CAT.7050-3	CAT.7051-3	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.7050-4	CAT.7051-4	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
CAT.7050-5	CAT.7051-5	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
CAT.7150-0	CAT.7151-0	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.7150-1	CAT.7151-1	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.7150-2	CAT.7151-2	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
CAT.7150-3	CAT.7151-3	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.7150-4	CAT.7151-4	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
CAT.7150-5	CAT.7151-5	EDEMA Light Gant anti-œdème	1	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)

*Déterminer la taille du gant: Mesurez la circonférence de votre main sans le pouce (mesure autour de l'articulation MCP) comme indiqué sur l'illustration en passant le mètre ruban, sans lacer, sur les articulations au milieu de la main..

EDEMA More – Gant anti-œdème

No d'art. Beige	No d'art. Noir	Désignation	Classe de compression	Typ/Modèle	Taille*
CAT.8050-0	CAT.8051-0	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.8050-1	CAT.8051-1	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.8050-2	CAT.8051-2	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Small (18 - 20 cm)
CAT.8050-3	CAT.8051-3	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.8050-4	CAT.8051-4	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	Large (22 - 24 cm)
CAT.8050-5	CAT.8051-5	EDEMA More Gant anti-œdème	2	3/4 Finger	X-Large (24 - 27 cm)
CAT.8150-0	CAT.8151-0	EDEMA More Gant anti-œdème	2	Fullfinger	XX-Small (13 - 15 cm)
CAT.8150-1	CAT.8151-1	EDEMA More Gant anti-œdème	2	Fullfinger	X-Small (15 - 18 cm)
CAT.8150-2	CAT.8151-2	EDEMA More Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Small (18 - 20 cm)
CAT.8150-3	CAT.8151-3	EDEMA More Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Medium (20 - 22 cm)
CAT.8150-4	CAT.8151-4	EDEMA More Gant anti-œdème	2	Fullfinger	Large (22 - 24 cm)
CAT.8150-5	CAT.8151-5	EDEMA Medium Gant anti-œdème	2	Fullfinger	X-Large (24 - 27 cm)



FASTECH® Rubans de velours et ruban crochet micro-bande auto-adhésive

Fonction

Permet ouvertures et fermetures multiples sans perdre l'adhérence.



No d'art.	Désignation	Couleur
F2525LBW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Bleu
F2525LSW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Noir
F5025LBW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Bleu
F5025LSW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Noir
F5025LJB	Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m	Bleu
F5025LJS	Ruban de velours standard, 50 mm x 25 m	Noir
F2525LJB	Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m	Bleu
F2525LJS	Ruban de velours standard, 25 mm x 25 m	Noir



Bande de crochet micro – Profile bas: a utiliser pour la fixation du rembourrage

F866 2025HWK	Bande de crochet micro auto-adhésive, 20 mm x 25 m
F866 5025HNC	Bande de crochet micro auto-adhésive, 50 mm x 25 m

Ruban Back to Back

Fonction

Pour l'extension de la durée de vie des bandages.

Avantages

Ruban velours/crochet, double-face.



No d'art.	Désignation
F5010BTB	Ruban velours/crochet, double-face, noir, 5 cm x 10 m

Bandages tubulaires rembourrés



Bandage tubulaire rembourré en tissu éponge élastique



Bandage tubulaire en tricot



Recouvrement d'attelle de pouce



No d'art.	Matériau	Taille
Bandage tubulaire rembourré (tissu éponge élastique)		
91 00 04	100 % coton, anti-allergique	4 cm x 5 m
91 00 06	100 % coton, anti-allergique	6 cm x 10 m
91 00 08	100 % coton, anti-allergique	8 cm x 10 m
91 00 10	100 % coton, anti-allergique	10 cm x 10 m
91 00 12	100 % coton, anti-allergique	12 cm x 10 m

Bandage tubulaire rembourré main/bras (tissu éponge élastique)		
91 00 21	93 % coton / 7 % polyamide	6 x 35 cm
91 00 22	93 % coton / 7 % polyamide	6 x 50 cm
91 00 24	93 % coton / 7 % polyamide	6 x 80 cm

Bandage tubulaire en tricot		
91 15 71	100 % coton	4.5 cm x 10 m
91 15 72	100 % coton	7 cm x 10 m
91 15 73	100 % coton	9 cm x 10 m

Tricot main/bras/pouce		
91 10 18	98 % coton / 2 % lycra (main/pouce)	6.5 x 18 cm
91 10 45	98 % coton / 2 % lycra (main/bras)	6.5 x 45 cm
91 10 60	98 % coton / 2 % lycra (main/bras)	6.5 x 60 cm
91 10 75	98 % coton / 2 % lycra (main/bras)	6.5 x 75 cm

Bandage tricot élastique		
91 15 75	95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé	4 cm x 10 m
91 15 76	95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé	7 cm x 10 m
91 15 77	95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé	10 cm x 10 m

Bandage tubulaire tricot synthétique		
90 00 02	Fil de polyester doux, imperméable	2.5 cm x 23 m
90 00 05	Fil de polyester doux, imperméable	5 cm x 23 m
90 00 07	Fil de polyester doux, imperméable	7.5 cm x 23 m
90 00 10	Fil de polyester doux, imperméable	10 cm x 23 m

Recouvrement d'attelle de pouce		
7444	Coton Polyester (Daumen) (10 pc.)	7.5 x 15 cm
744401	Coton Polyester (Handgelenk/Hand) (10 pc.)	7.5 x 33 cm
744402	Coton Polyester (Handgelenk/Hand/Daumen) (10 pc.)	7.5 x 33 cm

Vulkan® Pro-Grip



En raison de la forte compression, convient également comme fermeture.

- Matériau: 80 % coton, 12 % Elasthane, 8 % Polyamide
- Lavable à la main à 20 °C

No d'art.	Désignation	Taille	Circonférence
PAT.091267814	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire C	6.72 cm x 10 m	15 - 25 cm
PAT.091267830	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire D	7 cm x 10 m	26 - 35 cm
PAT.091267848	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire E	8.75 cm x 10 m	36 - 45 cm
PAT.091267863	Vulkan® Pro-Grip Bandage tubulaire F	10 cm x 10 m	45 - 50 cm

Rol-Flex Bandage cohésive souple



Ce pansement auto-adhésif de haute qualité assure compression et soutien. Il peut être utilisé pour fixer des bandages et des orthèses. Adhère sur lui-même, pas à la peau, et reste en place sans l'utilisation de clips. Maintient une compression uniforme avec support antidérapant qui ne se relâche pas, même en cas d'activités ardues. (Contient du latex)

Avantages

- Léger et frais
- Non stérile.

No d'art. Crème	No d'art. Blanc	No d'art. Bleu	No d'art. Rouge	Unité	Taille
PAT.091067503	PAT.091067578	PAT.091067636	PAT.091067693	30 rouleaux	2.5 cm x 4.6 m
PAT.091041391	-	PAT.091041425	-	48 rouleaux	3.8 cm x 4.6 m
-	-	PAT.091067644	PAT.091067701	36 rouleaux	5.1 cm x 4.6 m
PAT.091067529	-	-	-	24 rouleaux	7.6 cm x 4.6 m
-	-	-	-	18 rouleaux	10.2 cm x 4.6 m

X-LITE® PLUS



Changement de nom – Le matériel reste inchangé.

Avantages

- Extrêmement léger et laisse passer l'air.
- La surface de l'attelle est perçue comme très agréable sur la peau
- le matériel épouse parfaitement les contours de la main.
- Les attelles sont très stables, si l'on utilise le X-LITE PLUS® en 2 couches.
- Perméable à l'air et évite ainsi au patient de transpirer.

No d'art. unité 2 pc.	No d'art. unité 10 pc.	Couleur	Taille
647080000	647070000	Blanc	15 cm x 1.8 m
647180000	647170000	Rouge	15 cm x 1.8 m
647280000	647270000	Bleu	15 cm x 1.8 m
647380000	647370000	Noir	15 cm x 1.8 m
647480000	647470000	Hot Pink	15 cm x 1.8 m

Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique

No d'art.	Désignation	Taille	Unité
641950000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc	5 x 50 cm	5 pc.
641960000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, blanc	5 x 500 cm	1 pc.
641970000	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique, noir	5 x 50 cm	5 pc.

Rolyan Quick Cast 2



100%
sans latex

Fonction

Le bandage parfait pour la construction d'attelles ou pour plâtrer des doigts. Il peut être adapté directement sur la peau du patient. Ne nécessite pas de matériel de protection pour la peau (rembourrages).

Indication

Arthrite • Réduction d'œdèmes • Doigt Mallet • Attelles pour le pouce • Toute sorte d'immobilisation et stabilisation



Avantages

- A un effet de mémoire
- Bandage polymère

No d'art.	Désignation	Taille
PAT.091532803	Rolyan Quick Cast Box	2.5 cm x 3.7 m

Thermoplaste – Klarity KS



Matériel et maîtrise

Ajustement parfait et fortement perforé. Peut être ajusté facilement et en détail et garde sa forme sans renfort. Très bonne stabilité.

Travail

Se colle sur lui-même. Température de l'eau: 70 °C
Les trous sur le bord sont faciles à étaler.


Avantages

- Aucun matériau sans mémoire ne possède une aussi grande perforation.
- Haute précision d'ajustement, sans empreintes digitales.



No d'art.	Désignation	Unité
KLA.KS3219	Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm	1 pc.

Thermoplaste – B-Cast



Matériel et maîtrise

Lisse, multi- ou micro perforation. Matériel avec mémoire lente. Très souple. Garde rapidement sa forme. Se laisse bien étirer lors du processus de préparation.

Travail

Se colle sur lui-même, éventuellement rechauffer à l'aide du pistolet à air chaud.
Température de l'eau: 70 °C. Si la préparation échoue, vous remettez l'orthèse dans l'eau et le matériel retourne dans sa forme originale.


Avantages

- Ce matériel a une mémoire qui ressemble au Polyform ou Ezeform.
- Adaptation parfaite sans empreintes digitales.
- Adaptée pour les thérapeutes avec peu d'expériences.

No d'art.	Désignation
32390	B-CAST, 60 x 90 cm, blanc, multiperforation, 3.2 mm
16145S	B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforation, 1.6 mm
20145	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, microperforation, 2 mm
20345	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, multiperforation, 2 mm



Thermoplaste – Turbocast



Idéal pour orthèses de doigts. Matériau thermoplastique et recouvert d'une fine couche de mousse.

Avantages

- Très élastique quand est chaud il et ne colle pas sur lui-même.
- A une bonne stabilité.



No d'art.	Désignation	Couleur
TC0810	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Beige
TC0812	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Bleu
TC1610S	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Beige
TC1612C	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Bleu

Aquaplast-T



Matière facile à manipuler qui permet d'obtenir des orthèses très précises. 100 % mémoire de forme pour des remodelages répétés et des modifications de l'orthèse. Diminue les coûts et réduit le gaspillage en clinique.

Avantages

- Translucide quand chauffé, ce qui permet le repérage des surfaces et l'observation des points de pression lors du moulage.
- Bords faciles à lisser pour un meilleur confort du patient.
- Orthèses de main, poignet et pouce



Perforation

Optiperforation: 19 %, Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 30 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

4.8 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60-120 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

4 - 7 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No d'art. Pleine	No d'art. OptiPerf.	No d'art. UltraPerf.
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	PAT.091068873	PAT.091068972	PAT.091068980
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	1.6 mm	PAT.091068881	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2 mm	PAT.091329085	-	PAT.091329093
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069285	PAT.091069012	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	2.4 mm	PAT.091069293	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068774	PAT.091069038	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	PAT.091068766	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	4.8 mm	PAT.091069368	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069335	-	-

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No. d'art Perforation	Perfo-ration	No. d'art SuperPerf.	Perfo-ration
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091068931	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	PAT.091068741	2 %	PAT.091069319	38 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068816	3 %	PAT.091068790	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	PAT.091068824	1 %	-	-

Aquaplast-T Watercolors (46 x 61 cm)



Aquaplast-T Thermoplast est le matériau de choix pour la durabilité et la facilité de fabrication d'attelles pour les membres inférieurs (main, poignet). Livrable en couleurs vives pour accroître la volonté de coopérer, en particulier avec les enfants.

Perforation

Optiperforation: 19 %

Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 35 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Épais- seur	No d'art. Pleine	No d'art. OptiPerf.	No d'art. UltraPerf.
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	1.6 mm	PAT.091068899	PAT.091068907	PAT.091068915
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069046	PAT.091069053	-
Aquaplast Watercolor	Beige	1 pc.	3.2 mm	PAT.091068832	PAT.091068857	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067404	-	PAT.091069608
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069582	PAT.091069590	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069558	PAT.091069574	-
Aquaplast Watercolor	Rouge	4 pc.	3.2 mm	PAT.091169044	PAT.091169051	-
Aquaplast Watercolor	Lavande	1 pc.	1.6 mm	PAT.091018142	PAT.091018159	PAT.091018167
Aquaplast Watercolor	Lavande	1 pc.	3.2 mm	PAT.091018100	PAT.091018126	-
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067412	-	PAT.091069533
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	2.4 mm	PAT.091069509	PAT.091069525	-
Aquaplast Watercolor	Violet	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069475	PAT.091069491	-
Aquaplast Watercolor	Bleu	1 pc.	1.6 mm	PAT.091016518	PAT.091016526	PAT.091016534
Aquaplast Watercolor	Bleu	1 pc.	3.2 mm	PAT.091016468	PAT.091016484	-
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	1.6 mm	PAT.091069798	PAT.091069822	PAT.091069830
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	2.4 mm	PAT.091544709	PAT.091544717	-
Aquaplast Watercolor	Bleu électrique	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069459	PAT.091069467	-
Aquaplast Watercolor	Bleu pastel	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067420	-	-
Aquaplast Watercolor	Bleu pastel	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069749	PAT.091069632	-
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091551613
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	2.4 mm	-	-	PAT.091521293
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	1 pc.	3.2 mm	PAT.091513852	PAT.091513878	-
Aquaplast Watercolor	Bleu métal.	4 pc.	3.2mm	-	PAT.091549195	-
Aquaplast Watercolor	Vert pomme	1 pc.	1.6 mm	PAT.091067438	-	PAT.091069624
Aquaplast Watercolor	Vert pomme	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069905	PAT.091069616	-
Aquaplast Watercolor	Argent	1 pc.	1.6 mm	-	-	PAT.091551647
Aquaplast Watercolor	Argent	1 pc.	2.4 mm	-	-	PAT.091521301
Aquaplast Watercolor	Argent	1 pc.	3.2 mm	PAT.091513845	PAT.091513860	-
Aquaplast Watercolor	Argent	4 pc.	3.2 mm	-	PAT.091549179	-
Aquaplast Watercolor	Noir	1 pc.	1.6 mm	PAT.091069707	PAT.091069715	PAT.091069723
Aquaplast Watercolor	Noir	1 pc.	2.4 mm	-	PAT.091182492	-
Aquaplast Watercolor	Noir	1 pc.	3.2 mm	PAT.091069764	PAT.091069681	-
Aquaplast Watercolor	Noir	4 pc.	3.2 mm	PAT.091169010	PAT.091169036	-

Silicon Erkoton 20



Indication

Traitement des cicatrices, allègement en cas de choc, corrections d'attelles.

Fonction

Réduction de formation de cicatrices. Traitement des cicatrices. Protection contre vibrations. Allègement en cas de pression ou chocs.

Avantages

- Facile à l'utilisation: En mélangeant les deux composants (1 + 1).
- Applicable aussi sur une surface concave (surface intérieur de la main).
- Lavable avec eau chaude.
- Parfaite reproduction des détails.
- Très stable et haute élasticité.

No d'art.	Désignation	Unité
413 820	Erkoton 20	2 x 100 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères
413 825	Erkoton 20	2 x 400 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères

Sicasil®



Indication

Orthoplastie protectrice ou correctrice

Avantages

- Temps de mélange 30 secondes
- Polymérisation 3 à 5 minutes à 20° C
- Le ponçage est possible 24h après la polymérisation

No d'art.	Désignation	VPE*
0131	SICASIL®, Souple 20/25 Shore	Set à 2 Stk.
0132	SICASIL®, Super Souple 12/14 Shore	Set à 2 Stk.

Bacs chauffants Heuser



Les bacs d'eau Heuser sont de haute qualité et sont fabriqués en Allemagne.

Fonction

Réchauffement et maintien au chaud de matériaux thermoplastiques.

Equipement

- Boîtier extérieur autoportant en acier inoxydable structuré
- Couvercle avec barre horizontale; Aide de levage
- Régulation électronique de la température avec affichage sur écran numérique
- Mesure de la température directement dans l'eau
- Evacuation de l'eau par un robinet hémisphérique chromé sur le devant du bac chauffant
- Grille amovible en acier inoxydable

No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
WB-485	Bac chauffant	48.5. x 35 x 13 cm	57 x 42 x 28 cm	20 litres
WB-500	Bac chauffant	50 x 30 x 20 cm	57.5 x 36.5 x 35.5 cm	30 litres
WB-590	Bac chauffant	59 x 40 x 10 cm	67.5 x 47 x 25 cm	25 litres

Rolyan® Bacs chauffants



9 litres, poids: 5 Kg



28 litres, poids: 10.8 Kg



56 litres, poids: 18.3 Kg

Ces bacs chauffants à affiche digitale sont de construction solide en acier inoxydable. Des poignées de saisie encastrées facilitent le transport.

Avantages

- Couvercle inclus
- 2 ans de garantie
- Disponibles en 3 grandeurs

Bac à 56 litres

Avec couvercle amovible en deux parties, pendant qu'un couvercle, donc une moitié du bassin reste fermé, l'autre moitié reste ouverte.



No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
PAT.091130582	Bac chauffant	50 (L) x 30 (P) x 6.5 cm (H)	54 (L) x 33 (P) x 14.5 cm (H)	9 litre
PAT.091130442	Bac chauffant	62 (L) x 50 (P) x 20 cm (H)	66 (L) x 54 (P) x 26 cm (H)	28 litre
PAT.091184803	Bac chauffant	54 (L) x 33 (P) x 20 cm (H)	62 (L) x 50 (P) x 29 cm (H)	56 litre

Bain à paraffine Therabath® Professional



Le bain de paraffine Therabath® Professional est considéré dans le monde entier comme le premier choix des fournisseurs professionnels. La chaleur pénétrante stimule la circulation sanguine, atténue les légères rigidités, les douleurs articulaires et détend la tension musculaire. La paraffine chaude agit également comme hydratant pour une peau plus saine et plus douce.

Avantages

- Peut fonctionner pendant 24 heures
- Couvercle, grille et câble d'alimentation inclus.
- Capacité: 2.72 Kg
- Zone de température: 51.6 °C - 57.2 °C



No d'art.	Désignation	Dimensions
PAT.091141944	Bain à paraffine Therabath® Professional	36.2 (L) x 21.6 (P) x 19.7 cm (H)

Paraffine



Paraffine de recharge en trois variantes.

- Filtrée 3 fois pour être purifiée
- Extrêmement pure
- Doux, malléable et ne colle pas

Gants 100 % cotton

- Lavables en machine.

Sacs de protection pour main et pied

- A usage unique



No d'art.	Désignation	Unité
PAT.091141969	Therabath Paraffine, vert amande	6 sachets de 454 g
PAT.091141977	Therabath Paraffine, non-parfumée	6 sachets de 454 g
PAT.091141985	Therabath Paraffine, lavande	6 sachets de 454 g
PAT.091141993	Gants en cotton	Paire de gants
PAT.091142017	Sacs pour main/pied	100 pc.

Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser



100 %
sans latex



Renforce individuellement le développement de la force des doigts et de la main, améliorer la flexibilité et la coordination. Exerce toute la main et l'avant-bras.

- Poignée avec 4 rouleaux individuels pour les doigts (rouge)
- Poignée fixe (vert)
- Poignée avec rembourrage en rouleau (jaune)

No d'art.	Désignation	Couleur
091550367	Rolyan® Ultigrip Hand Exerciser; Poignée fixe	Vert
091550359	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée 4 rouleaux indiv.	Rouge
091550383	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Poignée rouleaux	Jaune
091550391	Rolyan® Ultigrip Finger Exerciser; Set avec 3 poignées	-

Mini appareil de massage



Compact mais puissant, ce mini appareil de massage à 3 têtes pour un massage concentré ou un massage de zones spécifiques. L'embout peut être retiré pour un massage sur des zones plus larges.

- L'appareil de massage vibre approximativement à 5500 cycles par minute.
- Batterie incluse

Quantité	Rabais
Dès 6 pc.	15 %
Dès 12 pc.	30 %

No d'art.	Désignation
AA9200A	Mini Massager

AFH® Miroir de thérapie Premium



Miroir de thérapie pour thérapies par miroir des extrémités supérieures. Le miroir est utilisé comme aide dans le traitement de la douleur du membre fantôme, des lésions nerveuses, du SDRC et d'autres diagnostics. Le miroir est donc l'une des nombreuses possibilités de traitement pour les thérapeutes en thérapie de la main.

- Disponible en deux tailles
- Bords arrondis pour éviter les blessures

No d'art.	Désignation	Taille
AFH.1450203-01	AFH® Miroir de thérapie Premium	Petit, 29.5 x 24 cm
AFH.1450202-01	AFH® Miroir de thérapie Premium	Moyen, 49.5 x 38.5 cm

AFH® Cartes illustrées Thérapie miroir main



Cartes illustrées pour le traitement thérapeutique des problèmes de contrôle de mouvements de la main.

Le jeu de cartes illustrées pour la thérapie par le miroir AFH® comprend 54 images de mains gauche et droite sur des cartes plastifiées robustes et un stylo non permanent pour écrire au dos des cartes.

No d'art.	Désignation
AFH.1340201	AFH® Cartes illustrées Thérapie miroir main

MECRON Elastic Tape et Elastic Tape Strong

Tape élastique à visée thérapeutique et sportive.



remise par quantité


Quantité	Remise
6 rouleaux	7 %
12 rouleaux	13 %
24 rouleaux	19 %
36 rouleaux	23 %
48 rouleaux	27 %
60 rouleaux	30 %



- Contre les douleurs musculaires
- Amélioration de la performance grâce à une stimulation continue
- Stimulation des voies nerveuses
- Stimulation de la circulation sanguine
- Stimulation du travail musculaire et tendineux
- Élastique et extensible de 30 %
- Elastic Tape Strong surtout pour les sportifs avec une grande force d'adhérence

No d'art.	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur
DAR.DKT-B	Mecron Elastic Tape	Bleu	5 cm	5 m
DAR.DKT-R	Mecron Elastic Tape	Rouge	5 cm	5 m
DAR.DKT-S	Mecron Elastic Tape	Noir	5 cm	5 m
DAR.DKT-H	Mecron Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
DAR.DKT-G	Mecron Elastic Tape	Jaune	5 cm	5 m
DAR.DKT-P	Mecron Elastic Tape Strong	Rose	5 cm	5 m
DAR.DKT-L	Mecron Elastic Tape Strong	Turquoise	5 cm	5 m

MECRON X-Patch Tape



100 % sans latex



Le MECRON X-Patch Tape convient au traitement des points douloureux et trigger, ainsi que des méridiens d'acupuncture. Egalement pour la décongestion des fascias collés et pour assouplir les cicatrices sèches.

- Résistant à l'eau
- Peut être utilisé sans problème pendant plusieurs jours
- Ne contient aucun principe actif
- Recouvert d'un tissu en nylon rigide doté d'une masse adhésive en acrylique
- Disponible en trois tailles de 20 feuilles chacune

No d'art.	Désignation	Taille	Unité d'emballage
DAR.DGT-3	MECRON X-Patch Tape	5.2 x 4.5 cm	20 feuilles à 2 Tapes
DAR.DGT-1	MECRON X-Patch Tape	2.8 x 2.1 cm	20 feuilles à 9 Tapes
DAR.DGT-2	MECRON X-Patch Tape	3.5 x 2.5 cm	20 feuilles à 6 Tapes

Balles de massage



Les balles de massage hérisson activent avec des mouvements circulaires, différent zones de réflexes du corps. Soulage la tension et stimule la circulation sanguine. Choisissez la grandeur des balles individuellement, selon la grandeur de la main.

No d'art.	Diamètre	Couleur
PAT.091124346	6 cm	Orange
PAT.091124353	7 cm	Vert
PAT.091124361	8 cm	Jaune
PAT.091124379	9 cm	Rouge
PAT.091124387	10 cm	Bleu

Monofilaments Aesthesio



Capteur pour tester la sensibilité de la peau et déterminer les effets sur les nerfs périphériques.

No d'art.	Désignation	Unité
AES.514000-5C	Set avec 5 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	Set
AES.514000-6C	Set avec 6 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65	Set
AES.514000-20C	Set avec 20 Monofilaments	Set
	Monofilament disponible en différentes grandeurs	pc.

Vous trouverez les informations des produits respectifs dans les indications du fabricant.

Prix hors taxe. Sous réserve de modifications de prix.

1.16.F.07_Handreha (01.2022)

Distribution par:

Orthopartner AG · Produits médicaux et hospitaliers · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

