



La santé nécessite confiance.

Supplément rééducation de la main

Nouvelle boutique
en ligne
avec plus de 2'000 articles
www.orthopartner.ch

Gant anti-oedème



100 %
sans latex

Indication

Traitement des oedèmes et cicatrices.

Fonction


Gant de compression qui exerce une pression de 23 - 32 mm HG mmHG.
Bout ouverts pour la conservation de la fonctionnalité.

Plus

- Matériel: 80 % nylon, 20 % spandex, sans latex
- L'élasticité bidirectionnelle permet des conditions de pression uniformes.
- Le gant est cousu à l'extérieur afin de garantir plus de confort et évite les points de pression.
- Génère une pression de approx. 23 - 32 mmHG, mesurer la circonférence du poignet MP.
- Lavable en machine à laver avec de l'eau froide. Sécher à l'air.
- Unisexe pour femme et homme
- Deux variantes disponibles: avec les doigts ouverts ou fermés

No d'art. doigts ouverts	No d'art. doigts fermés	Désignation	Taille	Unité
A5511	A5711	Gant anti-oedème	X-Small	Paire
A55111	A57111	Gant anti-oedème	X-Small	Gant gauche
A55112	A57112	Gant anti-oedème	X-Small	Gant droite
A5512	A5712	Gant anti-oedème	Small	Paire
A55121	A57121	Gant anti-oedème	Small	Gant gauche
A55122	A57122	Gant anti-oedème	Small	Gant droite
A5513	A5713	Gant anti-oedème	Medium	Paire
A55131	A57131	Gant anti-oedème	Medium	Gant gauche
A55132	A57132	Gant anti-oedème	Medium	Gant droite
A5514	A5714	Gant anti-oedème	Large	Paire
A55141	A57141	Gant anti-oedème	Large	Gant gauche
A55142	A57142	Gant anti-oedème	Large	Gant droite

Goniomètre dorsal




Matériel

Polycarbonat

No d'art.	Désignation
950001	Goniomètre transparent, 102 x 45 x 1.0 mm

Rubans de velours et ruban crochet micro auto-adhésif



Fonction

Permet ouvertures et fermetures multiples sans perdre l'adhérence.

No d'art.	Désignation	Couleur
F2525LBW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Bleu
F2525LSW	Ruban de velours bordé, 25 mm x 20 m	Noir
F5025LBW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Bleu
F5025LSW	Ruban de velours bordé, 50 mm x 20 m	Noir
F5025LJB	Ruban de velours bordé, 50 mm x 25 m	Bleu
F5025LJS	Ruban de velours bordé, 50 mm x 25 m	Noir
F2525LJB	Ruban de velours bordé, 25 mm x 25 m	Bleu
F2525LJS	Ruban de velours bordé, 25 mm x 25 m	Noir

Bande de crochet micro – Profile bas: a utiliser pour la fixation du rembourrage

F866 2025HWK	Bande de crochet micro auto-adhésive, 20 mm x 25 m
F866 5025HNK	Bande de crochet micro auto-adhésive, 50 mm x 25 m

Ruban Back to Back



Fonction

Pour l'extension de la durée de vie des bandages.

Plus

Ruban velours/crochet, double-face.

No d'art.	Désignation
F5010BTB	Ruban velours/crochet, double-face, noir, 5 cm x 10 m

Sangles de fermeture à boucle en D



Fonction

Pour la fermeture en applications divisées de plastique ou pour orthèses.

Plus

Le ruban velours de l'arrière des sangles des boucles en D, permet la fixation sur les orthèses au moyen d'un morceau de velcro auto-adhésive.

No d'art.	Désignation	Unité
F10125300	Sangles de fermeture à boucle en D 2.5 x 30 cm	10 pc.
F10125360	Sangles de fermeture à boucle en D 2.5 x 36 cm	10 pc.
F10125480	Sangles de fermeture à boucle en D 2.5 x 48 cm	10 pc.
F10125630	Sangles de fermeture à boucle en D 2.5 x 63 cm	10 pc.

Digi Strap Basic




Fonction

Le Digi Strap Basic est utilisé pour la fixation fonctionnelle d'un ou plusieurs doigts dans une certaine position avec velcro. Le rembourrage permet un usage confortable et empêche la possibilité de glissement.

No d'art.	Désignation	Unité
1001OP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, bleu, sans rembourrage	10 pc.
1005OP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, bleu, sans rembourrage	50 pc.
1001MP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, bleu, avec rembourrage	10 pc.
1005MP	Digi Strap 1.3 x 25 cm, bleu, avec rembourrage	50 pc.

Digi Strap Dig 4-5



Fonction

Le Digi Strap Dig 4-5 est utilisé pour la fixation fonctionnelle du 4ème et 5ème doigt. Le rembourrage permet un usage confortable et empêche la possibilité de glissement.

No d'art.	Désignation	Unité
1001-45	Digi Strap Dig 4-5, bleu, avec rembourrage	10 pc.

Bandages tubulaires rembourrés



Bandage tubulaire rembourré en tissu éponge élastique



Bandage tubulaire en tricot



Recouvrement d'attelle de pouce Spica en tricot

No d'art.	Désignation	Matériau	Taille
Bandage tubulaire rembourré en tissu éponge élastique			
91 00 04	Tubulaire en tissu élastique	100 % coton écru, anti-allergique	4 cm x 5 m
91 00 06	Tubulaire en tissu élastique	100 % coton écru, anti-allergique	6 cm x 10 m
91 00 21	Tubulaire main/bras	100 % coton écru, anti-allergique	35 cm

Bandage tubulaire tricot/jersey

91 15 71	Tubulaire en tricot/jersey, universel	100 % coton écru, anti-allergique, Couleur: crème	4.5 cm x 10 m
91 10 45	Tricot main/bras avec pouce, universel	100 % coton écru, anti-allergique, Couleur: crème	45 cm
91 10 60	Tricot main/bras avec pouce, universel	100 % coton écru, anti-allergique, Couleur: crème	60 cm

Bandage tubulaire en tricot élastique

91 15 75	Tubulaire tricoté élastique	95 % coton, 5 % élasthanne coton gainé (peut être utilisé plus longtemps)	4 cm x 10 m
----------	-----------------------------	---	-------------

Bandage tubulaire en tricot synthétique

90 00 02	Tubulaire en tricot synthétique	Fil de polyester doux, imperméable	2.5 cm x 23 m
90 00 05	Tubulaire en tricot synthétique	Fil de polyester doux, imperméable	5 cm x 23 m

Recouvrement d'attelle de pouce Spica en tricot

7444	Recouvrement d'attelle de pouce Spica, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 15 cm
744401	Recouvrement d'attelle de pouce Spica, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 33 cm
744402	Recouvrement d'attelle de pouce Spica, 10 pc.	Coton Polyester	7.5 cm x 33 cm

Vulkan Pro-Grip



En raison de la forte compression, convient également comme fermeture.

- Matériau: 80 % coton, 12 % Elasthane, 8 % Polyamide
- Lavable à la main à 20 °C

No d'art.	Désignation	Taille	Circonférence
09 126 7723	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire A	4.2 cm x 10 m	10 - 12 cm
09 126 7798	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire B	6.25 cm x 10 m	12 - 14 cm
09 126 7814	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire C	6.72 cm x 10 m	15 - 25 cm
09 126 7830	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire D	7 cm x 10 m	26 - 35 cm
09 126 7848	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire E	8.75 cm x 10 m	36 - 45 cm
09 126 7863	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire F	10 cm x 10 m	45 - 50 cm
09 126 7889	Vulkan Pro-Grip Bandage tubulaire G	12 cm x 10 m	51 - 60 cm

Spray rafraîchissant Medicoool



Indication


- Effet refroidissant instantané une fois vaporisé sur la peau.
- Soulagement en cas de blessures mineures.
- Pulvérisation avec précision.
- Pour un refroidissement rapide dans la construction d'orthèses.

No d'art.

Désignation

600-100	Spray rafraîchissant Medicoool 300 ml
---------	---------------------------------------

Rol-Flex Bandage cohésive souple




Ce pansement auto-adhésif de haute qualité assure compression et soutien. Il peut être utilisé pour fixer des bandages et des orthèses. Adhère sur lui-même, pas à la peau, et reste en place sans l'utilisation de clips. Maintient une compression uniforme avec support antidérapant qui ne se relâche pas, même en cas d'activités ardues. (Contient du latex)

Plus

- Léger et frais; Non stérile.

No d'art. Crème	No d'art. Blanc	No d'art. Bleu	No d'art. Rouge	Unité	Taille
A93611	A93621	A93631	A93641	30 rouleaux	2.5 cm x 4.6 m
929891	-	929893	-	48 rouleaux	3.8 cm x 4.6 m
-	-	A93632	A93642	36 rouleaux	5.1 cm x 4.6 m
A93613	-	-	-	24 rouleaux	7.6 cm x 4.6 m
-	-	A93634	-	18 rouleaux	10.2 cm x 4.6 m

X-LITE® PLUS (ancien nom: C-LITE)



Changement de nom - Le matériel reste inchangé.

Plus

- Extrêmement léger et laisse passer l'air.
- La surface de l'attelle est perçue comme très agréable sur la peau
- le matériel épouse parfaitement les contours de la main.
- Les attelles sont très stables, si l'on utilise le X-LITE PLUS® en 2 couches.
- Perméable à l'air et évite ainsi au patient de transpirer.

No d'art. Unité 1 pc.	No d'art. Unité 5 pc.	No d'art. Unité 10 pc.	No d'art. Unité 20 pc.	Couleur	Taille
64701-1	64701-5	-	-	Blanc	2.5 cm x 1.8 m
64711-1	64711-5	-	-	Rouge	2.5 cm x 1.8 m
64721-1	64721-5	-	-	Bleu	2.5 cm x 1.8 m
64731-1	64731-5	-	-	Noir	2.5 cm x 1.8 m
64741-1	64741-5	-	-	Hot Pink	2.5 cm x 1.8 m
64723-1	-	-	64723-20	Bleu	7.5 cm x 1.8 m
64707-1	-	64707-10	-	Blanc	15 cm x 1.8 m
64717-1	-	64717-10	-	Rouge	15 cm x 1.8 m
64727-1	-	64727-10	-	Bleu	15 cm x 1.8 m
64737-1	-	64737-10	-	Noir	15 cm x 1.8 m
64747-1	-	64747-10	-	Hot Pink	15 cm x 1.8 m

Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique

No d'art.	Désignation	Taille	Unité
64195-5	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique	5 x 50 cm	5 pc.
64196-1	Ruban à crochet X-LITE® avec adhésif thermoplastique	5 x 500 cm	1 pc.

Rolyan Quick Cast 2



Fonction

Le bandage parfait pour la construction d'attelles ou pour plâtrer des doigts. Il peut être adapté directement sur la peau du patient. Ne nécessite pas de matériel de protection pour la peau (rembourrages).

Indication

Arthrite; Réduction d'odèmes; Doigt Mallet; Attelles pour le pouce; Toute sorte d'immobilisation et stabilisation

Plus

- A un effet de mémoire
- Bandage polymère

No d'art.	Désignation	Taille
09 153 2803	Rolyan Quick Cast Box	2.5 cm x 3.7 m

Thermoplaste – Klarity KS



Matériel et maîtrise

Ajustement parfait et fortement perforé. Peut être ajusté facilement et en détail et garde sa forme sans renfort. Très bonne stabilité.

Travail


Se colle sur lui-même. Température de l'eau: 70 °C
Les trous sur le bord sont faciles à étaler.

Plus

- Aucun matériau sans mémoire ne possède une aussi grande perforation.
- Haute précision d'ajustement, sans empreintes digitales.

No d'art.	Désignation	Unité
KS3219	Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm	1 pc.
KS3219-4	Klarity KS 46 x 61 cm, blanc, 19 % perforé, 3.2 mm	1 pc.

Thermoplaste – B-Cast



Matériel et maîtrise

Lisse, multi- ou micro perforation. Matériel avec mémoire lente. Très souple. Garde rapidement sa forme. Se laisse bien étirer lors du processus de préparation.

Travail


Se colle sur lui-même, éventuellement rechauffer à l'aide du pistolet à air chaud.
Température de l'eau: 70 °C. Si la préparation échoue, vous remettez l'orthèse dans l'eau et le matériel retourne dans sa forme originale.

Plus

- Ce matériel a une mémoire qui ressemble au Polyform ou Ezeform.
- Adaptation parfaite sans empreintes digitales.
- Adaptée pour les thérapeutes avec peu d'expériences.

No d'art.	Désignation
32045	B-CAST, 60 x 45 cm, pleine, 3.2 mm
32090	B-CAST, 60 x 90 cm, pleine, 3.2 mm
32345	B-CAST, 60 x 45 cm, multiperforation, 3.2 mm
32390	B-CAST, 60 x 90 cm, blanc, multiperforation, 3.2 mm
16145S	B-CAST, 60 x 45 cm, beige, microperforation, 1.6 mm
20145	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, microperforation, 2 mm
20345	B-CAST, 60 x 45 cm, blanc, multiperforation, 2 mm

Thermoplaste – Turbocast



Idéal pour orthèses de doigts. Matériau thermoplastique et recouvert d'une fine couche de mousse.

Plus

- Très élastique quand est chaud il et ne colle pas sur lui-même.
- A une bonne stabilité.

No d'art.	Désignation	Couleur
TC0810	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Beige
TC0812	Turbocast 60 x 41 cm, microperforation, 0.8 mm	Bleu
TC1610S	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Beige
TC1612C	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 1.6 mm	Bleu
TC2520	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Beige
TC2522	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Bleu
TC2523	Turbocast 60 x 45 cm, microperforation, 2.5 mm	Vert

Aquaplast-T



Matière facile à manipuler qui permet d'obtenir des orthèses très précises. 100 % mémoire de forme pour des remodelages répétés et des modifications de l'orthèse. Diminue les coûts et réduit le gaspillage en clinique.

Plus

- Translucide quand chauffé, ce qui permet le repérage des surfaces et l'observation des points de pression lors du moulage.
- Bords faciles à lisser pour un meilleur confort du patient.
- Orthèses de main, poignet et pouce

Perforation

Optiperforation: 19 %, Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 30 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

4.8 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60-120 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

4 - 7 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No d'art. Pleine	No d'art. Opti-Perf.	No d'art. Ultra-Perf.
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	A96240	A96254	A962541
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	1.6 mm	A96240C4	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2 mm	091329085	-	091329093
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	A96270	A96255	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	2.4 mm	A96270C4	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	A96210	A96256	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	A9621	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	4.8 mm	A96274	-	-
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	4.8 mm	A96274C4	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	A96272	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Blanc	1 pc.	4.8 mm	A96275	-	-
Aquaplast-T 61 x 91 cm	Blanc	2 pc.	4.8 mm	A96275C2	-	-

Désignation	Couleur	Unité	Épaisseur	No. d'art Perforation	Perforation	No. d'art SuperPerf.	Perforation
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	1.6 mm	-	-	A96250	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	2.4 mm	A962090	2 %	A96271	38 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	1 pc.	3.2 mm	A96230	3 %	A96220	42 %
Aquaplast-T 46 x 61 cm	Blanc	4 pc.	3.2 mm	A96230C4	1 %	-	-

Aquaplast-T Watercolors



Aquaplast-T Thermoplast est le matériau de choix pour la durabilité et la facilité de fabrication d'attelles pour les membres inférieurs (main, poignet). Livrable en couleurs vives pour accroître la volonté de coopérer, en particulier avec les enfants.

Perforation

Optiperforation: 19 %

Ultraperforation: 13 %

Temps de l'eau

1.6 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 35 secondes

2.4 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

3.2 mm: 70 - 75 °C température de l'eau pendant 60 secondes

Temps de travail

1 - 2 Minutes

2 - 3 Minutes

4 - 6 Minutes

Désignation	Couleur	Unité	Dicke	No d'art. Pleine	No d'art. OptiPerf.	No d'art. Ultra-Perf.
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1 pc.	1.6 mm	A96241	A96242	A962421
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1 pc.	2.4 mm	A96257	A96258	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Beige	1 pc.	3.2 mm	A96231	A96232	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rouge	1 pc.	1.6 mm	A927953	-	A9631131
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rouge	1 pc.	2.4 mm	A963112	A963113	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rouge	1 pc.	3.2 mm	A963110	A963111	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Rouge	4 pc.	3.2 mm	091169044	091169051	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavande	1 pc.	1.6 mm	551488	551490	551492
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavande	1 pc.	3.2 mm	551484	551486	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Lavande	4 pc.	3.2 mm	091182500	091182526	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violet	1 pc.	1.6 mm	A927954	-	A9631031
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violet	1 pc.	2.4 mm	A963102	A963103	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violet	1 pc.	3.2 mm	A963100	A963101	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Violet	4 pc.	3.2 mm	091169069	091169077	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu	1 pc.	1.6 mm	550551	550553	550555
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu	1 pc.	3.2 mm	550547	550549	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu électrique	1 pc.	1.6 mm	A96340	A96346	A963461
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu électrique	1 pc.	2.4 mm	091544709	091544717	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu électrique	1 pc.	3.2 mm	A9631	A96310	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu électrique	4 pc.	3.2 mm	091169002	091169028	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu pastel	1 pc.	1.6 mm	A927955	-	A963141
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu pastel	1 pc.	3.2 mm	A96330	A96314	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu métal.	1 pc.	1.6 mm	-	-	091551613
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu métal.	1 pc.	2.4 mm	-	-	091521293
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu métal.	1 pc.	3.2 mm	091513852	091513878	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Bleu métal.	4 pc.	3.2mm	091549187	091549195	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Vert pomme	1 pc.	1.6 mm	A927966	-	A963131
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Vert pomme	1 pc.	3.2 mm	A9635	A96313	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Argent	1 pc.	1.6 mm	-	-	091551647
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Argent	1	2.4 mm	-	091182492	091521301
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Argent	1	3.2 mm	091513845	091513860	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Argent	4	3.2 mm	091549161	091549179	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Noir	1	1.6 mm	A96323	A96324	A963241
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Noir	1	3.2 mm	A96332	A96321	-
Aquaplast Watercolor 46 x 61 cm	Noir	4	3.2 mm	091169010	091169036	-

Silicon Erkoton 20



Indication

Traitement des cicatrices, allégement en cas de choc, corrections d'attelles.

Fonction

Réduction de formation de cicatrices. Traitement des cicatrices. Protection contre vibrations. Allégement en cas de pression ou chocs.

Plus

- Facile à l'utilisation: En mélangeant les deux composants (1 + 1).
- Applicable aussi sur une surface concave (surface intérieur de la main).
- Lavable avec eau chaude.
- Très souple et contact optimale sur la peau sans points de pression.
- Parfaite reproduction des détails.
- Très stable et haute élasticité.
- Température de stockage: 20 - 25 °C

No d'art.	Désignation	Unité
413 820	Erkoton 20	2 x 100 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères
413 825	Erkoton 20	2 x 400 ml endurcisseur et masse de base, 2 cuillères

Bacs chauffants Heuser



Les bacs d'eau Heuser sont de haute qualité et sont fabriqués en Allemagne.

Fonction

Réchauffement et maintien au chaud de matériaux thermoplastiques.

Equipement

- Boîtier extérieur autoportant en acier inoxydable structuré
- Couvercle avec barre horizontale; Aide de levage
- Isolation énergétique contre la perte de chaleur
- Régulation électronique de la température avec affichage sur écran numérique
- Mesure de la température directement dans l'eau
- Evacuation de l'eau par un robinet hémisphérique chromé sur le devant du bac chauffant
- Grille amovible en acier inoxydable

No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
WB-485	Bac chauffant	48.5. x 35 x 13 cm	57 x 42 x 28 cm	20 litres
WB-500	Bac chauffant	50 x 30 x 20 cm	57.5 x 36.5 x 35.5 cm	30 litres
WB-590	Bac chauffant	59 x 40 x 10 cm	67.5 x 47 x 25 cm	25 litres

Bacs chauffants



Ces bacs chauffants à affiche digitale sont de construction solide en acier inoxydable. Des poignées de saisie encastrées facilitent le transport.

Plus

- Couvercle inclus
- 2 ans de garantie
- Disponibles en 3 grandeurs

Bac à 56 litres

Avec couvercle amovible en deux parties, pendant qu'un couvercle, donc une moitié du bassin reste fermé, l'autre moitié reste ouverte.

No d'art.	Désignation	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Contenu
AA9413	Bac chauffant	50 (L) x 30 (P) x 6.5 cm (H)	54 (L) x 33 (P) x 14.5 cm (H)	9 litre
AA9403	Bac chauffant	62 (L) x 50 (P) x 20 cm (H)	66 (L) x 54 (P) x 26 cm (H)	28 litre
AA9405	Bac chauffant	54 (L) x 33 (P) x 20 cm (H)	62 (L) x 50 (P) x 29 cm (H)	56 litre

Bain à paraffine Therabath® Professional



Le bain de paraffine Therabath® Professional est considéré dans le monde entier comme le premier choix des fournisseurs professionnels. La chaleur pénétrante stimule la circulation sanguine, atténue les légères rigidités, les douleurs articulaires et détend la tension musculaire. La paraffine chaude agit également comme hydratant pour une peau plus saine et plus douce.

Plus

- Peut fonctionner pendant 24 heures
- Couvercle, grille et câble d'alimentation inclus.
- Capacité: 2.72 Kg
- Zone de température: 51.6 °C - 57.2 °C

No d'art.	Désignation	Dimensions
AA9713A	Bain à paraffine Therabath® Professional	36.2 (L) x 21.6 (P) x 19.7 cm (H)

Paraffine



Paraffin zum Nachfüllen in drei Variationen.

- Filtrée 3 fois pour être purifiée
- Extrêmement pure
- Doux, malléable et ne colle pas

Gants 100 % cotton

- Lavables en machine.

Sacs de protection pour main et pied

- A usage unique

No d'art.	Désignation	Unité
AA9713C	Therabath Paraffine, vert amande	6 sachets de 454 g
AA9713D	Therabath Paraffine, non-parfumée	6 sachets de 454 g
AA9713E	Therabath Paraffine, lavande	6 sachets de 454 g
AA9713F	Gants en cotton	Paire de gants
AA9713H	Sacs pour main/pied	100 pc.

Rolyan Ultigrip Finger Exerciser



Améliore la réhabilitation. Développe la force dans les doigts et avant-bras. Renforce chaque doigt individuellement. Disponibles en plusieurs résistances.

- Grandes poignées
- Fonction pour pression du pouce
- Diffraction individuelle pour chaque doigt

No d'art.	Désignation	Force de prehension	Couleur
091550409	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	0.68 Kg	Jaune
091550417	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	1.40 Kg	Rouge
091550425	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	2.30 Kg	Vert
091550433	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	3.20 Kg	Bleu
091550441	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser	4.10 Kg	Noir

Rolyan Ultigrip Hand Exerciser



Renforce individuellement le développement de la force des doigts et de la main, améliore la flexibilité et la coordination. Exerce toute la main et l'avant-bras.

- Poignée avec 4 rouleaux individuels pour les doigts (rouge)
- Poignée fixe (vert)
- Poignée avec rembourrage en rouleau (jaune)

No d'art.	Désignation	Couleur
091550367	Rolyan Ultigrip Hand Exerciser; Poignée fixe	Vert
091550359	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; Poignée 4 rouleaux indiv.	Rouge
091550383	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; Poignée rouleaux	Jaune
091550391	Rolyan Ultigrip Finger Exerciser; Set avec 3 poignées	-

Mini appareil de massage



Compact mais puissant, ce mini appareil de massage à 3 têtes pour un massage concentré ou un massage de zones spécifiques. L'embout peut être retiré pour un massage sur des zones plus larges.

- L'appareil de massage vibre approximativement à 5500 cycles par minute.
- Batterie incluse

Quantité Rabais

Dès 6 pc.	15 %
Dès 12 pc.	30 %

No d'art.	Désignation
AA9200A	Mini Massager

Balles de massage



Les balles de massage hérissées activent avec des mouvements circulaires, différentes zones de réflexes du corps. Soulage la tension et stimule la circulation sanguine. Choisissez la grandeur des balles individuellement, selon la grandeur de la main.

No d'art.	Diamètre	Couleur
AA90003A	6 cm	Orange
AA90003B	7 cm	Vert
AA90003C	8 cm	Jaune
AA90003D	9 cm	Rouge
AA90003E	10 cm	Bleu

MECRON Elastic Tape et Elastic Tape Strong



remise par quantité

Quantité	Remise
6 rouleaux	7 %
12 rouleaux	13 %
24 rouleaux	19 %
36 rouleaux	23 %
48 rouleaux	27 %
60 rouleaux	30 %

Tape élastique à visée thérapeutique et sportive.

- Contre les douleurs musculaires
- Amélioration de la performance grâce à une stimulation continue
- Stimulation des voies nerveuses
- Stimulation de la circulation sanguine
- Stimulation du travail musculaire et tendineux
- Élastique et extensible de 30 %
- Elastic Tape Strong surtout pour les sportifs avec une grande force d'adhérence

No d'art.	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur
4300-300	MECRON Elastic Tape	Bleu	5 cm	5 m
4300-400	MECRON Elastic Tape	Rouge	5 cm	5 m
4300-500	MECRON Elastic Tape	Noir	5 cm	5 m
4300-600	MECRON Elastic Tape	Beige	5 cm	5 m
4300-700	MECRON Elastic Tape	Jaune	5 cm	5 m
4300X-800	MECRON Elastic Tape Strong	Rose	5 cm	5 m
4300X-900	MECRON Elastic Tape Strong	Turquoise	5 cm	5 m

MECRON Standard Tape



Une bande de sport rigide pour la stabilisation des articulations et des muscles ou comme alternative aux bandages.

- Rigide
- S'adapte de manière individuelle aux circonstances telles que le type de sport, le risque de blessure et la physiologie du porteur

No d'art.	Désignation	Taille
4300-100	MECRON Standard Tape, blanc	3.8 cm x 10 m

MECRON Sous-couches




Sous-couches pour bandages ou bandes.

- Fixation de bandages et plâtres
- Doux pour la peau

No d'art.	Désignation	Taille	Couleur
4300-070	MECRON Underwrap	8 cm x 4 m	Chair
4300-080	MECRON Underwrap	8 cm x 20 m	Chair
4300-200	MECRON Pre-Tape sous-couche de mousse	7 cm x 27 m	Bleu

MECRON X-Patch Tape




100 % sans latex

Le MECRON X-Patch Tape convient au traitement des points douloureux et trigger, ainsi que des méridiens d'acupuncture. Egalement pour la décongestion des fascias collés et pour assouplir les cicatrices sèches.

- Résistant à l'eau
- Peut être utilisé sans problème pendant plusieurs jours
- Ne contient aucun principe actif
- Recouvert d'un tissu en nylon rigide doté d'une masse adhésive en acrylique
- Disponible en trois tailles de 20 feuilles chacune

No d'art.	Désignation	Taille	Unité d'emballage
4300-202	MECRON X-Patch Tape, beige	5.2 x 4.5 cm	20 feuilles à 2 Tapes
4300-209	MECRON X-Patch Tape, beige	2.8 x 2.1 cm	20 feuilles à 9 Tapes
4300-206	MECRON X-Patch Tape, beige	3.5 x 2.5 cm	20 feuilles à 6 Tapes

B&L Dynamomètre hydraulique pour la main



Appareil permettant de mesurer la force de préhension de la main. La barre est réglable sur 5 positions pour agrandir l'espace de préhension de 3.5 cm jusqu'à 8.6 cm. La valeur maximale de la force de préhension affichée est de 90 kg.

- Valeurs de norme pour enfants et adultes
- Étalonnage officiel certifié
- 2 ans de garantie de fabricant; Livré avec mallette

No d'art.	Désignation
BL5001	B&L Dynamomètre hydraulique pour la main

B&L Set d'évaluation de la main en 3 pièces



Ensemble complet d'instruments d'évaluation de la main.

- 1 dynamomètre hydraulique pour la main
- 1 instrument de mesure de la pression de serrage des doigts
- 1 5.5" goniomètre en acier inox pour doigts

Plus

- Étalonnage officiel certifié
- 2 ans de garantie de fabricant; Livré avec mallette

No d'art.	Désignation
BL5011-3	B&L Set d'évaluation de la main en 3 pièces

Jauge de pincement B&L



Cet appareil de précision reconnu pour la mesure isométrique du pincement digital et palmaire.

- Recommandation pour la mesure de mains faibles: articles A8533 et A8531.
- Recommandation pour les programmes de réadaptation professionnels: article A8532.

Plus

- Étalonnage officiel certifié; Échelle en kilogrammes et livres
- Normes de force de pincement pour adultes incluses.
- 2 ans de garantie de fabricant; Livré avec mallette

No d'art.	Désignation
A8533	Jauge de pincement B&L, 0 - 4.5 Kg
A8531	Jauge de pincement B&L, 0 - 13.6 Kg
A8532	Jauge de pincement B&L, 0 - 27 Kg

Monofilaments Aesthesio



Capteur pour tester la sensibilité de la peau et déterminer les effets sur les nerfs périphériques.

Art.-Nr.	Désignation	Unité
514000-5C	Set avec 5 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65	Set
514000-6C	Set avec 6 Monofilaments: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07, 6.65	Set
514000-20C	Set avec 20 Monofilaments	Set
	Monofilament disponible en différentes grandeurs	pc.

Vous trouverez les informations des produits respectifs dans les indications du fabricant.

Prix hors taxe. Sous réserve de modifications de prix.

1.16.F.02_Handreha (02.2019)

Distribution par:

Orthopartner AG · Produits médicaux et hospitaliers · Oholten 11 · 5703 Seon
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax. +41 (0)62 769 88 01

